

Avantgarde Ti

Características

Silla de ruedas activa, modelo Ti
 Reposapiés integrado en el chasis
 Tapizado del respaldo, ligero y transpirable
 Tornillos de aluminio y ejes de horquillas en titanio
 Chasis de aluminio con doble cruceta
 Acodado del chasis a elegir
 Ruedas accionamiento con ejes desmontables
 Construcción modular
 Peso máximo del usuario: 125kg



Opciones incluidas, modelo Ti 8.9

Peso de la silla (completa) : a partir de 8,9 kg
 Piezas laterales de aluminio
 Freno de palanca
 Reposapiés de aluminio, en una pieza o en dos, a elegir



Llanta opcional (no incluida en el precio)

Particularidades del modelo Ti ULTRA

Peso de la silla (completa) : a partir de 8 kg
 Receptor de rueda de accionamiento soldado
 Manillar corto, soldado

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

Código		LA SILLA	Precio
480F45=10000	p	Avantgarde Ti 8.9	2.520,-
	p	Avantgarde Ti Ultra	2.654,-

Código		AJUSTES Y OPCIONES DEL CHASIS	Precio
		Ancho: q 32 q 34 q 36 q 38 q 40 q 42 q 44 q 46 q 48 q 50	
		Profundidad: q 36 q 38 q 40 q 42 q 44 q 46 q 48	
		Altura Respaldo: q 25 q 27,5 q 30 q 32,5 q 35 q 37,5 q 40 q 42,5 q 45 q 47,5 q 50	
		Longitud Pantorrilla (LP), sin cojín de asiento (margen de ajuste: 16 - 48 cm)	
		Altura delantera del asiento (ADA) en cm (margen de ajuste: 42 - 52 cm)	
		Altura trasera del asiento (ATA) en cm (margen de ajuste: 39 - 54 cm)	
MF96	q	Placa de adaptación al chasis para altura de asiento delantera baja (-3,5 cm)	33,-
MF97	q	Placa de adaptación al chasis para altura de asiento delantera alta (+3,5 cm)	33,-
MA50	q	Ruedas de tránsito (1 par)	120,-
MA51	q	Ayuda inclinación a la derecha	10,-
MA52	q	Ayuda inclinación a la izquierda	10,-
MA55	q	Antivuelco derecho	94,-
MA56	q	Antivuelco izquierdo	94,-
MA57	q	Soporte bastón derecha	23,-
MA58	q	Soporte bastón izquierda	23,-
MA60	q	Acolchado chasis, negro	45,-
	<i>Info</i>	Sólo se permite un accesorio por cada lado	
		No es posible combinar las ruedas de tránsito con el antivuelco	
		Antivuelco no es combinable con accionamiento para una mano	

Código		TIPO CHASIS DELANTERO	Precio
MA01	q	Ángulo 70°	w
MA02	q	Ángulo 70° acodado 2cm (a partir de ancho asiento 34cm)	m
MA03	q	Ángulo 80°	m
MA04	q	Ángulo 80° acodado 2cm (a partir de ancho asiento 34cm)	m

Código		COLORES CHASIS	Precio
001	q	Plata brillante	m
002	q	Antracita metalizado	m
007	q	Jaspeado en plata	m
003	q	Negro	m
004	q	Azul hielo	m
012	q	Azul cielo suave	m
010	q	Azul marino suave	m
005	q	Naranja claro brillante	m
014	q	Rojo golosina	m
009	q	Vino suave brillante	m
013	q	Negro Mate	m
011	q	Verde manzana brillante	m
006	q	Verde azul jaspeado	m
008	q	Rojo serpiente claro	m
015	q	Brillo reptil claro	m
099	q	Pulido	m

Código		COLORES TAPIZADO	Precio
901	q	Negro	w
902	q	Azul	m

Código		HORQUILLA RUEDAS GUÍA	Precio
MF80	q	Largas (165 mm)	w
MF81	q	Cortas (125 mm)	25,-
MF90	q	Horquillas con eje fijo, estándar	w
MF91	q	Horquillas con eje desmontable	91,-
MF92	q	Receptor rueda guía y horquilla negra, estándar	w
MF93	q	Receptor rueda guía y horquilla pulida	123,-

Código		RUEDAS GUÍA	Precio
MF01	q	3" Skate (70x25 mm)	m
MF11	q	3" con luz (70x25 mm)	50,-
MF21	q	4" con luz (100x32 mm)	50,-
MF02	q	4" macizas (100x32 mm)	m
MF30	q	4" Design (100x32 mm)	99,-
MF03	q	5" macizas (125x32 mm)	m
MF31	q	5" Design (125x32 mm)	106,-
MF04	q	5,5" blandas (140x40 mm)	m
MF05	q	6" neumáticas (150x33 mm)	m
MF06	q	6" macizas (150x33 mm)	w
		<i>Info</i> Ruedas de 3" y de 4" sólo son aptas para uso en interiores	

Código		TAMAÑO RUEDAS ACCIONAMIENTO	Precio
MG02	q	24"	w
MG03	q	26"	m

Código		INCLINACIÓN DE LA RUEDA ACCIONAMIENTO	Precio
		Modelo 8.9 q 0° q2° (ancho+4cm) q 4° (ancho+8cm)	
		Modelo Ultra: q 0° Fija	

Código		LLANTAS	Precio
MG15	q	Infinity Ultralight	w
MG06	q	Lanta reforzada (recomendada a partir de carga 90 kg)	m
MG10	q	Tipo Spox (Spinergy)	445,-
MG12	q	Rueda "Hurricane" con aros de aluminio	m
MG13	q	Rueda "Hurricane" con aros de acero	m

Código		PROTECTOR DE RADIOS	Precio
MG90	q	Protector de radios, transparente	118,-
MG91	q	Protector de radios, diseño Eye Catcher	151,-
MG92	q	Protector de radios, diseño Flower Power	151,-
MG93	q	Protector de radios, diseño Clown	151,-
MG94	q	Protector de radios, diseño Fire	151,-
		<i>Info</i> Con ruedas de 26", elegir protectores de 24"	

Código		NEUMÁTICOS	Precio
MG31	q	Schwalbe RightRun perfil fino 1" (neumáticas)	w
MG32	q	Schwalbe HS 288 perfil grueso 1" (neumáticas)	m
MG33	q	Schwalbe "Downtown" , perfil asimétrico, 1"	m
MG37	q	Marathon plus Evolution 24"x1" de Schwalbe	25,-

Código		AROS DE AGARRE	Precio
MG52	q	Aluminio anodizado, alto	w
MG53	q	Aluminio anodizado, bajo	m
MG50	q	Aluminio lacado en negro, alto	m
MG56	q	Acero Inox pulido, alto	45,-
MG57	q	Acero Inox pulido, bajo	45,-
MG58	q	Titanio pulido, alto	341,-
MG54	q	Aluminio engomado, alto	142,-
MG60	q	Top Grip, alto	142,-
MG84	q	Revestimiento de silicona para aros en alu anodizado, 24" únicamente	91,-

Código		MONTAJE	Precio
MG70	q	Estrecho - espacio de 2,2 cm entre la llanta y el aro de agarre	w
MG71	q	Ancho - espacio de 3 cm entre la llanta y el aro de agarre	m

Código		RECEPTOR RUEDAS ACCIONAMIENTO	Precio
MG40	q	Superficie negra	w
MG41	q	Superficie pulida	117,-

Código		ACCESORIOS RUEDAS DE ACCIONAMIENTO	Precio
MG86	q	Prolongación distancia entre ejes	117,-
MG88	q	Bomba Airman	75,-
MG87	q	Bomba alta presión	91,-

Código		ABSORCIÓN DE CHOQUE (modelo 8.9)	Precio
MG97	q	Grado de dureza 1: - 40 a 65kg (peso del usuario)	332,-
MG98	q	Grado de dureza 2: - 66 a 90kg (peso del usuario)	332,-
MG99	q	Grado de dureza 3: - 91 a 125 kg (peso del usuario)	332,-

Código		FRENOS	Precio
MH01	q	Frenos de palanca standard	w
MH02	q	Frenos de palanca estándar, cortos	17,-
MH04	q	Freno Performance	183,-
MH10	q	Prolongación de palanca de freno, desmontable	30,-
	<i>Info</i>	Freno de tambor para acompañante no es combinable con manillares cortos ni abatibles	
		Prolongación palanca de freno no es combinable con freno Performance	

Código		RESPALDO	Precio
MD01	q	Respaldo standard (modelo 8.9)	w
		Altura q 25cm q 27,5cm q 30cm q 32,5 q 35cm	
		Altura q 30cm q 32,5cm q 35cm q 37,5 q 40cm	
		Altura q 37,5cm q 40cm q 42,5cm q 45 q 47,5cm	
MD10	q	Respaldo "Ergo" abatible, regulable en altura y ángulo (modelo 8.9)	195,-
		desde -9° hasta +9°	
		Altura q 30cm q 32,5cm q 35cm q 37,5 q 40cm	
		Altura q 35cm q 37,5cm q 40cm q 42,5 q 45cm	
		Altura q 40cm q 42,5cm q 45cm q 47,5 q 50cm	
MD02	q	Tapizado ajustable en tensión y con malla de separación (no es posible opción MD70 y MD72)	m
MD03	q	Tapizado ajustable en tensión con almohadillado	m
MD04	q	Tapizado respaldo standard (solo para altura de respaldo fija- no modificable)	w
MD06	q	Sin tapizado de respaldo	m
MD70	q	Bolsa con cremallera para tapizados del respaldo	22,-
MD72	q	Cámara de aire intermedia (favorece la transpiración) para tapizados del respaldo.	43,-
	<i>Info</i>	Respaldo "Ergo" sólo se permite en el modelo 8.9	
		El respaldo abatible sólo es combinable con la bolsa con cremallera o con la cámara de aire (ambas conjuntas no son posibles)	

Código		MANILLARES (modelo 8.9)	Precio
MD50	q	Estándar cortos	m
MD51	q	Estándar largos	w
MD52	q	Telescópico, cortos (no para respaldo abatible)	132,-
MD53	q	Telescópico, largos (no para respaldo abatible)	132,-
MD55	q	Manillar regulable en altura recto [] 14 cm [] 24 cm	132,-
MD56	q	Abatibles	111,-
MD59	q	sin manillares	m
MD21	q	Acolchado para manillares	59,-
	<i>Info</i>	El acolchado para manillares sólo es válido para el modelo 8,9	
		El acolchado para manillares no es combinable con manillares abatibles ni regulables en altura.	
		Manillares abatibles sólo se pueden pedir con respaldo estándar (altura respaldo a partir de 30cm)	

Código		PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS	Precio
ME01	q	Piezas laterales de aluminio, regulables con protección para el frío, respaldo standard	w
ME02	q	Protector para ropa, de aluminio, regulable	43,-
ME03	q	Protector para ropa, de plástico, extraíble	101,-
ME04	q	Protector de carbono para la ropa, respaldo standard	339,-
ME05	q	Pieza lateral con reposabrazos corto, regulables, de TechnoGel	264,-
ME06	q	Pieza lateral con reposabrazos largo, regulables, de TechnoGel	264,-
ME07	q	Pieza lateral con reposabrazos asimétrico, regulable, de TechnoGel	264,-
ME50	q	Reposabrazos acolchado, altura regulable, abatible, en combinación con pieza lateral estándar o protector de ropa (modelo 8.9)	257,-
	<i>Info</i>	Los protectores de ropa sólo son aptos para una altura trasera de asiento a partir de 41cm.	
		Piezas laterales con reposabrazos corto, largo o asimétrico sólo son posibles en el modelo 8,9	

Código		ASIENTO	Precio
MC13	q	tapizado del asiento standard	w
S/R	q	ORTESIS DE ASIENTO Y RESPALDO A MEDIDA, FRESADA Y FORRADA (no incluye toma medidas, valoraciones...). Estructura a elegir [] PVC [] Aluminio	2.995,-
476C01=DS 14-18	q	Base rígida regulable para ortesis de asiento o cojines (AA silla entre 40-50 cm)	301,-
MC14	q	Tapizado de asiento ajustable en tensión	87,-
MC15	q	Tapizado "Business" del asiento, incluye bolsillo para móvil	12,-
MC06	q	Sin tapizado	m
MC01	q	Cojín del asiento standard 3 cm [] 5 cm [] 8 cm []	87,-
MC05	q	Cojín del asiento Evolight (grosor 6 cm)	216,-
MZ50	q	Cinturón de asiento con cierre de plástico	28,-
MZ51	q	Cinturón de asiento con cierre metálico	62,-
	<i>Info</i>	El cinturón de asiento con cierre metálico sólo es posible en el modelo 8.9	

Código		REPOSAPIÉS	Precio
MB06	q	Estribos, aluminio/titanio, regulables profundidad 12,5 cm (a partir de LP 32 cm)	w
MB20	q	En una pieza, para longitudes de pantorrilla cortas (de 16 a 31cm)	77,-
MB74	q	Plataforma de plástico para pies	38,-

Código		ACCESORIOS	Precio
MZ52	q	Juego de herramientas	25,-
ME60	q	Mesa de terapia (modelo 8.9)	192,-
MZ93	q	Mochila	40,-
MZ90	q	Tire-A-Light, rojo, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	9,-
MZ91	q	Tire-A-Light, azul, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	9,-
	<i>Info</i>	La mesa de terapia sólo se puede montar con reposabrazos acolchados o largos	

Indicaciones

Tabla informativa de altura delantera de asiento

Los datos abajo indicados son teóricos, se permite una desviación máxima de 1cm.

La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía, de la horquilla y de la posición de montaje.


Tener en cuenta tabla de altura de asiento

Indicaciones sin cojín asiento para inclinación =0°

Máxima inclinación asiento: 3,5 cm

Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

Altura delantera asiento		
Horquilla corta		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	3"	42-44
	4"	42-55
	5"	43-46
	5,5"	44-47
	6"	45-48
Horquilla larga		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	3"	46-48
	4"	46-48
	5"	46-49
	5,5"	47-50
	6"	47-51



Altura trasera asiento		Rango de ajuste
Tamaño rueda accionamiento	24"	41-46 y 49-51
	26"	42-49 y 51-54

Combinaciones ruedas	24"	26"
Llanta estándar	X	
Llanta reforzada	X	X
Spinergy SPOX	X	
Infinity Ultralight	X	
Hurricane	X	
Schwalbe RightRun	X	X
Ruedas frnaja blanca 1x3/8"	X	
Standard 1 3/8"		
Schwalbe HS 228	X	
Schwalbe DownTown	X	
Ruedas PU 1"	X	
Ruedas PU 1 3/8"	X	
Schwalbe Marathon	X	
Aros agarre negro alto	X	X
Aros agarre aluminio alto	X	
Aros agarre aluminio bajo	X	
Aros agarre engomados alto	X	X
Aros agarre acero pulido alto	X	X
Aros agarre acero pulido bajo	X	
Aros agarre titanio pulido	X	
Aros agarre Top Grip alto	X	



MF30 Ruedas de diseño



MG10 Llanta Spinergy Spox



MG15 Llanta Infinity



MH04 Freno Performance



MD10 Respaldo con ángulo ajustable




ME06 Pieza lateral con r



MD50 Manillar corto




MD55 Manillar regulable en altura



ME50 Reposabrazos acolchado



MB74 Base de reposapiés de plástico



MB06 estribo de pie de aluminio