

**Otto Bock®**

QUALITY FOR LIFE

## Avantgarde XXL 2

### **Características**

Silla de ruedas activa y ligera para tallas grandes, modelo XXL 2.

Peso de la silla (completa) : a partir de 15 kg.

Chasis con doble cruceta de alta resistencia y aluminio reforzado.

Acodado del chasis a elegir.

Tapizado de asiento con refuerzo extra fuerte.

Ruedas de accionamiento con ejes desmontables.

Receptor optimizado de ruedas de accionamiento.

Llantas reforzadas.

Construcción modular.

Peso máximo del usuario: 180 kg.



### **Opciones incluidas**

Respaldo regulable y ajustable en altura.

Piezas laterales de aluminio.

Freno de palanca.

Reposapiés de aluminio continuo.

Soporte del reposapiés abatible.

**Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)**

|                            |                                      |                                 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Fecha :</b>             | <input type="checkbox"/> Presupuesto | <input type="checkbox"/> Pedido |
| <b>Nombre del Cliente:</b> |                                      |                                 |
| <b>Dirección de envío:</b> |                                      |                                 |

◆ **Opciones incluidas en configuración estándar**    ○ **Opciones sin incremento de precio**

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

| Código       |   | LA SILLA         | Precio         |
|--------------|---|------------------|----------------|
| 480F45=50000 | ■ | Avantgarde XXL 2 | <b>2.496,-</b> |

| Código |             | AJUSTES Y OPCIONES DEL CHASIS                                                        | Precio |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |             | Ancho: ■ 46 ■ 48 ■ 50 ■ 52 ■ 54 ■ 56 ■ 58<br>■ 60 ■ 62                               |        |
|        |             | Profundidad: ■ 40 ■ 42 ■ 44 ■ 46 ■ 48 ■ 50<br>■ 52 ■ 54 ■ 56                         |        |
|        |             | Altura Respaldo: ■ 25 ■ 27,5 ■ 30 ■ 32,5 ■ 35<br>■ 37,5 ■ 40 ■ 42,5 ■ 45 ■ 47,5 ■ 50 |        |
|        |             | Longitud Pantorrilla (LP), sin cojín de asiento<br>(margen de ajuste: 32-55 cm)      |        |
|        |             | Altura delantera del asiento (ADA) en cm<br>(margen de ajuste: 45-53 cm)             |        |
|        |             | Altura trasera del asiento (ATA) en cm<br>(margen de ajuste: 40-53 cm)               |        |
| MA50   | ■           | Rueda de tránsito (1 par)                                                            | 120,-  |
| MA55   | ■           | Antivuelco derecho                                                                   | 94,-   |
| MA56   | ■           | Antivuelco izquierdo                                                                 | 94,-   |
| MA51   | ■           | Ayuda inclinación a la derecha                                                       | 10,-   |
| MA52   | ■           | Ayuda inclinación a la izquierda                                                     | 10,-   |
| MA57   | ■           | Soporte bastón derecha                                                               | 23,-   |
| MA58   | ■           | Soporte bastón izquierda                                                             | 23,-   |
|        | <b>Info</b> | No es posible combinar la rueda de tránsito con el antivuelco                        |        |

| Código |   | TIPO CHASIS DELANTERO                                   | Precio |
|--------|---|---------------------------------------------------------|--------|
| MA01   | ■ | Ángulo 70°                                              | ◆      |
| MA02   | ■ | Ángulo 70° acodado 2cm (a partir de ancho asiento 34cm) | ○      |

| Código |   | COLORES CHASIS          | Precio |
|--------|---|-------------------------|--------|
| 001    | ■ | Plata brillante         | ○      |
| 002    | ■ | Antracita metalizado    | ○      |
| 007    | ■ | Japoneado en plata      | ○      |
| 003    | ■ | Negro                   | ○      |
| 004    | ■ | Azul hielo              | ○      |
| 012    | ■ | Azul cielo suave        | ○      |
| 010    | ■ | Azul marino suave       | ○      |
| 005    | ■ | Naranja claro brillante | ○      |

# Otto Bock®

## QUALITY FOR LIFE

|     |   |                         |   |
|-----|---|-------------------------|---|
| 014 | ■ | Rojo golosina           | ○ |
| 009 | ■ | Vino suave brillante    | ○ |
| 013 | ■ | Negro Mate              | ○ |
| 011 | ■ | Verde manzana brillante | ○ |
| 006 | ■ | Verde azul jaspeado     | ○ |
| 008 | ■ | Rojo serpiente claro    | ○ |
| 015 | ■ | Brillo reptil claro     | ○ |

| Código |   | COLORES TAPIZADO | Precio |
|--------|---|------------------|--------|
| 901    | ■ | Negro            | ◆      |
| 902    | ■ | Azul             | ○      |

| Código |   | HORQUILLAS RUEDAS GUÍA            | Precio |
|--------|---|-----------------------------------|--------|
| MF80   | ■ | Larga (165 mm)                    | ◆      |
| MF81   | ■ | Corta (125 mm)                    | 25,-   |
| MF90   | ■ | Horquillas con eje fijo, estándar | ○      |
| MF91   | ■ | Horquillas con eje desmontable    | 91,-   |

| Código |             | RUEDAS GUÍA                                                | Precio |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|--------|
| MF04   | ■           | 5,5" blandas (140x40 mm)                                   | ◆      |
| MF07   | ■           | 7" neumáticas (180x45 mm)                                  | ○      |
| MF08   | ■           | 7" macizas (180x45 mm)                                     | ○      |
| MF09   | ■           | 8" neumáticas (no es posible con horquilla corta) (200x50) | ○      |
|        | <b>Info</b> | Ruedas de 7" y de 8" no se pueden usar con horquilla corta |        |
|        |             | Ruedas de 5,5" sólo se pueden combinar con eje de montaje  |        |

| Código |   | TAMAÑO RUEDAS ACCIONAMIENTO | Precio |
|--------|---|-----------------------------|--------|
| MG02   | ■ | 24"                         | ◆      |
| MG03   | ■ | 26"                         | ○      |

| Código |  | POSICIÓN DE LA RUEDA DE ACCIONAMIENTO - Horizontal                                                                                                                                                                                                                       | Precio |
|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        |  | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F    ○<br><input type="checkbox"/> activa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> pasiva |        |

# Otto Bock®

## QUALITY FOR LIFE

| Código |   | LLANTAS                                                  | Precio |
|--------|---|----------------------------------------------------------|--------|
| MG06   | ■ | Llanta reforzada (recomendada a partir de carga 90 kg)   | ◆      |
| MG80   | ■ | Rueda de accionamiento con freno de tambor / acompañante | 387,-  |

| Código |             | PROTECTOR DE RADIOS                          | Precio |
|--------|-------------|----------------------------------------------|--------|
| MG90   | ■           | Protector de radio, transparente             | 118,-  |
| MG91   | ■           | Protector de radio, diseño Eye Catcher       | 151,-  |
| MG92   | ■           | Protector de radio, diseño Flower Power      | 151,-  |
| MG93   | ■           | Protector de radio, diseño Clown             | 151,-  |
| MG94   | ■           | Protector de radio, diseño Fire              | 151,-  |
| MG95   | ■           | Protector de radio, diseño Gecko             | 151,-  |
|        | <b>Info</b> | Con ruedas de 26", elegir protectores de 24" |        |

| Código |   | NEUMÁTICOS                                    | Precio |
|--------|---|-----------------------------------------------|--------|
| MG30   | ■ | Neumáticos con franja lateral blanca (1x3/8") | ◆      |
| MG35   | ■ | PU macizas (1x3/8")                           | ○      |

| Código |             | AROS DE AGARRE                                                       | Precio |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| MG52   | ■           | Aluminio anodizado, alto                                             | ◆      |
| MG53   | ■           | Aluminio anodizado, bajo                                             | ○      |
| MG50   | ■           | Aluminio lacado en negro, alto                                       | ○      |
| MG56   | ■           | Acero Inox pulido, alto                                              | 45,-   |
| MG57   | ■           | Acero Inox pulido, bajo                                              | 45,-   |
| MG54   | ■           | Aluminio engomado, alto                                              | 142,-  |
| MG60   | ■           | Top Grip, alto                                                       | 142,-  |
| MG84   | ■           | Revestimiento de silicona para aros en alu anodizado, 24" únicamente | 91,-   |
|        | <b>Info</b> | Aro engomado no combinable con revestimiento de silicona             |        |

| Código |   | MONTAJE                                                                | Precio |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------|--------|
| MG70   | ■ | <b>Eótrecho</b> - espacio de 2,2 cm entre la llanta y el aro de agarre | ◆      |
| MG71   | ■ | <b>Ancho</b> - espacio de 3 cm entre la llanta y el aro de agarre      | ○      |

| Código |   | ACCESORIOS RUEDAS DE ACCIONAMIENTO | Precio |
|--------|---|------------------------------------|--------|
| MG87   | ■ | Bomba alta presión                 | 91,-   |

# Otto Bock®

## QUALITY FOR LIFE

|      |   |              |      |
|------|---|--------------|------|
| MG88 | ■ | Bomba Airman | 75,- |
|------|---|--------------|------|

| Código |             | FRENOS                                                                                                         | Precio |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MH01   | ■           | Freno de palanca tándar                                                                                        | ♦      |
| MH02   | ■           | Freno de palanca e tándar, corto                                                                               | 17,-   |
| MH08   | ■           | Freno de palanca para accionamiento con mano derecha                                                           | 125,-  |
| MH09   | ■           | Freno de palanca para accionamiento con mano izquierda                                                         | 125,-  |
| MH10   | ■           | Prolongación de palanca de freno, desmontable                                                                  | 30,-   |
|        | <b>Info</b> | Freno de tambor para acompañante no e combinable con manillare corto ni abatible                               |        |
|        |             | Freno de palanca para accionamiento con una mano incluye prolongación de la palanca de freno en el lado de uso |        |

| Código |             | RESPALDO                                                                                                                      | Precio |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MD01   | ■           | Re paldo tándar                                                                                                               | ♦      |
|        |             | Altura ■ 25cm ■ 27,5cm ■ 30cm ■ 32,5 ■ 35cm                                                                                   |        |
|        |             | Altura ■ 30cm ■ 32,5cm ■ 35cm ■ 37,5 ■ 40cm                                                                                   |        |
|        |             | Altura ■ 37,5cm ■ 40cm ■ 42,5cm ■ 45 ■ 47,5cm                                                                                 |        |
| MD10   | ■           | Respaldo "Ergo" abatible, regulable en altura y ángulo                                                                        | 195,-  |
|        |             | de de -9° ha ta +9°                                                                                                           |        |
|        |             | Altura ■ 30cm ■ 32,5cm ■ 35cm ■ 37,5 ■ 40cm                                                                                   |        |
|        |             | Altura ■ 35cm ■ 37,5cm ■ 40cm ■ 42,5 ■ 45cm                                                                                   |        |
|        |             | Altura ■ 40cm ■ 42,5cm ■ 45cm ■ 47,5 ■ 50cm                                                                                   |        |
| MD04   | ■           | Tapizado re paldo tándar ( olo para altura de re paldo fija- no modificable)                                                  | ♦      |
| MD05   | ■           | Tapizado respaldo ajustable en tensión                                                                                        | ○      |
| MD06   | ■           | Sin tapizado de re paldo                                                                                                      | ○      |
| MD70   | ■           | Bol a con cremallera para tapizado del re paldo                                                                               | 22,-   |
| MD72   | ■           | Cámara de aire intermedia (favorece la transpiración) para tapizado del re paldo.                                             | 43,-   |
|        | <b>Info</b> | El respaldo abatible sólo es combinable con la bolsa con cremallera o con la cámara de aire (ambas conjuntas no son po ible ) |        |

| Código |   | MANILLARES                                             | Precio |
|--------|---|--------------------------------------------------------|--------|
| MD50   | ■ | E tándar corto                                         | ♦      |
| MD51   | ■ | E tándar largo                                         | ○      |
| MD52   | ■ | Telescópico, cortos ( no para respaldo abatible)       | 132,-  |
| MD55   | ■ | Manillar regulable en altura recto [ ] 14 cm [ ] 24 cm | 132,-  |

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

|      |             |                                                                                |      |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| MD58 | ■           | Estabilizador del respaldo para MD 51 ó MD 52                                  | 73,- |
| MD21 | ■           | Acolchado para manillare                                                       | 59,- |
|      | <b>Info</b> | El acolchado para manillare no es combinable con manillare regulable en altura |      |
|      |             | El estabilizador de respaldo no es combinable con manillare estándar corto     |      |

| Código |   | PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS                                                           |       |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ME01   | ■ | Piezas laterales de aluminio, regulables con protección para el frío, respaldo estándar | ◆     |
| ME02   | ■ | Protector para ropa, de aluminio, regulable                                             | 43,-  |
| ME05   | ■ | Pieza lateral con reposabrazo corto, regulable, de TechnoGel                            | 264,- |
| ME06   | ■ | Pieza lateral con reposabrazo largo, regulable, de TechnoGel                            | 264,- |
| ME07   | ■ | Pieza lateral con reposabrazo asimétrico, regulable, de TechnoGel                       | 264,- |

| Código          |   | ASIENTO                                                                                                                                         | Precio  |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| S/R             | ■ | ORTESIS DE ASIENTO Y RESPALDO A MEDIDA, FRESADA Y FORRADA (no incluye toma medida, valoración ...).<br>Estructura a elegir [ ] PVC [ ] Aluminio | 2.995,- |
| 476C01=DS 14-18 | ■ | Base rígida regulable para ortesis de asiento o cojines (Anchura entre 40-50 cm)                                                                | 301,-   |
| MC13            | ■ | Tapizado del asiento estándar                                                                                                                   | ◆       |
| MC15            | ■ | Tapizado "Business" del asiento, incluye bolsillo para móvil                                                                                    | 12,-    |
| MC06            | ■ | Sin tapizado                                                                                                                                    | ○       |
| MC01            | ■ | Cojín del asiento standard 3 cm [ ] 5 cm [ ] 8 cm [ ]                                                                                           | 87,-    |
| MC05            | ■ | Cojín del asiento Evolight (grosor 6 cm)                                                                                                        | 216,-   |
| MZ51            | ■ | Cinturón de asiento con cierre metálico                                                                                                         | 31,-    |

| Código |   | REPOSAPIÉS                                                         | Precio |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|--------|
| MB10   | ■ | En dos piezas, regulable en ángulo, en aluminio, profundidad 16cm  | 147,-  |
| MB03   | ■ | En una pieza, regulable en ángulo, en aluminio, profundidad 16cm   | ◆      |
| MB01   | ■ | En una pieza, regulable en ángulo, en aluminio, profundidad 12,5cm | 41,-   |
| MB70   | ■ | Bloqueo para reposapiés en una pieza                               | 54,-   |

# Otto Bock®

## QUALITY FOR LIFE

|      |                          |                                                            |      |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| MB73 | <input type="checkbox"/> | Bloqueo lateral, sólo para reposapiés con 16cm profundidad | 36,- |
| MB72 | <input type="checkbox"/> | Cinchas para talón para reposapiés de dos piezas           | 20,- |

| Código |                          | ACCESORIOS                                                           | Precio |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| MZ52   | <input type="checkbox"/> | Juego de herramientas                                                | 25,-   |
| MZ93   | <input type="checkbox"/> | Mochila                                                              | 40,-   |
| MZ90   | <input type="checkbox"/> | Tire-A-Light, rojo, destellos luminosos para ruedas de accionamiento | 19,-   |
| MZ91   | <input type="checkbox"/> | Tire-A-Light, azul, destellos luminosos para ruedas de accionamiento | 19,-   |

### Información básica para configuración:

Tabla informativa de altura delantera de asiento.

Los datos abajo indicados son teóricos, se permite una desviación máxima de 1 cm.

La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía, de la horquilla y de la posición de montaje.

Tener en cuenta tabla de altura de asiento.


Indicaciones sin cojín asiento para inclinación =0°.

Máxima inclinación asiento: 3,5 cm.

Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

| Altura delantera asiento |      |                 |
|--------------------------|------|-----------------|
| Horquilla corta          |      |                 |
| Posición                 |      | Rango de ajuste |
| Diámetro rueda guía      | 5,5" | 44-47           |
|                          | 7"   | 48              |
|                          | 8"   | 50              |
| Horquilla larga          |      |                 |
| Diámetro rueda guía      | 5,5" | 47-50           |
|                          | 7"   | 48-52           |
|                          | 8"   | 51-53           |

| Combinaciones ruedas          | 24" | 26" |
|-------------------------------|-----|-----|
| Llanta estándar               | X   | X   |
| Ruedas franja blanca 1x3/8"   | X   |     |
| Ruedas PU 1 3/8"              | X   | X   |
| Schwalbe Marathon             | X   |     |
| Aros agarre negro alto        | X   | X   |
| Aros agarre aluminio alto     | X   |     |
| Aros agarre aluminio bajo     | X   |     |
| Aros agarre engomados alto    | X   | X   |
| Aros agarre acero pulido alto | X   | X   |
| Aros agarre acero pulido bajo | X   |     |
| Aros agarre Top Grip alto     | X   |     |



**Otto Bock®**  
QUALITY FOR LIFE




MA80 Horquilla larga




MG02 Llanta reforzada



MD58 Estabilizador respaldo



MG91 Diseño "llamativo"




MB10 Reposapiés en dos piezas



ME06 Pieza lateral con reposabrazos



MG93 Diseño "Payaso"



MG94 Diseño "Fuego"