

WALK STAR - Andador de control



Características

Andador posterior
 Construcción plegable, ajustable en altura
 Cinco tallas
 Ruedas delanteras guiables o rígidas
 Modelos guiables con bloqueo de dirección
 Ruedas traseras con bloqueo de retroceso

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

W Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Referencia		MODELOS BÁSICOS	Precio
RR1600100000-307	q	Andador de control tam. 1/2, con ruedas delanteras rígidas, rojo jaspeado, altura agarre 39-48cm	813,-
RR1600200000-307	q	Andador de control tam. 1/2, con ruedas guía delanteras y bloqueo dirección, rojo jaspeado, altura agarre 40-49cm	843,-
RR1600300000-307	q	Andador de control tam. 1, con ruedas delanteras rígidas, rojo jaspeado, altura agarre 45-58cm	822,-
RR1600400000-307	q	Andador de control tam. 1, con ruedas guía delanteras y bloqueo dirección, rojo jaspeado, altura agarre 44-57cm	852,-
RR1600500000-309	q	Andador de control tam. 2, con ruedas delanteras rígidas, azul jaspeado, altura agarre 53-69cm	831,-
RR1600600000-309	q	Andador de control tam. 2, con ruedas guía delanteras y bloqueo dirección, azul jaspeado, altura agarre 50-66cm	861,-
RR1600700000-309	q	Andador de control tam. 3, con ruedas delanteras rígidas, azul jaspeado, altura agarre 63-82cm	840,-
RR1600800000-309	q	Andador de control tam. 3, con ruedas guía delanteras y bloqueo dirección, azul jaspeado, altura agarre 63-82cm	870,-
RR1600900000-308	q	Andador de control tam. 4, con ruedas delanteras rígidas, azul/verde jaspeado, altura agarre 83-102cm	897,-
RR1601000000-308	q	Andador de control tam. 4, con ruedas guía delanteras y bloqueo dirección, azul/verde jaspeado, altura agarre 83-102cm	915,-

Referencia		FRENOS	Precio
RR1610002000	q	Freno de fricción	65,-
RR1610003000	q	Freno de conducción y bloqueo, tam. 1/2, 1 y 2	216,-
RR1610004000	q	Freno de conducción y bloqueo, tam. 3 y 4	216,-

Referencia		ACCESORIOS	Precio
RR1610001000	q	Manillares verticales, todos los tamaños	335,-
HR24100030	q	Placas pélvicas, par	177,-