

Avantgarde T

Características

Silla de ruedas activa, modelo T
 Reposapiés integrado en el chasis
 Peso de la silla (completa) : a partir de 10kg
 Chasis de aluminio con doble cruceta
 Acodado del chasis a elegir
 Ruedas de accionamiento con ejes desmontables
 Peso máximo del usuario: 125kg



Opciones incluidas

Respaldo regulable y ajustable en altura
 Piezas laterales de aluminio
 Freno de palanca
 Reposapiés de aluminio
 Soporte fijo del reposapiés

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

W Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Código		LA SILLA	Precio
480F45=00000	x	Avantgarde T	2.079,-
Código		AJUSTES Y OPCIONES DEL CHASIS	Precio
		Ancho: q 32 q 34 q 36 q 38 q 40 q 42 q 44 q 46 q 48 q 50	
		Profundidad: q 36 q 38 q 40 q 42 q 44 q 46 q 48	
		Altura Respaldo: q 25 q 27,5 q 30 q 32,5 q 35 q 37,5 q 40 q 42,5 q 45 q 47,5 q 50	
		Longitud Pantorrilla (LP), sin cojin de asiento (margen de ajuste: 16 - 55 cm)	
		Altura delantera del asiento (ADA) en cm (margen de ajuste: 42-52 cm)	
		Altura trasera del asiento (ATA) en cm (margen de ajuste: 37-54 cm)	
MA50	q	Ruedas de tránsito (1 par)	120,-
MA51	q	Ayuda inclinación a la derecha	10,-
MA52	q	Ayuda inclinación a la izquierda	10,-
MA55	q	Antivuelco derecho	94,-
MA56	q	Antivuelco izquierdo	94,-
MA61	q	Antivuelco pendular a la izda	53,-
MA62	q	Antivuelco pendular a la dcha	53,-
MA57	q	Soporte bastón derecha	23,-
MA58	q	Soporte bastón izquierda	23,-
MA60	q	Acolchado chasis, negro	45,-
MF96	q	Placa de adaptación al chasis para altura asiento delantera baja (-3,5 cm)	33,-
MF97	q	Placa de adaptación al chasis para altura asiento delantera alta (+3,5 cm)	33,-
	Info	Sólo se permite un accesorio por cada lado	
		No es posible combinar las ruedas de tránsito con el antivuelco	
		Antivuelco no es combinable con accionamiento para una mano	

Código		LLANTAS	Precio
MG05	q	Estandar	w
MG06	q	Llanta reforzada (recomendada a partir de carga 90 kg)	72,-
MG15	q	Infinity Ultralight	120,-
MG10	q	Tipo Spox (Spinergy)	781,-
MG12	q	Rueda "Hurricane" con aros de aluminio	59,-
MG13	q	Rueda "Hurricane" con aros de acero	88,-
MG80	q	Rueda de accionamiento con frenos de tambor / acompañante	387,-
MG83	q	Accionamiento con una mano y aros de agarre dobles [] derecho [] izquierdo	1.180,-
	Info	Accionamiento con una mano no es combinable con protectores de radios	

Código		PROTECTOR DE RADIOS	Precio
MG90	q	Protector de radios, transparente	118,-
MG91	q	Protector de radios, diseño Eye Catcher	151,-
MG92	q	Protector de radios, diseño Flower Power	151,-
MG93	q	Protector de radios, diseño Clown	151,-
MG94	q	Protector de radios, diseño Fire	151,-
	Info	Con ruedas de 26", elegir protectores de 24"	

Código		NEUMÁTICOS	Precio
MG30	q	Neumáticos con franja lateral blanca (1"3/8)	w
MG31	q	Schwalbe RightRun perfil fino 1" (neumáticas)	m
MG32	q	Schwalbe HS 288 perfil grueso 1" (neumáticas)	m
MG33	q	Schwalbe "Downtown" , perfil asimetrico, 1"	m
MG34	q	PU macizas 1"	m
MG35	q	PU macizas (1 3/8")	m
MG37	q	Marathon plus Evolution 24"x1" de Schwalbe	25,-
	Info	Ruedas "Hurricane" no son combinables con neumáticos PU	
		Neumáticos de 1x3/8" no son combinables con llantas Infinity, tipo Spox ni Hurricane.	

Código		AROS DE AGARRE	Precio
MG52	q	Aluminio anodizado, alto	w
MG53	q	Aluminio anodizado, bajo	m
MG50	q	Aluminio lacado en negro, alto	m
MG56	q	Acero Inox pulido, alto	45,-
MG57	q	Acero Inox pulido, bajo	45,-
MG58	q	Titanio pulido, alto	341,-
MG54	q	Aluminio engomado, alto	142,-
MG60	q	Top Grip, alto	142,-
MG84	q	Revestimiento de silicona para aros en alu anodizado, 24" únicamente	91,-

Código		MONTAJE	Precio
MG70	q	Estrecho - espacio de 2,2 cm entre la llanta y el aro de agarre	w
MG71	q	Ancho - espacio de 3 cm entre la llanta y el aro de agarre	m

Código		ACCESORIOS RUEDAS DE ACCIONAMIENTO	Precio
MG86	q	Prolongación distancia entre ejes	117,-
MG88	q	Bomba Airman	75,-
MG87	q	Bomba alta presión	91,-

Código		ABSORCIÓN DE CHOQUE	Precio
MG97	q	Grado de dureza 1: - 40 a 65kg (peso del usuario)	332,-
MG98	q	Grado de dureza 2: - 66 a 90kg (peso del usuario)	332,-
MG99	q	Grado de dureza 3: - 91 a 125 kg (peso del usuario)	332,-

Código		FRENOS	Precio
MH02	q	Frenos de palanca estándar, cortos	17,-
MH01	q	Frenos de palanca estándar	w
MH04	q	Freno Performance	183,-
MH06	q	Frenos de palanca para usuarios y acompañante	240,-
MH09	q	Freno de palanca para accionamiento con mano izquierda	125,-
MH08	q	Freno de palanca para accionamiento con mano derecha	125,-
MH10	q	Prolongación de palanca de freno, desmontable	30,-
	Info	Freno de tambor para acompañante no es combinable con manillares cortos ni abatibles	
		Prolongación palana de freno no es combinable con freno Performance	

Código		RESPALDO	Precio
MD01	q	Respaldo standard	w
		Altura q 25cm q 27,5cm q 30cm q 32,5 q 35cm	
		Altura q 30cm q 32,5cm q 35cm q 37,5 q 40cm	
		Altura q 37,5cm q 40cm q 42,5cm q 45 q 47,5cm	
MD10	q	Respaldo "Ergo" abatible, regulable en altura y ángulo desde -9° hasta +9°	195,-
		Altura q 30cm q 32,5cm q 35cm q 37,5 q 40cm	
		Altura q 35cm q 37,5cm q 40cm q 42,5 q 45cm	
		Altura q 40cm q 42,5cm q 45cm q 47,5 q 50cm	
MD04	q	Tapizado respaldo standard (solo para altura de respaldo fija- no modificable)	w
MD05	q	Tapizado respaldo ajustable en tensión	m
MD06	q	Sin tapizado de respaldo	
MD70	q	Bolsa con cremallera para tapizados del respaldo	22,-
MD72	q	Cámara de aire intermedia (favorece la transpiración) para tapizados del respaldo.	43,-
	Info	El respaldo abatible sólo es combinable con la bolsa con cremallera o con la cámara de aire (ambas conjuntas no son posibles)	

Código		MANILLARES	Precio
MD50	q	Estándar cortos	w
MD51	q	Estándar largos	m
MD52	q	Telescópico, cortos (no para respaldo abatible)	132,-
MD53	q	Telescópico, largos (no para respaldo abatible)	132,-
MD55	q	Manillar regulable en altura recto [] 14 cm [] 24 cm	132,-
MD56	q	Abatibles	111,-
MD59	q	sin manillares	
MD21	q	Acolchado para manillares	59,-
	Info	Los manillares abatibles no son combinables con respaldo estándar	
		El acolchado para manillares no es combinable con manillares abatibles ni regulables en altura.	
		Manillares abatibles sólo se pueden pedir con respaldo estándar (altura respaldo a partir de 30cm)	

Código		PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS	Precio
ME01	q	Piezas laterales de aluminio, regulables con protección para el frío, respaldo standard	w
ME02	q	Protector para ropa, de aluminio, regulable	43,-
ME03	q	Protector para ropa, de plástico, extraíble	101,-
ME04	q	Protector de carbono para la ropa, respaldo standard	183,-
ME05	q	Pieza lateral con reposabrazos corto, regulables, de TechnoGel	264,-
ME06	q	Pieza lateral con reposabrazos largo, regulables, de TechnoGel	264,-
ME07	q	Pieza lateral con reposabrazos asimétrico, regulable, de TechnoGel	264,-
ME50	q	Reposabrazos acolchado, altura regulable, abatible, en combinación con pieza lateral estándar o protector de ropa	257,-
	Info	los protectores de ropa sólo son aptos para una altura trasera de asiento a partir de 41cm.	

Código		ASIENTO	Precio
MC13	q	tapizado del asiento standard	w
S/R	q	ORTESIS DE ASIENTO Y RESPALDO A MEDIDA, FRESADA Y FORRADA (no incluye toma medidas, valoraciones...). Estructura a elegir [] PVC [] Aluminio	2.995,-
476C01=DS 14-18	q	Base rígida regulable para ortesis de asiento o cojines (AA silla entre 40-50 cm)	302,-
MC14	q	Tapizado de asiento ajustable en tensión	87,-
MC15	q	Tapizado "Business" del asiento, incluye bolsillo para móvil	12,-
MC06	q	Sin tapizado	m
MC01	q	Cojín del asiento standard 3 cm [] 5 cm [] 8 cm []	87,-
MC05	q	Cojín del asiento Evolight (grosor 6 cm)	216,-
MZ50	q	Cinturón de asiento con cierre de plástico	28,-
MZ51	q	Cinturón de asiento con cierre metálico	62,-

Código		REPOSAPIÉS	Precio
MB10	q	En dos piezas, regulable en ángulo, en aluminio, profundidad 16cm	w
MB03	q	En una pieza, regulable en ángulo, en aluminio, profundidad 16cm	m
MB01	q	En una pieza, regulable en ángulo, en aluminio, profundidad 12,5cm	41,-
MB20	q	En una pieza, para longitudes de pantorrilla cortas (de 16 a 31cm)	77,-
MB70	q	Bloqueo para reposapiés en una pieza	54,-
MB73	q	Bloqueo lateral, sólo para reposapiés con 16cm profundidad	36,-
MB72	q	Cinchas para talón para reposapiés de dos piezas	20,-
	Info	Las cinchas para talón sólo son combinables con reposapiés en una pieza, o para una longitud de pantorrilla a partir de 30cm	

Código		ACCESORIOS	Precio
ME60	q	Mesa de terapia	192,-
MZ52	q	Juego de herramientas	25,-
MZ70	q	Juego de transporte para vehiculos (puntos de anclaje)	763,-
MZ93	q	Mochila	40,-
MZ90	q	Tire-A-Light, rojo, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	9,-
MZ91	q	Tire-A-Light, azul, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	9,-
	Info	La mesa de terapia sólo se puede montar con reposabrazos acolchados o largos.	
		El kit para transporte en vehiculo no se puede combinar con soporte bastón, ruedas de tránsito, respaldo abatible ni pieza lateral acolchada.	
		Sólo se permite dicho kit para una profundidad de asiento a partir de 44cm y altura respaldo a partir de 40cm.	

Indicaciones

Tabla informativa de altura delantera de asiento

Los datos abajo indicados son teóricos, se permite una desviación máxima de 1cm.

La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía, de la horquilla y de la posición de montaje.


Tener en cuenta tabla de altura de asiento

Indicaciones sin cojín asiento para inclinación =0°

Máxima inclinación asiento: 3,5 cm


Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

Altura delantera asiento		
Horquilla corta		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	3"	42-44
	4"	42-55
	5"	43-46
	5,5"	44-47
	6"	45-48
	7"	48
Horquilla larga		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	3"	46-48
	4"	46-48
	5"	46-49
	5,5"	47-50
	6"	47-51
	7"	51-52



Altura trasera asiento		Rango de ajuste
Tamaño rueda accionamiento	22"	38-43 y 46-48
	24"	41-46 y 49-51
	26"	42-49 y 51-54

Combinaciones ruedas	22"	24"	26"
Llanta estándar	X	X	
Llanta reforzada		X	X
Spinergy SPOX		X	
Infinity Ultralight		X	
Hurricane		X	
Schwalbe RightRun	X	X	X
Ruedas frnaja blanca 1x3/8"		X	
Standard 1 3/8"	X		
Schwalbe HS 228	X	X	
Schwalbe DownTown		X	
Ruedas PU 1"		X	
Ruedas PU 1 3/8"	X	X	
Schwalbe Marathon	X	X	
Aros agarre negro alto	X	X	X
Aros agarre aluminio alto	X	X	
Aros agarre aluminio bajo	X	X	
Aros agarre engomados alto	X	X	X
Aros agarre acero pulido alto	X	X	X
Aros agarre acero pulido bajo	X	X	
Aros agarre titanio pulido	X	X	
Aros agarre Top Grip alto	X	X	




MH04 Freno Performance



MD10 Respaldo con ángulo ajustable




ME06 Pieza lateral con reposabrazos




MD50 Manillar corto



MD55 Manillar regulable en altura



ME50 Reposabrazos acolchado




MB03 Reposapiés continuo



MB10 Reposapiés en dos piezas




MB74 Bloqueo lateral



MG91 Diseño "llamativo"



MG93 Diseño "Payaso"



MG94 Diseño "Fuego"

