

Avantgarde Teen 2

Características

Silla de ruedas activa infantil, modelo Teen 2
 Peso de la silla (completa) : a partir de 10 kg
 Chasis de aluminio con cruceta
 Acodado del chasis a elegir
 Ruedas de accionamiento con ejes desmontables
 Construcción modular
 Peso máximo del usuario: 90 kg



Opciones incluidas

Respaldo regulable y ajustable en altura
 Piezas laterales de aluminio
 Freno de palanca
 Reposapiés de aluminio

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

w Opciones incluidas en configuración estándar m Opciones sin incremento de precio

Código		LA SILLA	Precio
480F45=30000	x	Avantgarde Teen 2	1.918,-

Código		AJUSTES Y OPCIONES DEL CHASIS	Precio
		Ancho: q 22 q 24 q 26 q 28 q 30 q 32 q 34 q 36	
		Profundidad: q 24 q 26 q 28 q 30 q 32 q 34 q 36 q 38 q 40	
		Altura Respaldo: q 17,5 q 20 q 22,5 q 25 q 27,5 q 30 q 32,5 q 35 q 37,5 q 40	
		Longitud Pantorrilla (LP) sin cojín asiento..... (margen de ajuste: 16 - 45 cm)	
		Altura delantera asiento (ADA) en cm..... (margen de ajuste: 42 - 52 cm)	
		Altura trasera asiento (ATA) en cm.....(margen de ajuste: 34 - 51 cm)	
MA50	q	Ruedas de tránsito (1 par)*	120,-
MA55	q	Antivuelco derecho*	94,-
MA56	q	Antivuelco izquierdo*	94,-
MA51	q	Ayuda inclinación a la derecha	10,-
MA52	q	Ayuda inclinación a la izquierda	10,-
MA61	q	Antivuelco pendular a la izda	53,-
MA62	q	Antivuelco pendular a la dcha	53,-
MA57	q	Soporte bastón derecha	23,-
MA58	q	Soporte bastón izquierda	23,-
	<i>Info</i>	Sólo se permite un accesorio por cada lado	
		No es posible combinar las ruedas de tránsito con el antivuelco	
		Antivuelco combinado con ruedas de 20" sólo es posible para una altura trasera de asiento a partir de 38cm.	

Código		TIPO CHASIS DELANTERO	Precio
MA01	q	Ángulo 70°	w
MA06	q	Ángulo 70° ensanchado 6 cm	m

Código		COLORES CHASIS	Precio
001	q	Plata brillante	m
002	q	Antracita metalizado	m
003	q	Negro	m
004	q	Azul hielo	m
005	q	Naranja claro brillante	m
006	q	Verde azul jaspeado	m
007	q	Jaspeado en plata	m
008	q	Rojo serpiente claro	m
009	q	Vino suave brillante	m
010	q	Azul marino suave	m
011	q	Verde manzana brillante	m
012	q	Azul cielo suave	m
013	q	Negro Mate	m
014	q	Rojo golosina	m
015	q	Brillo reptil claro	m

Código		COLORES TAPIZADO	Precio
901	q	Negro	w
902	q	Azul	m

Código		HORQUILLA RUEDAS GUÍA	Precio
MF80	q	Largas (165 mm)	w
MF81	q	Cortas (125 mm)	25,-
MF90	q	Horquillas con eje fijo, estándar	m
MF91	q	Horquillas con eje desmontable	91,-
MF96	q	Placa de adaptación al chasis para altura de asiento delantera baja (-3,5 cm)	33,-
MF97	q	Placa de adaptación al chasis para altura de asiento delantera alta (+3,5 cm)	33,-

Código		RUEDAS GUÍA	Precio
MF01	q	3" Skate (70x25 mm)	m
MF11	q	3" con luz (70x25 mm)	50,-
MF02	q	4" macizas (100x32 mm)	m
MF04	q	5,5" blandas (140x40 mm)	m
MF30	q	4" Design (100x32 mm)	96,-
MF31	q	5" Design (125x32 mm)	101,-
MF21	q	4" con luz (100x32 mm)	50,-
MF03	q	5" macizas (125x32 mm)	w
MF05	q	6" neumáticas (150x33 mm)	m
MF06	q	6" macizas (150x33 mm)	m
	Info:	Ruedas de 3" y de 4" sólo son aptas para uso en interiores	
		PA de 24-30cm no es posible con ruedas de 5,5" ni 6"	


Código		TAMAÑO RUEDAS ACCIONAMIENTO	Precio
MG04	q	20"	m
MG01	q	22"	w
MG02	q	24"	m
	Info:	Ruedas de 24" sólo se permiten a partir de una PA de 28cm	

Código		INCLINACIÓN DE LA RUEDA ACCIONAMIENTO	Precio
	q	0° q 2° q 4° q 6° q 8°	m

Código		POSICIÓN DE LA RUEDA DE ACCIONAMIENTO - Horizontal	Precio
	[]	A [] B [] C	m

Código		LLANTAS	Precio
MG05	q	Estandar	w
MG15	q	Infinity Ultralight	120,-
MG80	q	Rueda de accionamiento con frenos de tambor / acompañante	387,-
	Info:	Neumáticos "Infinity Ultralight" no se pueden combinar con ruedas de 1x3/8"	

Código		PROTECTOR DE RADIOS	Precio
MG90	q	Protector de radios, transparente	118,-
MG91	q	Protector de radios, diseño Eye Catcher	151,-
MG92	q	Protector de radios, diseño Flower Power	151,-
MG93	q	Protector de radios, diseño Clown	151,-
MG94	q	Protector de radios, diseño Fire	151,-



Código		NEUMÁTICOS	Precio
MG30	q	Neumáticos con franja lateral blanca (1"3/8)	w
MG31	q	Schwalbe RightRun perfil fino 1" (neumáticas)	m
MG32	q	Schwalbe HS 288 perfil grueso 1" (neumáticas)	m
MG33	q	Schwalbe "Downtown" , perfil asimétrico, 1"	m
MG35	q	PU macizas (1 3/8")	m
MG37	q	Marathon plus Evolution 24"x1" de Schwalbe	25,-

Código		AROS DE AGARRE	Precio
MG50	q	Aluminio lacado en negro, alto	m
MG52	q	Aluminio anodizado, alto	w
MG53	q	Aluminio anodizado, bajo	m
MG54	q	Aluminio engomado, alto	142,-
MG56	q	Acero Inox pulido, alto	45,-
MG57	q	Acero Inox pulido, bajo	45,-
MG60	q	Top Grip, alto	142,-

Código		MONTAJE	Precio
MG70	q	Estrecho - espacio de 2,2 cm entre la llanta y el aro de agarre	w
MG71	q	Ancho - espacio de 3 cm entre la llanta y el aro de agarre	m

Código		RECEPTOR RUEDAS ACCIONAMIENTO	Precio
MG40	q	Superficie negra	w
MG41	q	Superficie pulida	117,-

Código		ACCESORIOS RUEDAS DE ACCIONAMIENTO	Precio
MG86	q	Prolongación distancia entre ejes	117,-
MG87	q	Bomba alta presión	91,-
MG88	q	Bomba Airman	75,-

Código		ABSORCIÓN DE CHOQUE	Precio
MG97	q	Grado de dureza 1: - 40 a 65kg (peso del usuario)	332,-
MG98	q	Grado de dureza 2: - 66 a 90kg (peso del usuario)	332,-

Código		FRENOS	Precio
MH01	q	Frenos de palanca standard	w
MH02	q	Frenos de palanca estándar, cortos	17,-
MH07	q	Freno de palanca articulada con palanca de control regulable	m
MH10	q	Prolongación de palanca de freno, desmontable	30,-
	Info	Prolongación de la palanca de freno no es combinable con el freno con palanca regulable	

Código		RESPALDO	Precio
MD01	q	Respaldo standard	w
		Altura q 17,5cm q 20cm q 22,5cm q 25cm q 27,5cm	
		Altura q 25cm q 27,5cm q 30cm q 32,5cm q 35cm	
		Altura q 30cm q 32,5cm q 35cm q 37,5 q 40cm	
MD10	q	Respaldo "Ergo" abatible, regulable en altura y ángulo	195,-
		Altura q 30cm q 32,5cm q 35cm q 37,5 q 40cm	
MD04	q	Tapizado respaldo standard (solo para altura de respaldo fija- no modificable)	w
MD05	q	Tapizado respaldo ajustable en tensión	m
MD06	q	sin tapizado de respaldo	m
MD70	q	Bolsa con cremallera para tapizados del respaldo	22,-
MD72	q	Cámara de aire intermedia (favorece la transpiración) para tapizados del respaldo.	43,-
	Info:	El respaldo abatible sólo es combinable con la bolsa con cremallera o con la cámara de aire (ambas conjuntas no son posibles), a partir de una AA de 26cm.	
		Tapizado estándar sólo se permite a partir de una altura de respaldo de 30cm.	

Código		MANILLARES	Precio
MD50	q	Estándar cortos	w
MD51	q	Estándar largos	m
MD52	q	Telescópico, cortos (no para respaldo abatible)	132,-
MD53	q	Telescópico, largos (no para respaldo abatible)	132,-
MD54	q	Manillar regulable en altura acodado [] 14 cm [] 24 cm	139,-
MD55	q	Manillar regulable en altura recto [] 14 cm [] 24 cm	132,-
	Info:	Los manillares abatibles no son combinables con respaldo estándar	
		El acolchado para manillares no es combinable con manillares regulables en altura.	
		Manillares abatibles sólo se pueden pedir con respaldo estándar (altura respaldo a partir de 30cm)	

Código		PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS	Precio
ME01	q	Piezas laterales de aluminio, regulables con protección para el frío, respaldo standard	w
ME02	q	Protector para ropa, de plástico, regulable	43,-
ME05	q	Pieza lateral con reposabrazos corto, regulables, de TechnoGel	137,-
ME07	q	Pieza lateral con reposabrazos asimétrico, regulable, de TechnoGel	264,-
ME50	q	Reposabrazos acolchado, altura regulable, abatible, en combinación con pieza lateral estándar o protector de ropa	257,-
	Info	El reposabrazos acolchado no es combinable con prolongación de la distancia entre ejes	

Código		ASIENTO	Precio
S/R	q	ORTESIS DE ASIENTO Y RESPALDO A MEDIDA, FRESADA Y FORRADA (no incluye toma medidas, valoraciones...). Estructura a elegir [] PVC [] Aluminio	2.995,-
476C01=DS 13-15	q	Base rígida regulable para ortesis de asiento o cojines (AA silla entre 34-38 cm)	301,-
MC13	q	Tapizado del asiento standard	w
MC06	q	Sin tapizado	m
MC01	q	Cojin del asiento standard 3 cm [] 5 cm []	87,-
MC05	q	Cojin del asiento Evolight (grosor 6 cm)	216,-
MZ50	q	Cinturón de asiento con cierre de plástico	28,-
MZ51	q	Cinturón de asiento con cierre metálico	63,-

Código		REPOSAPIÉS	Precio
MB10	q	En dos piezas, regulable en ángulo, en aluminio, profundidad 16cm	m
MB03	q	En una pieza, regulable en ángulo, en aluminio, profundidad 16cm	w
MB01	q	En una pieza, regulable en ángulo, en aluminio, profundidad 12,5cm	41,-
MB20	q	En una pieza, para longitudes de pantorrilla cortas (de 16 a 31cm)	77,-
MB70	q	Bloqueo para reposapiés en una pieza	54,-
MB71	q	Bloqueo lateral reposapiés	28,-
MB72	q	Cinchas para talón para reposapiés de dos piezas	20,-

Código		ACCESORIOS	Precio
MZ52	q	Juego de herramientas	25,-
ME60	q	Mesa de terapia	192,-
MZ93	q	Mochila	40,-
MZ90	q	Tire-A-Light, rojo, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	19,-
MZ91	q	Tire-A-Light, azul, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	19,-
	Info	La mesa de terapia sólo se puede montar con reposabrazos acolchados o largos.	

Indicaciones

Tabla informativa de altura delantera de asiento

Los datos abajo indicados son teóricos, se permite una desviación máxima de 1cm.

La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía, de la horquilla y de la posición de montaje.


Tener en cuenta tabla de altura de asiento

Indicaciones sin cojín asiento para inclinación =0°

Máxima inclinación asiento: 3,5 cm

Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

Altura delantera asiento		
Horquilla corta		
Posición	Rango de ajuste	
Diámetro rueda guía	3"	42-44
	4"	42-45
	5"	43-46
	5,5"	44-47
6"	45-48	
Horquilla larga		
Posición	Rango de ajuste	
Diámetro rueda guía	3"	46-48
	4"	46-48
	5"	46-49
	5,5"	47-50
	6"	47-51



Altura trasera asiento		Rango de ajuste
Tamaño rueda accionamiento	20"	35-41 y 43-46
	22"	38-43 y 46-48
	24"	41-46 y 49-51

Combinaciones ruedas	20"	22"	24"
Llanta estándar	X	X	X
Infinity Ultralight		X	
Ruedas franja blanca 1x3/8"			X
Standard 1 3/8"	X	X	
Schwalbe HS 228		X	X
Schwalbe DownTown			X
Ruedas PU 1 3/8"	X	X	X
Schwalbe Marathon		X	X
Aros agarre negro alto	X	X	X
Aros agarre aluminio alto	X	X	X
Aros agarre aluminio bajo		X	X
Aros agarre engomados alto	X	X	X
Aros agarre acero pulido alto	X	X	X
Aros agarre acero pulido bajo		X	X
Aros agarre Top Grip alto		X	X




MA01 Chasis delantero estándar



MA06 Chasis ensanchado



MF30 Ruedas guía de diseño



MB03 Reposapiés continuo



MB10 Reposapiés en dos piezas



MB20 Reposapiés para longitudes cortas