

Avantgarde VR (VR Light)

Características

Silla de ruedas activa, modelo VR
 Reposapiés extraíble
 Chasis de aluminio con doble cruceta
 Acodado del chasis a elegir
 Ruedas accionamiento con ejes desmontables
 Construcción modular
 Peso máximo del usuario: 125kg



Opciones incluidas, modelo Avantgarde VR

Peso de la silla (completa) : a partir de 11,8 kg
 Respaldo ajustable y regulable en altura
 Piezas laterales de aluminio
 Freno de palanca
 Reposapiés extraíble y abatible

Opciones incluidas, modelo Avantgarde VR Light

Peso de la silla (completa) : a partir de 10 kg
 Tapizado del respaldo, ligero y transpirable
 Piezas laterales de aluminio
 Freno de palanca
 Reposapiés extraíble y abatible



Llanta opcional (no incluida en el precio)

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

w Opciones incluidas en configuración estándar m Opciones sin incremento de precio

Código		LA SILLA	Precio
480F45-20000	p	Avantgarde VR	2.257,-
480F45-25000	p	Avantgarde VR Light	2.048,-

Código		AJUSTES Y OPCIONES DEL CHASIS	Precio
		Ancho: q 32 q 34 q 36 q 38 q 40 q 42 q 44 q 46 q 48 q 50	
		Profundidad: q 36 q 38 q 40 q 42 q 44 q 46 q 48	
		Altura Respaldo: q 25 q 27,5 q 30 q 32,5 q 35 q 37,5 q 40 q 42,5 q 45 q 47,5 q 50	
		Longitud Pantorrilla (LP), sin cojín de asiento..... (ajuste: 16 - 48 cm)	
		Altura delantera del asiento (ADA) en cm..... (ajuste: 42 - 52 cm)	
		Altura trasera del asiento (ATA) en cm..... (ajuste: 37 - 54 cm)	
MF96	q	Placa de adaptación al chasis para altura de asiento delantera baja (-3,5 cm)	33,-
MF97	q	Placa de adaptación al chasis para altura de asiento delantera alta (+3,5 cm)	33,-
MA50	q	Ruedas de tránsito (1 par)*	120,-
MA51	q	Ayuda inclinación a la derecha	10,-
MA52	q	Ayuda inclinación a la izquierda	10,-
MA55	q	Antivuelco derecho*	94,-
MA56	q	Antivuelco izquierdo*	94,-
MA61	q	Antivuelco pendular a la izda	53,-
MA62	q	Antivuelco pendular a la dcha	53,-
MA57	q	Soporte bastón derecha	23,-
MA58	q	Soporte bastón izquierda	23,-
		<i>Info</i> Sólo se permite un accesorio por cada lado	
		No es posible combinar las ruedas de tránsito con el antivuelco	
		Antivuelco no es combinable con accionamiento para una mano	

Código		NEUMÁTICOS	Precio
MG30	q	Neumáticos con franja lateral blanca (1"3/8)	w
MG31	q	Schwalbe RightRun perfil fino 1" (neumáticas)	m
MG32	q	Schwalbe HS 288 perfil grueso 1" (neumáticas)	m
MG33	q	Schwalbe "Downtown" , perfil asimétrico, 1"	m
MG34	q	PU macizas 1"	m
MG35	q	PU macizas (1 3/8")	m
MG37	q	Marathon plus Evolution 24"x1" de Schwalbe	25,-

Código		AROS DE AGARRE	Precio
MG52	q	Aluminio anodizado, alto	w
MG53	q	Aluminio anodizado, bajo	m
MG50	q	Aluminio lacado en negro, alto	m
MG56	q	Aceros Inox pulido, alto	45,-
MG57	q	Aceros Inox pulido, bajo	45,-
MG58	q	Titanio pulido, alto	341,-
MG54	q	Aluminio engomado, alto	142,-
MG60	q	Top Grip, alto	142,-
MG84	q	Revestimiento de silicona para aros en alu anodizado, 24" únicamente	91,-

Código		MONTAJE	Precio
MG70	q	Estrecho - espacio de 2,2 cm entre la llanta y el aro de agarre	w
MG71	q	Ancho - espacio de 3 cm entre la llanta y el aro de agarre	m

Código		ACCESORIOS RUEDA DE ACCIONAMIENTO	Precio
MG86	q	Prolongación distancia entre ejes	117,-
MG88	q	Bomba Airman	75,-
MG87	q	Bomba alta presión	91,-

Código		ABSORCIÓN DE CHOQUE	Precio
MG97	q	Grado de dureza 1: - 40 a 65kg (peso del usuario)	332
MG98	q	Grado de dureza 2: - 66 a 90kg (peso del usuario)	332
MG99	q	Grado de dureza 3: - 91 a 125 kg (peso del usuario)	332

Código		FRENOS	Precio
MH01	q	Frenos de palanca standard	w
MH02	q	Frenos de palanca estándar, cortos	17,-
MH09	q	Freno de palanca para accionamiento con mano izquierda	125,-
MH08	q	Freno de palanca para accionamiento con mano derecha	125,-
MH10	q	Prolongación de palanca de freno, desmontable	30,-
	Info	Freno de tambor para acompañante no es combinable con manillares cortos ni abatibles	
		Freno para accionamiento con una mano incluye prolongación de la palanca de freno en el lado del uso	

Código		RESPALDO	Precio
MD01	q	Respaldo standard	w
		Altura q 25cm q 27,5cm q 30cm q 32,5 q 35cm	
		Altura q 30cm q 32,5cm q 35cm q 37,5 q 40cm	
		Altura q 37,5cm q 40cm q 42,5cm q 45 q 47,5cm	
MD10	q	Respaldo "Ergo" abatible, regulable en altura y ángulo desde -9° hasta +9°	195,-
		Altura q 30cm q 32,5cm q 35cm q 37,5 q 40cm	
		Altura q 35cm q 37,5cm q 40cm q 42,5 q 45cm	
		Altura q 40cm q 42,5cm q 45cm q 47,5 q 50cm	
MD04	q	Tapizado respaldo standard (solo para altura de respaldo fija- no modificable)	w
MD02	q	Tapizado ajustable en tensión y con malla de separación (sólo para VR Light. No es posible opción MD70 y MD72)	m
MD03	q	Tapizado ajustable en tensión con almohadillado	m
MD06	q	Sin tapizado de respaldo	m
MD70	q	Bolsa con cremallera para tapizados del respaldo	22,-
MD72	q	Cámara de aire intermedia (favorece la transpiración) para tapizados del respaldo.	43,-
	Info	El respaldo abatible sólo es combinable con la bolsa con cremallera o con la cámara de aire (ambas conjuntas no son posibles)	
		El respaldo estándar no es combinable con manillares abatibles	

Código		MANILLARES	Precio
MD50	q	Estándar cortos	w
MD51	q	Estándar largos	m
MD52	q	Telescópico, cortos (no para respaldo abatible)	132,-
MD53	q	Telescópico, largos (no para respaldo abatible)	132,-
MD55	q	Manillar regulable en altura recto [] 14 cm [] 24 cm	132,-
MD56	q	abatibles	111,-
MD59	q	sin manillares	m
MD21	q	Acolchado para manillares	59,-
	Info	El acolchado para manillares no es combinable con manillares abatibles ni regulables en altura.	
		Manillares abatibles sólo se pueden pedir con respaldo estándar (altura respaldo a partir de 30cm)	

Código		PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS	Precio
ME01	q	Piezas laterales de aluminio, regulables con protección para el frío, respaldo standard	w
ME02	q	Protector para ropa, de aluminio, regulable	43,-
ME03	q	Protector para ropa, de plástico, extraíble	101,-
ME05	q	Pieza lateral con reposabrazos corto, regulables, de TechnoGel	264,-
ME06	q	Pieza lateral con reposabrazos largo, regulables, de TechnoGel	264,-
ME07	q	Pieza lateral con reposabrazos asimétrico, regulable, de TechnoGel	264,-
ME50	q	Reposabrazos acolchado, altura regulable, abatible, en combinación con pieza lateral estándar o protector de ropa	257,-
	Info	El reposabrazos acolchado no es combinable con prolongación de la distancia entre ejes	
		Los protectores de ropa sólo son aptos para una altura trasera de asiento a partir de 41cm.	

Código		ASIENTO	Precio
S/R	q	ORTESIS DE ASIENTO Y RESPALDO A MEDIDA, FRESADA Y FORRADA (no incluye toma medidas, valoraciones...). Estructura a elegir [] PVC [] Aluminio	2.995,-
476C01=DS 14-18	q	Base rígida regulable para ortesis de asiento o cojines (AA silla entre 40-50 cm)	301,-
MC13	q	tapizado del asiento standard	w
MC14	q	Tapizado de asiento ajustable en tensión	87,-
MC15	q	Tapizado "Business" del asiento, incluye bolsillo para móvil	12,-
MC06	q	Sin tapizado	m
MC01	q	Cojin del asiento standard 3 cm [] 5 cm [] 8 cm []	87,-
MC05	q	Cojin del asiento Evolight (grosor 6 cm)	216,-
MZ50	q	Cinturón de asiento con cierre de plástico	28,-
MZ51	q	Cinturón de asiento con cierre metálico	62,-

Código		REPOSAPIÉS	Precio
MB10	q	En dos piezas, regulable en ángulo, en aluminio, profundidad 16cm Sólo para modelo VR Light [] aluminio [] plástico	w
MB03	q	En una pieza, regulable en ángulo, en aluminio, profundidad 16cm	m
MB01	q	En una pieza, regulable en ángulo, en aluminio, profundidad 12,5cm	41,-
MB20	q	En una pieza, para longitudes de pantorrilla cortas (de 16 a 31cm)	77,-
MB15	q	Reposapiés elevable hacia arriba, placas de apoyo de plástico (par)	286,-
MB16	q	Reposapiés derecho elevable (más un reposapiés standard izquierdo)	281,-
MB17	q	Reposapiés izquierdo elevable (más un reposapiés standard derecho)	281,-
MB70	q	Bloqueo para reposapiés en una pieza	54,-
MB73	q	Bloqueo lateral, sólo para reposapiés con 16cm profundidad	36,-
MB72	q	Cinchas para talón para reposapiés de dos piezas	20,-
	Info	Las cinchas para talón sólo son combinables con reposapiés en una pieza, o para una longitud de pantorrilla a partir de 30cm	

Código		ACCESORIOS	Precio
MZ52	q	Juego de herramientas	25,-
ME60	q	Mesa de terapia	192,-
MZ70	q	Juego de transporte para vehiculos (puntos de anclaje)	763,-
MZ93	q	Mochila	40,-
MZ90	q	Tire-A-Light, rojo, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	9,-
MZ91	q	Tire-A-Light, azul, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	9,-
	Info	La mesa de terapia sólo se puede montar con reposabrazos acolchados o largos. El kit para transporte en vehiculo no se puede combinar con soporte bastón, ruedas de tránsito, respaldo abatible ni pieza lateral acolchada. Sólo se permite dicho kit para una profundidad de asiento a partir de 44cm y altura respaldo a partir de 40cm.	

Indicaciones

Tabla informativa de altura delantera de asiento

Los datos abajo indicados son teóricos, se permite una desviación máxima de 1cm.

La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía, de la horquilla y de la posición de montaje.

Tener en cuenta tabla de altura de asiento


Indicaciones sin cojín asiento para inclinación =0°

Máxima inclinación asiento: 3,5 cm

Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

Altura delantera asiento		
Horquilla corta		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	3"	42-44
	4"	42-55
	5"	43-46
	5,5"	44-47
	6"	45-48
	7"	48
Horquilla larga		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	3"	46-48
	4"	46-48
	5"	46-49
	5,5"	47-50
	6"	47-51
	7"	51-52

Altura trasera asiento		
Tamaño rueda accionamiento	22"	38-43 y 46-48
	24"	41-46 y 49-51
	26"	42-49 y 51-52



Combinaciones ruedas	22"	24"	26"
Llanta estándar	X	X	
Llanta reforzada		X	X
Spinergy SPOX		X	
Infinity Ultralight		X	
Hurricane		X	
Schwalbe RightRun	X	X	X
Ruedas frnaja blanca 1x3/8"		X	
Standard 1 3/8"	X		
Schwalbe HS 228	X	X	
Schwalbe DownTown		X	
Ruedas PU 1"		X	
Ruedas PU 1 3/8"	X	X	
Schwalbe Marathon	X	X	
Aros agarre negro alto	X	X	X
Aros agarre aluminio alto	X	X	
Aros agarre aluminio bajo	X	X	
Aros agarre engomados alto	X	X	X
Aros agarre acero pulido alto	X	X	X
Aros agarre acero pulido bajo	X	X	
Aros agarre titanio pulido	X	X	
Aros agarre Top Grip alto	X	X	




MH04 Freno Performance



MD10 Respaldo con ángulo ajustable



ME06 Pieza lateral con reposabrazos




MD50 Manillar corto



MD55 Manillar regulable en altura



ME50 Reposabrazos acolchado




MB03 Reposapiés continuo



MB10 Reposapiés en dos piezas




MB74 Bloqueo lateral



MG91 Diseño "llamativo"



MG93 Diseño "Payaso"



MG94 Diseño "Fuego"