

## Blizzard

### Características

Silla de ruedas activa  
 Reposapiés integrado en el chasis  
 Peso de la silla (completa) : a partir de 10kg  
 Chasis de aluminio de alta resistencia - rígido  
 Eje fijo  
 Ángulo del respaldo ajustable de -15° a +3°  
 Inclinación de la rueda en pasos de 3°  
 Peso máximo del usuario: 125kg



### Opciones incluidas

Respaldo abatible hacia arriba  
 Piezas laterales de aluminio  
 Freno de palanca articulada  
 Reposapiés con placa regulable en ángulo  
 Llantas reforzadas y neumáticos de alta presión

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

W Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Código		LA SILLA	Precio
480F47=00000	x	Blizzard	2.625,-
Código		AJUSTES Y OPCIONES DEL CHASIS	Precio
		Ancho del asiento: q 32 q 34 q 36 q 38 q 40 q 42 q 44 q 46	
		Profundidad del asiento: q 36 q 38 q 40 q 42 q 44 q 46 q 48	
		Altura Respaldo: q 25 q 27,5 q 30 q 32,5 q 35 q 37,5 q 40 q 42,5 q 45 q 47,5 q 50	
		Longitud Pantorrilla (LP), sin cojin de asiento (margen de ajuste: 17 - 52 cm)	
		Altura delantera del asiento (ADA) en cm (margen de ajuste: 43-53 cm)	
		Altura trasera del asiento (ATA) en cm (margen de ajuste: 38-52cm)	
MA50	q	Ruedas de tránsito (1 par)	156,-
MA51	q	Ayuda inclinación a la derecha	75,-
MA52	q	Ayuda inclinación a la izquierda	75,-
MA55	q	Antivuelco derecho*	99,-
MA56	q	Antivuelco izquierdo*	99,-
MA57	q	Soporte bastón derecha	75,-
MA58	q	Soporte bastón izquierda	75,-
MA60	q	Acolchado chasis	36,-
		Sólo se permite un accesorio por cada lado	
	<b>Info</b>	No es posible combinar las ruedas de tránsito con el antivuelco	
		Sólo se permiten dos antivuelcos a partir de AA. 38cm	

Código		TIPO CHASIS DELANTERO	Precio
MA20	q	Ángulo 75°	w
MA21	q	Ángulo 85°	m
MA22	q	Ángulo 85° prolongado	m
MA14	q	0 cm, acodado	m
MA15	q	2 cm, acodado	m
MA16	q	4 cm, acodado	m

Código		COLORES CHASIS	Precio
001	q	Plata brillante	m
002	q	Antracita metalizado	m
007	q	Jaspeado en plata	m
003	q	Negro	m
004	q	Azul hielo	m
012	q	Azul cielo suave	m
010	q	Azul marino suave	m
005	q	Naranja claro brillante	m
014	q	Rojo golosina	m
009	q	Vino suave brillante	m
013	q	Negro mate	m
011	q	Verde manzana brillante	m
006	q	Verde azul jaspeado	m
008	q	Rojo serpiente claro	m
015	q	Brillo reptil claro	m
099	q	Pulido	m
098	q	Óptica de carbono	m

Código		COLORES TAPIZADO	Precio
901	q	Negro	w
902	q	Azul	m

Código		HORQUILLA RUEDAS GUÍA	Precio
MF80	q	Largas (165 mm)	w
MF81	q	Cortas (125 mm)	25,-
MF90	q	Horquillas con eje fijo de rosca	m
MF91	q	Horquillas con eje desmontable	91,-

Código		RUEDAS GUÍA	Precio
MF01	q	3" Skate (70x25 mm)	m
MF11	q	3" con luz (100x32 mm)	50,-
MF02	q	4" macizas (100x32 mm)	m
MF21	q	4" con luz (100x32 mm)	50,-
MF30	q	4" Design (100x32 mm)	98,-
MF03	q	5" macizas (125x32 mm)	w
MF31	q	5" Design (125x32 mm)	106,-
MF04	q	5,5" blandas (140x40 mm)	m
MF06	q	6" macizas (150x33 mm)	m
MF05	q	6" neumáticas (150x33 mm)	m

Código		TAMAÑO RUEDAS ACCIONAMIENTO	Precio
MG02	q	24"	w
MG03	q	26"	m

Código		POSICIÓN DE LA RUEDA DE ACCIONAMIENTO - Horizontal	Precio
		[ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [ ] 6 [ ] 7 [ ] 8 [ ] 9 [ ] 10	

Código		EJE CON INCLINACIÓN	Precio
MG40	q	0°	w
MG41	q	3°	m
MG42	q	6°	m
MG43	q	9°	m

Código		RECEPTOR PARA RUEDA DE ACCIONAMIENTO	Precio
MG75	q	Corto ( altura trasera de asiento max. 44 cm)	m
MG76	q	Medio (altura trasera de asiento max. 49 cm)	m
MG77	q	Largo (altura trasera de asiento max. 53 cm)	m

Código		LLANTAS	Precio
MG06	q	Llanta reforzada (recomendada a partir de carga 90 kg)	w
MG15	q	Infinity Ultralight	120,-
MG10	q	Tipo Spox (Spinergy)	710,-
MG12	q	Rueda "Hurricane" con aros de aluminio	161,-
MG13	q	Rueda "Hurricane" con aros de acero	190,-
	<b>Info</b>	Al elegir ruedas "Hurricane", no es necesario pedir aros de agarre	

Código		PROTECTOR DE RADIOS	Precio
MG90	q	Protector de radios, transparente	118,-
MG91	q	Protector de radios, diseño Eye Catcher	151,-
MG92	q	Protector de radios, diseño Flower Power	151,-
MG93	q	Protector de radios, diseño Clown	151,-
MG94	q	Protector de radios, diseño Fire	151,-
MG96	q	Protector de radios, diseño Gecko	151,-
	<b>Info</b>	Sólo se pueden pedir con ruedas "Infinity Ultralight"	

Código		NEUMÁTICOS	Precio
MG31	q	Schwalbe RightRun perfil fino 1" (neumáticas)	w
MG32	q	Schwalbe HS 288 perfil grueso 1" (neumáticas)	m
MG33	q	Schwalbe "Downtown" , perfil asimétrico, 1"	m
MG37	q	Marathon plus Evolution 24"x1" de Schwalbe	24,-

Código		AROS DE AGARRE	Precio
MG52	q	Aluminio anodizado, alto	w
MG53	q	Aluminio anodizado, bajo	m
MG50	q	Aluminio lacado en negro, alto	m
MG56	q	Acero Inox pulido, alto	45,-
MG57	q	Acero Inox pulido, bajo	45,-
MG58	q	Titanio pulido, alto	341,-
MG54	q	Aluminio engomado, alto	142,-
MG60	q	Top Grip, alto	142,-

Código		MONTAJE AROS DE AGARRE	Precio
MG70	q	Estrecho - espacio entre la llanta y el aro de agarre	w
MG71	q	Ancho - espacio entre la llanta y el aro de agarre	m

Código		ACCESORIOS RUEDAS DE ACCIONAMIENTO	Precio
MG85	q	Prolongación distancia entre ejes, con un segundo eje	150,-
MG86	q	Prolongación distancia entre ejes, sencilla	96,-
MG88	q	Bomba Airman	93,-
MG87	q	Bomba alta presión	91,-
	<b>Info</b>	Prolongación mediante un segundo eje no es posible con pieza lateral regulable	

Código		ABSORCIÓN DE CHOQUE	Precio
MG97	q	Grado de dureza 1: - 40 a 65kg (peso del usuario)	m
MG98	q	Grado de dureza 2: - 66 a 90kg (peso del usuario)	m
MG99	q	Grado de dureza 3: - 91 a 125 kg (peso del usuario)	m

Código		FRENOS	Precio
MH02	q	Frenos de palanca estándar, cortos	17,-
MH01	q	Frenos de palanca estándar	w
MH04	q	Freno Performance	228,-
MH06	q	Frenos de palanca para usuarios y acompañante	m
MH10	q	Prolongación de palanca de freno, desmontable	30,-
	<i>Info</i>	El accionamiento para una mano incluye prolongación de la palanca de freno en el lado de uso	
		Prolongación de palanca de freno sólo es posible con freno estándar	

Código		RESPALDO	Precio
MD02	q	Tapizado respaldo ajustable, favorece la transpiración	75,-
MD03	q	Tapizado respaldo ajustable en tensión, con almohadillado	w
MD25	q	Regulable en altura, ajustable en tensión, incl. Manillares largos	187,-
MD26	q	Regulable en altura, ajustable en tensión, incl. Manillares cortos	196,-
MD06	q	Sin tapizado de respaldo	m
MD70	q	Bolsa con cremallera para tapizados del respaldo	75,-
MD72	q	Cámara de aire intermedia (favorece la transpiración) para tapizados del respaldo.	75,-
	<i>Info</i>	El tapizado ajustable que favorece la transpiración no es combinable con la bolsa con cremallera ni con la cámara de aire intermedia.	

Código		MANILLARES	Precio
MD50	q	Estándar cortos	w
MD51	q	Estándar largos	m
MD52	q	Telescópico, largos (no para respaldo abatible)	82,-
MD53	q	Telescópico, cortos (no para respaldo abatible)	82,-
MD56	q	Abatibles	69,-
MD59	q	sin manillares	m
MD21	q	Acolchado para manillares	51,-
	<i>Info</i>	Manillares abatibles no permiten montar el acolchado para manillares	

Código		PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS	Precio
ME01	q	Piezas laterales de aluminio, regulables con protección para el frío, respaldo standard	w
ME02	q	Protector para ropa, de aluminio, regulable	54,-
ME04	q	Protector de carbono para la ropa, respaldo standard	225,-
ME05	q	Pieza lateral desmontables, regulables	195,-
ME50	q	Reposabrazos almohadillado, regulables en altura, abatibles hacia los lados	210,-
	<i>Info</i>	Pieza lateral desmontable con rueda de 24" sólo es posible a partir de altura trasera de asiento de 42cm	
		Protector de carbono no es posible con color "optica de carbono"	
		El reposabrazos acolchado ME50 no puede combinarse con la pieza lateral desmontable ME05	

Código		ASIENTO	Precio
S/R	q	ORTESIS DE ASIENTO Y RESPALDO A MEDIDA, FRESADA Y FORRADA (no incluye toma medidas, valoraciones...). Estructura a elegir: [ ] PVC [ ] Aluminio	2.995,-
MC14	q	Tapizado de asiento ajustable en tensión	w
MC06	q	Sin tapizado	m
MC01	q	Cojín del asiento standard 3 cm [ ] 5 cm [ ]	108,-
MC05	q	Cojín del asiento Evolight (grosor 6 cm)	216,-
MZ50	q	Cinturón de asiento con cierre de plástico	34,-
			78,-
MZ51	q	Cinturón de asiento con cierre metálico	

Código		REPOSAPIÉS	Precio
MB10	q	En dos piezas	120,-
MB03	q	En una pieza, placa regulable en ángulo	w
MB06	q	Barras para reposapiés en titanio, rígidas	90,-
MB20	q	En una pieza, para longitudes de pantorrilla cortas (de 16 a 31cm)	45,-
MB71	q	Bloqueo para reposapiés en una pieza	45,-
	<i>Info</i>	El bloqueo MB71 no puede combinarse con las barras en titanio MB06	
		El reposapiés MB20 es para longitudes de pierna de 17-39cm	
		Los reposapiés MB03, MB06 y MB10 son para longitudes de pierna de 39-52cms	

Código		ACCESORIOS	Precio
MZ52	q	Juego de herramientas	31,-
MZ93	q	Mochila	40,-
MZ90	q	Tire-A-Light, rojo, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	9,-
MZ91	q	Tire-A-Light, azul, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	9,-

## INFORMACIÓN

Tabla informativa de altura de asiento

Los datos abajo indicados son teóricos, se permite una desviación máxima de 1cm.

La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía, de la horquilla y de la posición de montaje.

Tener en cuenta tabla de altura de asiento

Indicaciones sin cojín asiento para inclinación =0°

Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

Altura delantera asiento			
Horquilla		Corta	Larga
Diámetro rueda guía	3"	44-46	48-49
	4"	44-47	48-51
	5"	44-48	48-52
	5,5"	47-49	49-53
	6"	48-50	49-53

Altura trasera asiento				
Receptor		Corto	Medio	Largo
Tamaño rueda accionamiento	24"	38-42	38-46	38-52
	26"	40-44	40-49	40-53

Combinaciones rueda guía	24"	26"
Llanta reforzada	X	X
Spinergy SPOX	X	
Infinity Ultralight	X	
Hurricane	X	
Schwalbe RightRun	X	X
Schwalbe HS 228	X	
Schwalbe DownTown	X	
Ruedas PU	X	
Schwalbe Marathon	X	
Aro agarre aluminio negro alto	X	X
Aro agarre aluminio plata alto	X	
Aro agarre aluminio plata bajo	X	
Aro agarre engomado alto	X	X
Aro agarre acero pulido alto	X	X
Aro agarre acero pulido bajo	X	
Aro agarre titanio pulido alto	X	
Aro agarre Top Grip alto	X	



MA20 Chasis a 75°



MA21 Chasis a 85°



MF30 Ruedas guía de diseño



MG15 Llanta Infinity



MG10 Llantas Spinergy Spox




MD85 Prolongación de la distancia entre ejes



MH04 Freno Performance



MD56 Manillar abatible



MD72 Malla de separación



ME02 Protector ropa aluminio



ME05 Parte lateral con reposabrazos




MB03 Reposapiés continuo




MB06 Estribo de pie de titanio



MB10 Repoapiés de dos piezas




MB71 Bloqueo lateral



MG91 Diseño "llamativo"



MG93 Diseño "Payaso"



MG94 Diseño "Fuego"



