

Bipedestador Adulto

Características:

Bipedestador para adultos
Estatura mínima 140 cm

Opciones incluidas:

Mesa con recorte para el cuerpo,
regulación de la altura de la mesa con émbolo de gas
Placas para rodillas
Reposatalones y cinchas velcro para pies
Ruedas para transporte



Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

W Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Referencia		BIPEDESTADOR ADULTOS	Precio
RR0210000001	x	Bipedestador, mesa con recorte para recorte, reposatalones, cinchas de velcro para pies, regulación altura con émbolo de gas 80N	2.525,-
RR0210000002	x	Bipedestador, mesa con recorte para recorte, reposatalones, cinchas de velcro para pies, regulación altura con émbolo de gas 140N	2.525,-

Referencia		CINTURONES ANTIRETROCESO	Precio
RR0200800000	q	Eléctricos (140N)	2.237,-
RR0200900000	q	Manuales (80N)	564,-
RR0202000000	q	Eléctricos con accionamiento por batería (140N)	2.693,-

Referencia		CINTURONES DE SUJECCIÓN CON BASE	Precio
R0203900000	q	Con base pequeña (altura = 21cm, longitud = 64 cm)	m
RR0204000000	q	Con base mediana (altura = 21cm, longitud = 68 cm)	m
RR0204100000	q	Con base grande (altura = 21cm, longitud = 73cm)	m
RR0204200000	q	Con base pequeña, cubierta con tacos(altura = 21cm, longitud = 64 cm)	64,-
RR0204300000	q	Con base mediana, cubierta con tacos (altura = 21cm, longitud = 68 cm)	64,-
RR0204400000	q	Con base mediana, cubierta con tacos (altura = 21cm, longitud = 73 cm)	64,-

Referencia		COLOR DE CHASIS	Precio
-027	q	Plata metalizada	m
-12	q	Azul océano	m

Referencia		SOPORTE PARA PLACAS DE RODILLA	Precio
RR0206000000	q	Estándar, regulable en altura y profundidad	w
RR0208700000	q	Regulable en altura, profundidad y laterales asi como regulable horizontalmente hacia dcha. e izqu.	31,-
RR0209000000	q	Regulable en altura, profundidad y laterales asi como regulable horizontalmente hacia dcha. e izqu., placas de rodilla con ángulo ajustable	564,-

Referencia		RUEDAS	Precio
RR0200100000-	cq	Estándar, ruedas de transporte y tacos de goma	w
RR0200200000-	cq	Ruedas traseras guiables, con freno, ruedas delanteras fijas	131,-
RR0202900000-	cq	Ruedas traseras guiables, con freno, ruedas delanteras guiables	192,-

Referencia		ACCESORIOS	Precio
RR0202400000	cq	Embellecedor (madera) para mesa con recorte, esquinas abiertas	137,-
RR0201000000	cq	Barra de sujeción con placas	243,-
RR0201300000	cq	Regulación del ángulo de la mesa	351,-
RR0205400000	cq	Acolchado para rodillas	234,-
RR0201700000	cq	Cinchas de velcro para talón	46,-
RR0206100000	cq	Barra recta de respaldo, incluye reposacabezas	822,-
RR0206800000	cq	Barra recta de respaldo, sin reposacabezas	669,-
RR0201100000	cq	Barra acodada de respaldo, incluye reposacabezas	813,-
RR0202800000	cq	Barra acodada de respaldo, sin reposacabezas	669,-
	Info:	Regulación del ángulo de la mesa no se puede combinar con los cinturones de sujeción con base eléctricos	