

BRAVORacer

Características

Silla de ruedas activa de chasis rígido para niños y adolescentes
 Reposapiés en una pieza, regulable en ángulo y profundidad
 Respaldo abatible, tapizado ajustable en tensión
 Peso máximo del usuario: 60 kg

Opciones incluidas

Llantas esféricas con neumáticos de alta presión
 Piezas laterales de plástico con protector de ropa
 Freno de palanca



Todos los precios en €, válidos desde mediados de año hasta el 31 Diciembre de 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

w Opciones incluidas en configuración estándar m Opciones sin incremento de precio

Código		LA SILLA	Precio
480A60=00000	x	BRAVORacer	2.068,-
	q	Diseño estándar	m
	q	Gecko con cubreradios incluido	m

Código		AJUSTES Y OPCIONES DEL CHASIS	Precio
		Ancho: q 20 q 22 q 26 q 26 q 28 q 30 q 32 q 34 q 36	
		Profundidad: q 24 q26 q28 q 30 q 32 q 34 q 36 q 38	
		Altura: q32 q33 q34 q35 q36 q37 q38 q39 q40 q41 q42 q43 q44 q45 q46 q 47 q 48 q49 q 50 q 51	
		Longitud Pantorrilla (LP), sin cojin de asiento (margen de ajuste: 15 - 45cm)	
MA50	q	Ruedas de tránsito (1 par)	156,-
MA55	q	Antivuelco derecho	135,-
MA56	q	Antivuelco izquierdo	135,-
MA51	q	Ayuda inclinación a la derecha	75,-
MA52	q	Ayuda inclinación a la izquierda	75,-
MA57	q	Soporte bastón derecha	75,-
MA58	q	Soporte bastón izquierda	75,-
	<i>Info</i>	No es posible combinar las ruedas de tránsito con el antivuelco	
		Sólo se permite un accesorio por cada lado	

Código		COLORES CHASIS	Precio
001	q	Plata brillante	m
005	q	Naranja claro brillante	m
008	q	Rojo serpiente claro	m
009	q	Vino suave brillante	m
010	q	Azul marino suave	m
011	q	Verde manzana brillante	m
014	q	Rojo golosina	m
015	q	Brillo reptil claro	m
030	q	Amarillo "Spooky"	m
031	q	Azul "Spooky"	m

Código		COLORES TAPIZADO	Precio
901	q	Negro	m
902	q	Azul	m
903	q	Rojo	m

Código		RUEDAS GUÍA	Precio
MF01	q	3" Skate (70x25 mm)	m
MF11	q	3" con luz (70x25 mm)	50,-
MF02	q	4" macizas (100x32 mm)	m
MF04	q	5,5" blandas (140x40 mm)	m
MF30	q	4" Design (100x32 mm)	96,-
MF31	q	5" Design (125x32 mm)	101,-
MF21	q	4" con luz (100x32 mm)	50,-
MF03	q	5" macizas (125x32 mm)	w
MF05	q	6" neumáticas (150x33 mm)	m
MF06	q	6" macizas (150x33 mm)	m





Código		TAMAÑO RUEDAS ACCIONAMIENTO	Precio
MG04	q	20"	m
MG01	q	22"	m
MG02	q	24"	m

Código		INCLINACIÓN DE LA RUEDA ACCIONAMIENTO	Precio
		q 0° q 2° q 4° q 6° q 8°	

Código		POSICIÓN DE LA RUEDA DE ACCIONAMIENTO - Horizontal	Precio
		[] A [] B [] C	

Código		LLANTAS	Precio
MG05	q	Estandar	m
MG06	q	Llanta esférica	m
MG15	q	Infinity Ultralight	120,-
MG80	q	Rueda de accionamiento con frenos de tambor / acompañante	300,-
		Info: El freno de tambor no es combinable con manillares estándar cortos ni abatibles	

Código		PROTECTOR DE RADIOS	Precio
MG90	q	Protector de radios, transparente	118,-
MG91	q	Protector de radios, diseño Eye Catcher	151,-
MG92	q	Protector de radios, diseño Flower Power	151,-
MG93	q	Protector de radios, diseño Clown	151,-
MG94	q	Protector de radios, diseño Fire	151,-



Código		NEUMÁTICOS	Precio
MG31	q	Schwalbe RightRun perfil fino 1" (neumáticas)	w
MG32	q	Schwalbe HS 288 perfil grueso 1" (neumáticas)	m
MG37	q	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1", antiaverías	24,-
MG39	q	Schwalbe RightRun light azul, 1"	m
MG39	q	Schwalbe RightRun light rojo, 1"	m

Código		EJE CON INCLINACIÓN	Precio
MG41	q	3°	m
MG42	q	6°	m
MG43	q	9°	m

Código		AROS DE AGARRE	Precio
MG50	q	Aluminio lacado en negro, alto	m
MG51	q	Aluminio anodizado en el color del chasis, alto	35,-
MG52	q	Aluminio anodizado, alto	w
MG53	q	Aluminio anodizado, bajo	m
MG54	q	Aluminio engomado, alto	142,-
MG56	q	Acero Inox pulido, alto	45,-
MG57	q	Acero Inox pulido, bajo	45,-
MG58	q	Titanio pulido, alto	341,-

Código		MONTAJE	Precio
MG70	q	Estrecho - espacio de 2,2 cm entre la llanta y el aro de agarre	w
MG71	q	Ancho - espacio de 3 cm entre la llanta y el aro de agarre	m

Código		PROLONGACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE EJES	Precio
MG46	q	Sin	w
MG85	q	Con un segundo eje para adaptación a bicicleta	150,-

Código		ACCESORIOS RUEDAS DE ACCIONAMIENTO	Precio
MG87	q	Bomba alta presión	114,-
MG88	q	Bomba Airman	93,-

Código		RESPALDO	Precio
		Altura respaldo:	
		q 20cm q 22,5cm q 25cm q 27,5cm	
		q 30cm q 32,5cm q 35cm q 37,5 q 40cm	
MD03	q	Tapizado respaldo ajustable en tensión	m
MD06	q	Sin tapizado de respaldo	m
MD72	q	Cámara de aire intermedia (favorece la transpiración) para tapizados del respaldo.	60,-

Código		MANILLARES	Precio
MD50	q	Estándar cortos	w
MD51	q	Estándar largos	m
MD54	q	Manillar regulable en altura acodado [] 14 cm [] 24 cm	174,-
MD55	q	Manillar regulable en altura recto [] 14 cm [] 24 cm	132,-
MD56	q	Abatibles	110,-
	Info:	Manillares abatibles sólo se permiten a partir de una AA de 28 y una altura respaldo de 30cm.	

Código		PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS	Precio
ME02	q	Protector para ropa, de aluminio, regulable	w
ME10	q	Protector de ropa de diseño (depende del color de chasis) q naranja q azul q rojo	150,-
ME05	q	Desmontables con reposabrazos, regulables en altura	58,-

Código		TAPIZADO DE ASIENTO	Precio
MC14	q	Tapizado del asiento ajustable	30,-
MC16	q	Tapizado del asiento ajustable en tensión	w
MC01	q	Cojín de asiento estándar [] 3 cm [] 5 cm	108,-
MC05	q	Cojín de asiento Evolight (grosor 6 cm)	216,-
	Info:	Cojín Evolight sólo está permitido a partir de una AA de 26cm y una PA de 28cm	

Código		REPOSAPIÉS	Precio
MB03	q	En una pieza, regulable en ángulo y profundidad	w
MB04	q	En una pieza, regulable en profundidad (regulación del ángulo es independiente de la superficie de asiento)	90,-
MB71	q	Bloqueo lateral reposapiés	28,-

Código		ACCESORIOS	Precio
MZ51	q	Correa de asiento con cierre de metal	79,-
MZ52	q	Juego de herramientas	31,-
ME60	q	Mesa de terapia	240,-
MZ93	q	Mochila	40,-
MZ90	q	Tire-A-Light, rojo, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	9,-
MZ91	q	Tire-A-Light, azul, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	9,-
	Info:	La mesa de terapia requiere piezas laterales desmontables con reposabrazos	

Indicaciones

Tabla informativa de altura de asiento

Los datos abajo indicados son teóricos, se permite una desviación máxima de 1cm.

La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía, de la horquilla y de la posición de montaje.

Máxima inclinación asiento: 3,5 cm

Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

Altura asiento (en cm) ¹										
Tamaño rueda accionamiento		20"			22"			24"		
Inclinación		3°	6°	3°	6°	9°	3°	6°	9°	
	Posic.									
	1	32,2	32,0	34,7	34,5	33,9	37,2	37,0	36,4	
	2	33,9	33,7	36,4	36,2	35,6	38,9	38,7	38,1	
	3	35,6	35,5	38,1	38	37,3	40,6	40,5	39,8	
	4	37,3	37,2	39,8	39,7	39,0	42,3	42,2	41,5	
	5	39,1	38,9	41,6	41,4	40,8	44,1	43,9	43,3	
	6	40,8	40,6	43,3	43,1	42,5	45,8	45,6	45,0	
	7	42,5	42,4	45,0	44,9	44,2	47,5	47,4	46,7	
	8	44,2	44,1	46,7	46,6	45,9	49,2	49,1	48,4	
	9	46,0	45,8	48,5	48,3	47,7	51,0	50,8	50,2	

1) Sin cojin asiento con 0° de inclinación

Combinación rueda guía / accionam./ inclinación

Inclinac.	Rueda acc.	Tamaño rueda guía
3°	20"	3" / 4" / 5"
3°	22"	3" / 4" / 5" / 5,5" / 6"
3°	24"	3" / 4" / 5" / 5,5" / 6"
6°	20"	3" / 4" / 5"
6°	22"	3" / 4" / 5" / 5,5" / 6"
6°	24"	3" / 4" / 5" / 5,5" / 6"
9°	22"	3" / 4" / 5"
9°	24"	3" / 4" / 5" / 5,5" / 6"

Combinaciones Protector ropa de diseño / colores chasis

Color	naranja	azul	rojo
plateado	x	x	x
naranja jaspeado		x	x
rojo claro reptil			x
rojo dormant jaspeado	x	x	
azul marino dormant	x		
verde manzana dormant	x	x	x
rojo golosina	x	x	
amarillo		x	x
azul	x		x
estilo gecko			

Combinación Rueda accionam. 20" 22" 24"

	20"	22"	24"
Llanta reforzada			x
Llanta estándar	x	x	
Infinity Ultralight	x	x	x
Llanta freno tambor	x	x	x
Schwalbe RightRun	x	x	x
Schwalbe RightRun ligeras		x	x
Schwalbe HS228		x	x
Schwalbe Marathon		x	x
Aro agarre aluminio negro alto	x	x	x
Aro agarre aluminio negro bajo	x	x	x
Aro agarre aluminio plateado alto	x	x	x
Aro agarre aluminio plateado bajo		x	x
Aro agarre engomado alto	x	x	x
Aro agarre acero pulido alto	x	x	x
Aro agarre acero pulido bajo		x	x



ME02 Protector de ropa de aluminio



MB03 Reposapiés continuo, regulable



MF01 Rueda Skate 3"