

Kimba Spring

Características:

Silla plegable para niños

Se compone de:

Chasis para exteriores Kimba Spring

Chasis de aluminio para exteriores con seguro automático de plegado

Asiento con suspensión

Manillar dentado y ergonómico

Barra de empuje ergonómica

Bolsa de accesorios plegable

Ruedas macizas con freno de bloqueo

Color chasis gris plateado

Unidad de asiento multifuncional Kimba

Ancho y profundidad de asiento, altura de respaldo,

longitud de pantorrilla regulables progresivamente

Basculación asiento, ángulo respaldo y rodilla

regulables progresivamente

Mecanismo de desbloqueo rápido para desmontar

el asiento o cambiarlo de dirección

Reposapiés con plataforma abatible hacia arriba

Placas pélvicas regulables en ancho y en ángulo

Tamaño 1 : Niños de 1 - 6 años

Tamaño 2 : Niños de 4 - 10 años

Opciones adicionales:

Soporte para órtesis

Base para interiores SPIDER



Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

W Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Referencia		CHASIS PARA EXTERIORES	Precio
HR32901000-027	q	KIMBA Spring Chasis exteriores T. 1, rígido	1.349,-
HR32911000-027	q	KIMBA Spring Chasis exteriores T. 1, con ruedas guía delante	1.459,-
HR32931000-027	q	KIMBA Spring Chasis exteriores T. 2, con ruedas guía delante	1.467,-
	Info:	Para una regulación del resorte de amortiguación desde fábrica, indicar el peso del niño:	

Referencia		RESORTE DE SUSPENSION	Precio
HR11310042-311	q	Verde jaspeado (-311) Peso del usuario : 10-20 kg	w
HR11310042-312	q	Naranja jaspeado (-312) Peso del usuario : 18-28 kg	m
HR11310042-307	q	Rojo jaspeado (-307) Peso del usuario : 26-35 kg	m

Referencia		COLOR DE TAPIZADO	Precio
345	q	Naranja	w
347	q	Azul	m
346	q	Verde	m

Referencia		RUEDAS DELANTERAS	Precio
HR32901810	q	Rueda maciza 250, completa (Talla 1, chasis rígido)	w
HR32901820	q	Rueda neumática 250, completa (Talla 1, chasis rígido)	25,-
HR32911810	q	Rueda maciza 180, completa (Talla 1 y Talla 2, chasis con horquilla para ruedas guía)	m
HR32911820	q	Rueda neumática 180, completa (Talla 1 y Talla 2, chasis con horquilla para ruedas guía)	25,-
Referencia		RUEDAS TRASERAS	Precio
HR32901830	q	Rueda maciza 250 con corona dentada para freno, completa	w
HR32901840	q	Rueda neumática 250 con corona dentada para freno, completa	25,-
Referencia		EN COMBINACION CON ASIENTO	Precio
HR32902000-027	q	KIMBA unidad de asiento multifuncional tam. 1 incl. reposapiés y placas laterales de limitación Profundidad asiento 19-31 cm	1.242,-
HR32902800-	q	Respaldo estándar (AR desde 46 hasta 66 cm)	109,-
HR32902900-	q	Respaldo con reposacabezas integrado (AR desde 46 hasta 66 cm)	249,-
HR32905500-	q	Almohadillado asiento para respaldo estándar	288,-
HR32905600-	q	Almohadillado asiento para respaldo con reposacabezas integrado	387,-
HR32902302-	q	Reposapiés de aluminio con plataforma abatible hacia arriba	154,-
HR32902301-	q	Reposapiés de aluminio con plataforma abatible hacia arriba con bloqueo y ángulo ajustable	100,-
HR32932304	q	Reposapiés de plástico con plataforma abatible hacia arriba	124,-
HR32932303	q	Reposapiés de plástico con plataforma abatible hacia arriba con bloqueo y ajustable en el ángulo	55,-
	q		
HR32932000-027	q	KIMBA unidad de asiento multifuncional tam. 2 incl. reposapiés y placas laterales de limitación Profundidad asiento 19-31 cm	120,-
HR32932800-	q	Respaldo estándar (AR desde 56 hasta 70 cm)	123,-
HR32932900-	q	Respaldo con reposacabezas integrado (AR desde 56 hasta 70 cm)	255,-
HR32935500-	q	Almohadillado asiento para respaldo estándar	315,-
HR32935600-	q	Almohadillado asiento para respaldo con reposacabezas integrado	417,-
HR32932302-	q	Reposapiés de aluminio con plataforma abatible hacia arriba	169,-
HR32932301-	q	Reposapiés de aluminio con plataforma abatible hacia arriba con bloqueo y ángulo ajustable	223,-
HR32932304	q	Reposapiés de plástico con plataforma abatible hacia arriba	124,-
HR32932303	q	Reposapiés de plástico con plataforma abatible hacia arriba con bloqueo y ajustable en el ángulo	178,-
	q		
414P89=21000	q	GAMA GARABATOS unidad de asiento para chasis T.1 (Ver hoja de pedido correspondiente)	1.130,-
	q		
414P88=11000	q	MYGO unidad de asiento para chasis T.2 (ver hoja de pedido correspondiente)	1.444,-

Referencia		ACCESORIOS	Precio
HR32908600-344	q	Placas de reposacabezas, acolchados, con tejido en 3D par, tam 1	198,-
HR32938600-344	q	Placas de reposacabezas, acolchados, con tejido en 3D par, tam 2	198,-
HR32908500-344	q	Placas torácicas, acolchadas, con tejido en 3D par, tam. 1	198,-
HR32938500-344	q	Placas torácicas, acolchadas, con tejido en 3D par, tam. 2	198,-
HR63070010	q	Cinturón pélvico, acolchado t.1	73,-
HR63070020	q	Cinturón pélvico, acolchado t.2	73,-
HR63080010	q	Cinturón de cuatro puntos, acolchado t.1	113,-
HR63080020	q	Cinturón de cuatro puntos, acolchado t.2	113,-
HR31116100	q	Cinturón de cinco puntos	69,-
HR63060010-344	q	Separador de piernas t.1	122,-
HR63060020-344	q	Separador de piernas t.2	122,-
HR63050010	q	Arco para fijación pelvis, tam. 1, distancia entre crestas iliacas aprox. 11 - 18 cm, ancho exterior aprox. 19 - 26 cm, (sólo para asiento tamaño 1)	207,-
HR63050020	q	Arco para fijación pelvis, tam. 2, distancia entre crestas iliacas aprox. 17 - 24 cm, ancho exterior aprox. 25 - 32 cm	207,-
HR63050030	q	Arco para fijación pelvis, tam. 3, distancia entre crestas iliacas aprox. . 23 - 30 cm, ancho exterior aprox. 31 - 38 cm	207,-
HR63010000-344	q	Chaleco de fijación t.1	143,-
HR63020000-344	q	Chaleco de fijación t.2	143,-
HR63040010-344	q	Arnés torácico, t. 1 (sólo para asiento tamaño 1)	143,-
HR63040020-344	q	Arnés torácico, t. 2	143,-
HR63040030-344	q	Arnés torácico, t. 3 (sólo para asiento tamaño 2)	143,-
HR32907700	q	Arco delantero t.1	61,-
HR32937700	q	Arco delantero t.2	61,-
HR32907750-344	q	Acolchado para arco delantero t.1	40,-
HR32937750-344	q	Acolchado para arco delantero t.2	40,-
HR32907900	q	Arco delantero con funda fija en PVC, t.1	72,-
HR32937900	q	Arco delantero con funda fija en PVC, t.2	72,-
HR32907300	q	Reposabrazos t.1	88,-
HR32937300	q	Reposabrazos t.2	88,-
HR32907500-344	q	Taco abductor tam. 1 (L 9 cm X A 6 cm X a 9 cm) (sólo para asiento tamaño 1)	134,-
HR32907600-344	q	Taco abductor tam.2 (l 10 cm X A 7,5 cmX a 10 cm)	134,-
HR32937500-344	q	Taco abductor tam. 3 (L 12 cm x A 9 cm x a 10 cm) (sólo para tamaño 2)	134,-
HR32010070	q	Cinchas para pies t.1	27,-
HR32020070	q	Cinchas para pies t.2	27,-
HR32010080	q	Cinchas para pies con velcro t.1	31,-
HR32020080	q	Cinchas para pies con velcro t.2	31,-
HR32907100	q	Mesa de terapia tam. 1, reg. en altura, gris	240,-
HR32937100	q	Mesa de terapia tam. 2, reg. en altura, gris	240,-
HR32907200	q	Mesa de terapia tam.1 reg. en altura, transparente	342,-
HR32937200	q	Mesa de terapia tam.2 reg. en altura, transparente	342,-
HR32540120-	q	Saco de invierno con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico tam. „mini“ (sólo para asiento tamaño 1)	300,-
HR32100120-	q	Saco de invierno con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico, tam.1	312,-
HR32200120-	q	Saco de invierno con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico, tam.2	345,-
HR32400120-	q	Saco de invierno con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico, tam. 3 (sólo para tamaño 2)	366,-
HR32540130-	q	Saco de verano con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico „mini“ (sólo para asiento tamaño 1)	261,-
HR32100130-	q	Saco de verano con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico, tam. 1	267,-
HR32200130-	q	Saco de verano con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico, tam. 2	297,-
HR32400130-	q	Saco de verano con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico, tam. 3 (sólo para tamaño 2)	321,-
HR32100210-344	q	Saco de piel t.1, gris	393,-
HR32200210-344	q	Saco de piel t.2, gris	465,-
662T13	q	Bolsa para accesorios	40,-
HR32100100-344	q	Capota impermeable t.1, gris	24,-
HR32010100-344	q	Capota impermeable t.2, gris	24,-
HR32905360-	q	Capota en color del tapizado con "ventana" para acompañante, incl. adaptador y protector de lluvia	264,-
HR32905900-	q	Sombrilla en color del acolchado	42,-
HR32545320	q	Capota impermeable, transparente, con cubierta para piernas, incl. Adaptador	186,-
HR32545340-087	q	Capota de nilón, gris con cubierta para piernas, incl. adaptador	210,-
HR32909700	q	Kit de sujeción para transporte en vehiculos adaptados, chasis rígido	166,-
HR32919700	q	Kit de sujeción para transporte en vehiculos adaptados, chasis guiable	166,-
HR16001102	q	Placa "Buggyboard Techno"	150,-
HR32000240-344	q	Parachoques (par)	43,-
HR32917800	q	Bloqueo de dirección	79,-

Referencia		OPCIONES ADICIONALES	Precio
HR32548300	q	KIMBA Soporte para órtesis (adaptación de „órtesis asiento“ a chasis exteriores), t.1	151,-
HR32648300	q	KIMBA Soporte para órtesis (adaptación de „órtesis asiento“ a chasis exteriores), t.2	156,-
HR22330000	q	Base para interiores, tam. 1, antracita, apropiada para unidad de asiento KIMBA tam.1	729,-
HR22430000	q	Base para interiores, tam. 2, antracita, apropiada para unidad de asiento KIMBA tam.2	729,-
HR22321150	q	Rueda guía con bloqueo, diámetro: 75 mm	31,-
HR22321160	q	Rueda guía con bloqueo, diámetro:125 mm	73,-
HR22327100	q	Barra de empuje	243,-
HR22320000-011 HR22321400	q	SPIDER base interiores con regulación de altura tipo paralelograma y receptor pequeño de asiento completo para unidad asiento tam. 1 o soporte para órtesis asiento tam. 1	1.661,-
HR22320000-011 HR22321500	q	SPIDER base interiores con regulación de altura tipo paralelograma y receptor pequeño de asiento completo para unidad asiento tam. 2 o soporte para órtesis asiento tam. 2	1.670,-
HR22321203	q	Regulación altura 350 N (carga 10-20 kg incl. asiento)	429,-
HR22321204	q	Regulación altura 600 N (carga 20-40 kg incl. asiento)	429,-
HR22321205	q	Regulación altura 900 N (carga 40-50 kg incl. asiento)	429,-
HR22321150	q	Rueda guía Ø 75 con bloqueo	31,-
HR22321160	q	Rueda guía Ø 125 con bloqueo	73,-
HR22327100	q	Manillar para base de interiores SPIDER (accesorios)	243,-



Palanca desbloqueo para plegado



Resorte de suspensión



Capota



Taco abductor



Separador de pierna

