

Kimba Cross

Características:

Chasis para exteriores de tres ruedas para niños plegable, con base telescópica para la recepción de: una unidad de asiento multifuncional, tam. 1 ó tam. 2
órtesis de asiento individual

Opciones incluidas:

Suspensión de elastomero
Freno de tambor
Ruedas traseras neumáticas 18"
Rueda delantera neumática 16" incl. guardabarros

Unidad de asiento multifuncional Kimba

Ancho y profundidad de asiento, altura de respaldo, longitud de pantorrilla regulables progresivamente
Basculación asiento, ángulo respaldo y rodilla regulables progresivamente
Mecanismo de desbloqueo rápido para desmontar el asiento o cambiarlo de dirección
Reposapiés con plataforma abatible hacia arriba
Placas pélvicas regulables en ancho y en ángulo

Tamaño 1 : Niños de 1 - 6 años

Tamaño 2: Niños de 4 - 10 años

Opciones adicionales:

Soporte para órtesis de asiento tam. 1 ó tam. 2



Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

W Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Referencia		CHASIS PARA EXTERIORES KIMBA CROSS	Precio
HR340100000_K	x	Chasis exteriores KIMBA CROSS con:	1.900,-
HR34011300-027	x	Receptor asiento para KIMBA unidad asiento multifuncional tam.1	m
HR34021300-027	x	Receptor asiento para KIMBA unidad asiento multifuncional tam.2	m
Referencia		COLOR DE TAPIZADO	Precio
345	q	Naranja	m
347	q	Azul	m
346	q	Verde	m

Referencia		ACCESORIOS PARA CHASIS EXTERIORES	Precio
HR34012100-027	q	Rueda guía 12" con receptor de cierre rápido	231,-
HR34017000	q	Antivuelco completo	158,-
HR34018000	q	Protector ropa	231,-
HR34018100	q	Guardabarros	87,-
HR34019000	q	Protector ropa transparente	82,-
HR34015000	q	Bolsa para accesorios	67,-
HR34016100	q	Enganche de remolque para bicicleta (incluye embrague)	291,-
HR34016200	q	Kit de seguridad, según la normativa de tráfico corresp., (ilum., banderola y arco de seguridad)	149,-
HR16001102	q	Buggyboard „Techno“	150,-
	Info:	Se recomienda no cargar el enganche de remolque con más de 40kgs	

Referencia		EN COMBINACIÓN CON	Precio
HR32902000-027	q	KIMBA unidad de asiento multifuncional tam. 1 incl. reposapiés y placas laterales de limitación Profundidad asiento 19-31 cm	1.242,-
HR32902800-	q	Respaldo estándar (AR desde 46 hasta 66 cm)	109,-
HR32902900-	q	Respaldo con reposacabezas integrado (AR desde 46 hasta 66 cm)	258,-
HR32905500-	q	Almohadillado asiento para respaldo estándar	288,-
HR32905600-	q	Almohadillado asiento para respaldo con reposacabezas integrado	387,-
HR32902302-	q	Reposapiés de aluminio con plataforma abatible hacia arriba	154,-
HR32902301-	q	Reposapiés de aluminio con plataforma abatible hacia arriba con bloqueo y ángulo ajustable	208,-
HR32932304	q	Reposapiés de plástico con plataforma abatible hacia arriba	124,-
HR32932303	q	Reposapiés de plástico con plataforma abatible hacia arriba con bloqueo y ajustable en el ángulo	178,-
	q		
HR32932000-027	q	KIMBA unidad de asiento multifuncional tam. 2 incl. reposapiés y placas laterales de limitación Profundidad asiento 19-31 cm	1.361,-
HR32932800-	q	Respaldo estándar (AR desde 56 hasta 70 cm)	123,-
HR32932900-	q	Respaldo con reposacabezas integrado (AR desde 56 hasta 70 cm)	276,-
HR32935500-	q	Almohadillado asiento para respaldo estándar	315,-
HR32935600-	q	Almohadillado asiento para respaldo con reposacabezas integrado	417,-
HR32932302-	q	Reposapiés de aluminio con plataforma abatible hacia arriba	169,-
HR32932301-	q	Reposapiés de aluminio con plataforma abatible hacia arriba con bloqueo y ángulo ajustable	223,-
HR32932304	q	Reposapiés de plástico con plataforma abatible hacia arriba	124,-
HR32932303	q	Reposapiés de plástico con plataforma abatible hacia arriba con bloqueo y ajustable en el ángulo	178,-
	q		
414P89=11000	q	GAMA GARABATOS unidad de asiento para chasis T.1 (Ver hoja de pedido correspondiente)	1.130,-
	q		
414P88=11000	q	MYGO unidad de asiento para chasis T.2 (ver hoja de pedido correspondiente)	1.444,-

Referencia		ACCESORIOS	Precio
HR32908600-344	q	Placas de reposacabezas, acolchados, con tejido en 3D par, tam 1	198,-
HR32938600-344	q	Placas de reposacabezas, acolchados, con tejido en 3D par, tam 2	198,-
HR32908500-344	q	Placas torácicas, acolchadas, con tejido en 3D par, tam. 1	198,-
HR32938500-344	q	Placas torácicas, acolchadas, con tejido en 3D par, tam. 2	198,-
HR63070010	q	Cinturón pélvico, acolchado t.1	73,-
HR63070020	q	Cinturón pélvico, acolchado t.2	73,-
HR63080010	q	Cinturón de cuatro puntos, acolchado t.1	113,-
HR63080020	q	Cinturón de cuatro puntos, acolchado t.2	113,-
HR31116100	q	Cinturón de cinco puntos	69,-
HR63060010-344	q	Separador de piernas t.1	122,-
HR63060020-344	q	Separador de piernas t.2	122,-
HR63050010	q	Arco para fijación pelvis, tam. 2, distancia entre crestas iliacas aprox. 11 - 18 cm, ancho exterior aprox. 19 - 26 cm, (sólo para asiento tamaño 1)	207,-
HR63050020	q	Arco para fijación pelvis, tam. 2, distancia entre crestas iliacas aprox. 17 - 24 cm, ancho exterior aprox. 25 - 32 cm	207,-
HR63050030	q	Arco para fijación pelvis, tam. 3, distancia entre crestas iliacas aprox. 23 - 30 cm, ancho exterior aprox. 31 - 38 cm	207,-
HR63010000-344	q	Chaleco de fijación t.1	143,-
HR63020000-344	q	Chaleco de fijación t.2	143,-
HR63040010-344	q	Arnés torácico, tam. 1 (sólo para asiento tamaño 1)	143,-
HR63040020-344	q	Arnés torácico, tam. 2	143,-
HR63040030-344	q	Arnés torácico, tam. 3 (sólo para asiento tamaño 2)	143,-

HR32907700	q	Arco delantero t.1	61,-
HR32937700	q	Arco delantero t.2	61,-
HR32907750-344	q	Acolchado para arco delantero t.1	40,-
HR32937750-344	q	Acolchado para arco delantero t.2	40,-
HR32907900	q	Arco delantero con funda fija en PVC, t.1	72,-
HR32937900	q	Arco delantero con funda fija en PVC, t.2	72,-
HR32907300	q	Reposabrazos t.1	88,-
HR32937300	q	Reposabrazos t.2	88,-
HR32907500-344	q	Taco abductor tam. 1 (L 9 cm X A 6 cm X a 9 cm) (sólo para asiento tamaño 1)	134,-
HR32907600-344	q	Taco abductor tam.2 (l 10 cm X A 7,5 cmX a 10 cm)	134,-
HR32937500-344	q	Taco abductor tam. 3 (L 12 cm x A 9 cm x a 10 cm) (sólo para tamaño 2)	134,-
HR32010070	q	Cinchas para pies t.1	27,-
HR32020070	q	Cinchas para pies t.2	27,-
HR32010080	q	Cinchas para pies con velcro t.1	31,-
HR32020080	q	Cinchas para pies con velcro t.2	31,-
HR32907100	q	Mesa de terapia tam. 1, reg. en altura, gris	240,-
HR32937100	q	Mesa de terapia tam. 2, reg. en altura, gris	240,-
HR32907200	q	Mesa de terapia tam.1 reg. en altura, transparente	342,-
HR32937200	q	Mesa de terapia tam.2 reg. en altura, transparente	342,-
HR32540120-	q	Saco de invierno con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico tam. „mini“ (sólo para asiento tamaño 1)	300,-
HR32100120-	q	Saco de invierno con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico, tam.1	312,-
HR32200120-	q	Saco de invierno con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico, tam.2	345,-
HR32400120-	q	Saco de invierno con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico, tam. 3 (sólo para tamaño 2)	366,-
HR32540130-	q	Saco de verano con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico „mini“ (sólo para asiento tamaño 1)	261,-
HR32100130-	q	Saco de verano con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico, tam. 1	267,-
HR32200130-	q	Saco de verano con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico, tam. 2	297,-
HR32400130-	q	Saco de verano con parte delantera desmontable, con ranura para separador de pierna, taco abduct. y cinturón pélvico, tam. 3 (sólo para tamaño 2)	321,-
HR32100210-344	q	Saco de piel t.1, gris	393,-
HR32200210-344	q	Saco de piel t.2, gris	465,-
662T13	q	Bolsa para accesorios	39,-
HR32100100-344	q	Capota impermeable t.1, gris	70,-
HR32010100-344	q	Capota impermeable t.2, gris	70,-
HR32905360-	q	Capota en color del tapizado con "ventana" para acompañante, incl. adaptador y protector de lluvia	264,-
HR32905900-	q	Sombrilla en color del acolchado	42,-
HR32545320	q	Capota impermeable, transparente, con cubierta para piernas, incl. Adaptador	186,-
HR32545340-087	q	Capota de nilón, gris con cubierta para piernas, incl. adaptador	210,-
Referencia			
HR32548300	q	Tamaño 1	151,-
HR32648300	q	Tamaño 2	151,-
HR32xx2700-	q	Reposapiés para el soporte para la órtesis asiento	366,-