

LARS - Asiento infantil para vehículos

Características:

Asiento infantil para vehículos
compuesto de unidad de asiento y base
La unidad de asiento cumple la norma ECE 44/04
"Special needs", grupos 1,2 y 3 para el transporte de niños
de 9 a 36 kg

Base de asiento:

Reposapiés ajustable en altura y ángulo
Sistema giratorio y desplazable (opcional)
Correa elástica con material de montaje

Unidad de asiento:

Regulación progresiva de anchura, profundidad asiento,
altura respaldo, longitud pantorrilla
Mecanismo de desbloqueo rápido para extraer el asiento
Placas laterales de limitación
Placas regulables de cadera
Acolchado
Consola de inclinación para bascular el asiento hasta 25°
Guía situada en la zona de los hombros y la pelvis
para el cinturón de seguridad original



Tamaño 1: para niños de 2 a 6 años
Tamaño 2: para niños de 4 a 10 años

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	<input type="checkbox"/> Presupuesto	<input type="checkbox"/> Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

W Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Referencia		MODELO	Precio
HR311=0000_K	X	Asiento de niños para vehículos	
HR31100000-027	Q	Tamaño 1	1.417,-
HR31110000-027	Q	Tamaño 2	1.527,-
Referencia		COLOR DE TAPIZADO	Precio
-039	Q	Azul "Hombrecitos" (accesorios en azul (-031))	m
-334	Q	Paint (accesorios en azul (-031))	m
		LADO DE MONTAJE	Precio
	Q	A la derecha - montaje en dirección de conducción	m
	Q	A la izquierda - montaje en dirección de conducción	m

Referencia		BASE DE ASIENTO	Precio
HR31120000-027	Q	Base estándar, rígida, con reposapiés completo	945,-
HR31130000-027	Q	Base giratoria y desplazable con reposapiés	1.050,-

Referencia		REPOSAPIÉS (para unidad de asiento)	Precio
HR32902304	Q	Con reposapiés estándar de plástico, tam.1	W
HR32912304	Q	Con reposapiés estándar de plástico, tam.2	W
HR32902303	Q	Con reposapiés de plástico regulable en ángulo, ajustable tam.1	55,-
HR32912303	Q	Con reposapiés de plástico regulable en ángulo, ajustable tam.2	55,-
HR32902302-027	Q	Con reposapiés estándar de aluminio, tam.1	46,-
HR32912302-027	Q	Con reposapiés estándar de aluminio, tam.2	46,-
HR32902302-027	Q	Con reposapiés de aluminio regulable en ángulo, ajustable tam.1	46,-
HR32912302-027	Q	Con reposapiés de aluminio regulable en ángulo, ajustable tam.2	46,-

Referencia		ACCESORIOS	Precio
HR32908600-031	Q	Placas de reposacabezas, acolchados, tam.1	198,-
HR32938600-031	Q	Placas de reposacabezas, acolchados, tam.2	198,-
HR32908500-031	Q	Placas torácicas, acolchadas, tam.1	198,-
HR32938500-031	Q	Placas torácicas, acolchadas, tam.2	198,-
HR32500260-031	Q	Cinturón torácico tam.1	122,-
HR32600260-031	Q	Cinturón torácico tam.2	122,-
HR63010000-031	Q	Chaleco de fijación tam.1	143,-
HR63020000-031	Q	Chaleco de fijación tam.2	143,-
HR63040010-031	Q	Placa para tórax y hombro, acolchado, tamaño 1	143,-
HR63040020-031	Q	Placa para tórax y hombro, acolchado, tamaño 2	143,-
HR63040030-031	Q	Placa para tórax y hombro, acolchado, tamaño 3	143,-
HR63060010-031	Q	Separador de piernas tam.1	122,-
HR63060020-031	Q	Separador de piernas tam.2	122,-
HR32020070	Q	Cinchas para pies (par)	27,-
HR32020080	Q	Cinchas para pies con velcro	31,-
HR32907600-031	Q	Taco abductor tam.1	134,-
HR32937500-031	Q	Taco abductor tam.2	134,-
HR31107300-031	Q	Reposabrazos, acolchado, tam.1	288,-
HR31117300-031	Q	Reposabrazos, acolchado, tam.2	288,-