

Bipedestador Prono/Supino Leckey

Características:

Chasis robusto de elementos de acero y aluminio
 Se puede cambiar la bipedestación a prono o supino mediante kit de conversión
 Placas ajustables para las rodillas y para el pecho
 Cinturón pélvico
 Sandalias ajustables

Opciones incluidas:

Mesa de terapia con regulación del ángulo
 Chasis con cuatro ruedas de bloqueo
 Ajuste del ángulo 0°-90° mediante motor eléctrico

Tamaño 1 : Niños de estatura desde 100 -140 cm
 Tamaño 2: Niños de estatura desde 140 - 180 cm



Bipedestador de posición prona/supina de Leckey

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	<input type="checkbox"/> Presupuesto	<input type="checkbox"/> Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

W Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Código		BIPEDESTADOR POSICIÓN PRONO	Precio
414C83=11000	x	Plano de prono - posición prono - de Leckey T. 1 para una estatura de 100 - 140 cm	4.456,-
414C83=21000	x	Plano de prono - posición supina - de Leckey T. 1 para una estatura de 100 - 140 cm	4.599,-

Código		BIPEDESTADOR PRONO SUPINO	Precio
414C83=12000	q	Plano de prono - posición prono - de Leckey T. 2 para una estatura de 140 - 180 cm	4.456,-
414C83=22000	q	Plano de prono - posición supina - de Leckey T. 2 para una estatura de 140 - 180cm	4.599,-

Código		ACCESORIOS	Precio
415A83=SK010	q	Kit de transformación de posición prona a supina T. 1	595,-
415A83=SK020	q	Kit de transformación de posición prona a supina T. 2	595,-
415A83=SK030	q	Kit de transformación de posición supina a prona T. 1	433,-
415A83=SK040	q	Kit de transformación de posición supina a prona T. 2	433,-
415L83=PK010	q	Placas reposacabezas	179,-