

## Bipedestadores Leckey

### Características:

Chasis robusto de elementos de acero y madera  
Placas ajustables para las rodillas y para el pecho  
Cinturón pélvico  
Sandalias ajustables



### Bipedestador P:

Modelo que facilita la bipedestación en prono  
Regulación del ángulo hacia delante en cuatro posiciones hasta 40°  
Mesa de terapia con ángulo ajustable con cavidad de terapia  
Chasis con cuatro ruedas de bloqueo



### Bipedestador F:

Modelo que facilita la bipedestación vertical  
Mesa de terapia con ángulo ajustable con cavidad de terapia  
Chasis con cuatro ruedas de bloqueo

Tamaño 1 : Niños de aprox. 1 - 5 años  
Tamaño 2: Niños de aprox. 4 - 9 años  
Tamaño 3: Niños de aprox. 9 - 17 años

### Bipedestador para niños pequeños:

Modelo que facilita la fase inicial de la bipedestación para niños de edad preescolar

Un único tamaño

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	Q Presupuesto	Q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

W Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Código	BIPEDESTADOR P	Precio
414C82=31000-21	Bipedestador P de Leckey T. 1 para niños de aprox. 1 - 5 años, ajuste del ángulo hacia delante, con mesa y ruedas	1.293,-
414C82=32000-09	Bipedestador P de Leckey T. 2 para niños de aprox. 4 - 9 años, ajuste del ángulo hacia delante, con mesa y ruedas	1.833,-
414C82=33000-09	Bipedestador P de Leckey T. 3 para niños de aprox. 9 - 17 años, ajuste del ángulo hacia delante, con mesa y ruedas	1.880,-

Código	BIPEDESTADOR F	Precio
414C82=21000-21	Bipedestador F de Leckey T. 1 para niños de aprox. 1 - 5 años, para bipedestación vertical, con mesa y ruedas	1.490,-
414C82=22000-09	Bipedestador F de Leckey T. 2 para niños de aprox. 4 - 9 años, para bipedestación vertical, con mesa y ruedas	1.548,-
414C82=23000-09	Bipedestador F de Leckey T. 3 para niños de aprox. 9 - 17 años, para bipedestación vertical, con mesa y ruedas	1.592,-

Código	BIPEDESTADOR PREESCOLAR	Precio
414C82=11000-21	Bipedestador de Leckey para niños pequeños para niños de aprox. 1 - 5 años, para bipedestación vertical	1.004,-