

## MIKKI - Órtesis de asiento activa

### Equipamiento básico

Base, almohadillado preformado de asiento  
 Almohadillado para placas (4 unidades)  
 Funda elástica, con protección para incontinencia  
 Correa de fijación, placas femorales  
 Placas para glúteos  
 Almohadillado para respaldo  
 Placas torácicas

### Características

Profundidad y anchura de asiento regulable  
 Ángulo de abducción regulable de 0° a 4°  
 Altura de respaldo regulable



Nombre Cliente:

Dirección de envío:

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

W Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Referencia		MODELO BASICO	Precio
475C37=SK010	q	Asiento tam.1	633,-
475C37=SK020	q	Asiento tam.2	633,-
475C37=SK030	q	Asiento tam.3	633,-
475D37=SK010	q	Respaldo tam.1	501,-
475D37=SK020	q	Respaldo tam.2	501,-
475D37=SK030	q	Respaldo tam.3	501,-
475M37=SS001	q	Bisagras de unión tam.1	19,-
475M37=SS002	q	Bisagras de unión tam.2	19,-
475M37=SS003	q	Bisagras de unión tam.3	19,-

Referencia		ACCESORIOS	Precio
475S37=SV025	q	Kit de montaje para la adaptación a la base de silla de ruedas, tam. 1 y 2	298,-
475S37=SV026	q	Kit de montaje para la adaptación a la base de silla de ruedas, tam. 3	298,-
475N37=SK010	q	Taco abductor desmontable, tam. 1 (80x50x80mm)	111,-
475N37=SK020	q	Taco abductor desmontable, tam. 2 (110x80x110mm)	111,-
475N37=SK030	q	Taco abductor desmontable, tam. 3 (120x120x140mm)	111,-
475N37=SK040	q	Taco abductor abatible, tam. 1 (80x50x80mm)	132,-
475N37=SK050	q	Taco abductor abatible, tam. 2 (110x80x110mm)	132,-
475N37=SK060	q	Taco abductor abatible, tam. 3 (120x120x140mm)	132,-
475S37=SK001	q	Correa de asiento con cierre metálico, anchura 35mm	35,-
481C17=SK030	q	Correa de asiento con cierre metálico, anchura 50mm	79,-
434S6=1-7	q	Correa de asiento con cierre de plástico, anchura 25mm	26,-
475S37=SK002	q	Correa de asiento con cierre de plástico, anchura 35mm	35,-
481C17=SK020	q	Correa de asiento con cierre de plástico, anchura 50mm	34,-
709Z2	q	Llave de dos puntas para regular la órtesis	103,-

Referencia		TAPIZADOS	Precio
623D4=1	q	Negro, por metros	53,-
623D8=1	q	Protección contra incontinencia, ignífuga	76,-

Referencia		COLORES	Precio
-001	q	Plata metalizado	m
-002	q	Antracita metalizado	m
-003	q	Negro	m
-004	q	Azul hielo	m
-005	q	Naranja jaspeado	m
-006	q	Turquesa jaspeado	m
-007	q	Plata jaspeado	m
-008	q	Rojo señal	m
-009	q	Rojo granate metalizado	m
-010	q	Azul marino metalizado	m
-011	q	Verde manzana metalizado	m
-012	q	Azul cielo metalizado	m
-014	q	Rojo golosina	m

## Indicaciones

### Órtesis de asiento ligera „Mikki“

Medidas en cm	Asiento		Respaldo		
	Ancho asiento	Profundidad asiento	Altura respaldo	Altura hasta la axila	Ancho de tórax
Tamaño 1	18 -24	18 - 26	19 - 26	16 - 22	17 - 23
Tamaño 2	24 -31	24 - 32	25 - 32	21 - 29	23 - 30
Tamaño 3	30 -40	31 - 41	31 - 42	28 - 40	29 - 39


### Posibilidades de combinación (V = Tamaño de la bisagra de unión)

	Respaldo tam.1	V	Respaldo tam. 2	V	Respaldo tam. 3	V
Asiento tam.1	X	1				
Asiento tam.2	X	1	X	2	X	2
Asiento tam.3			X	2	X	3

Para obtener el ancho necesario de la silla de ruedas, debe añadir 4 cm al ancho del asiento del paciente (en el tamaño 1); 5 cm (en el tamaño 2); 6 cm (en el tamaño 3); para la órtesis (p.ej. ancho del asiento AA 25 significa que se ha de elegir la órtesis del tamaño 2, es decir, AA + 5 cm= ancho de asiento de la silla de ruedas 30 cm). Si se utilizan piezas laterales, no es posible ensanchar la órtesis. La órtesis se coloca sobre el tapizado del asiento, manteniendo el sencillo manejo de la silla de ruedas (plegado, transporte etc.).

Ancho de asiento silla de ruedas = Ancho de asiento/paciente +

- 4 cm (Mikki tamaño 1)
- 5 cm (Mikki tamaño 2)
- 6 cm (Mikki tamaño 3)



Altura respaldo silla de ruedas (RH) = Altura respaldo Mikki > + 4 cm

Prof. asiento silla de ruedas (ST) = Prof. asiento Mikki > + 4 cm

