

Skippi

Características

Silla de ruedas eléctrica infantil
 Chasis compacto y especialmente ligero
 Mando de control con pantalla y símbolos sencillos
 Autonomía aprox. 25 km
 La silla acompaña al niño en su crecimiento
 Fácilmente desmontable
 Peso máximo del usuario 50 kg.

Opciones Incluidas

Velocidad 6 km/h
 Baterías de gel 32Ah.
 Soporte de mando abatible en paralelo.
 Asiento estándar con cojín
 Reposabrazos regulables en altura y profundidad.
 Ruedas guía 8" PU.
 Reposapiés en dos piezas con plataforma de plástico
 Claxon manual pequeño canguro



Skippi

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

w Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Código		LA SILLA	Precio
490E55=00000	x	Skippi	4.397,-
ES39	x	Claxon pequeño canguro, manual	w
EU20	x	Soporte de mando abatible paralelo	w

		Lado de montaje mando de control	
	q	Derecha	m
	q	Izquierda	m

Código		Color de chasis	
EC003	q	amarillo, tapizado azul, funda roja	m
EC004	q	rojo, tapizado azul, funda amarilla	m
EC005	q	azul marino, tapizado rojo, funda amarilla	m
EC006	q	plata metalizado, tapizado negro, funda negra	m

Código		OPCIONES DE CHASIS	Precio
SBK31433.001	q	Subbordillos para Skippi (fabricación especial)	consultar
ES25	q	Kit de luces	138,-
ES63	q	Arco protector, desmontable	198,-

Código		ASIENTO Estándar	Precio
	q	Estándar pequeño	w
		Ancho regulable: q 28 q 30 q 32 q 34 q 36 q 38	
		Profun. Regulable: q 30 q 31 q 32 q 33 q 34 q 35 q 36 q 37 q38 q40 q42	
		Con almohadillado lateral, desmontable, se puede obtener un ancho de asiento de: q 24 q 25 q 26 q 27 q 28 q 29	
		Longitud Pantorrilla (sin cojín) cm. (15...38 cm)	
		Ajuste del ángulo de respaldo q -9/1/11/21° q 0/10/20/30° (con inclinación de asiento de 3°)	

Código		ASIENTO A MEDIDA	Precio
S/R	q	ORTESIS DE ASIENTO COMPLETA (respaldo y base de asiento), FRESADA y FORRADA (no incluida toma medidas, valoraciones...). Estructura a elegir [] PVC [] Aluminio	2.995,-
EP65	q	Cinturón pélvico con cierre de plástico	53,-

Código		REGULACIONES DE ASIENTO	Precio
EC50	q	Basculación eléctrica de asiento con desplazamiento de centro de gravedad.	396,-
EC51		Basculación mecánica de asiento	207,-
		<i>Info :</i> La basculación eléctrica precisa manillares regulables en altura, desmontables	

Código		MANILLARES	Precio
ED10	q	Manillares regulables en altura, desmontables	183,-

Código		PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS	Precio
EE37	q	Almohadillado para las piezas laterales, desmontables (grosor 3 cm)	79,-

Código		REGULACIÓN RESPALDO	Precio
ED50	q	Regulación eléctrica del ángulo del respaldo	609,-
ED11	q	Prolongador respaldo para altura (35-45cm)	153,-

Código		ACCIONAMIENTOS/MANDOS	Precio
EU23	q	Horquilla "Tetra", horizontal (para un ancho de mano 70-90 mm)	64,-
EU24	q	Stick S80 (palanca especial de Joystick 80mm)	51,-
EU25	q	Pelota de espuma (con funda negra)	53,-
EU26	q	Pelota de golf pequeña (diámetro 43 mm)	70,-
EU15	q	Mando para acompañantes	519,-
EU22	q	Arco protector para mando de control	73,-
EU06	q	Mando control abatible para mesa con recorte	1.014,-
EU85	q	Mando control estándar	w
EU50	q	Programador manual	951,-
EU55	q	Software de programación con cable	540,-
EU80	q	Cable USB para programador Curtis	138,-
		<i>Info :</i> El mando para acompañante precisa manillares regulables en altura, desmontables	

Código		REPOSAPIÉS	Precio
EB02	q	Reposapiés en 2 piezas plataformas aluminio. Regulación progresiva del ángulo. Longitud pantorrilla 23 a 38 cm.	w
EB05	q	Reposapiés con base continua de aluminio (LP 23-38 cm)	141,-
EB06	q	Reposapiés de dos piezas de aluminio para longitudes cortas de pantorrilla (15-22 cm)	180,-
EB16	q	Reposapiés de una pieza de aluminio para longitudes cortas de pantorrilla (15-22 cm)	319,-
EB20	q	Reposapiés elevable de forma mecánica para Skippi, con compensación de longitud y plataformas de aluminio en 2 piezas, regulable en altura. (LP entre 15 - 33 cm.)	306,-

Código		REPOSACABEZAS	Precio
EE30	q	Kit de montaje para reposacabezas	31,-

Código		RUEDAS/NEUMÁTICOS	Precio
EF10	q	Ruedas guía 8" macizas PU	w
EG06	q	Ruedas macizas Flexel (4 ruedas)	109,-
Código		ACCESORIOS	Precio
ES40	q	Banderola azul	24,-
ES35	q	Mesa de terapia abatible en paralelo (incl. Kit de montaje). El recorte para el mando debe ser adaptado.	408,-
EU19	q	Soporte de mando estándar	m
EZ52	q	Kit de herramientas con bomba de aire	51,-
	<i>Info :</i>	<i>La mesa de terapia no es combinable con el mando de control abatible para mesa</i>	

Indicaciones

La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía, de la horquilla y de la posición de montaje.

Máxima inclinación asiento: 3,5 cm

Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.



Antivuelco



Arco protector



Basculación asiento