

## Start M6 Junior

### Características

Silla autopropulsable ligera, para niños y adolescentes  
 Armazón de tubos de acero  
 Posibilidad de personalizar la silla con variedad de opciones  
 Modificación profundidad asiento "en un clic"  
 Sistema de vuelco integrado en el armazón  
 Ruedas de accionamiento con ejes desmontables  
 Estructura sencilla y robusta  
 Diseño modular, plegable  
 Peso máximo del usuario: 90kg



### Opciones incluidas

Tapizado del asiento y respaldo de nylon negro  
 Pieza lateral con reposabrazos y ajuste de altura  
 Freno de palanca  
 Reposapiés de dos piezas con ángulo ajustable y placa de apoyo de plástico

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

w Opciones incluidas en configuración estándar      m Opciones sin incremento de precio

Código		LA SILLA	Precio
480F53=60000	x	Start M6 Junior	714,-

Código		AJUSTES Y OPCIONES DEL CHASIS	Precio
		Ancho Asiento: q 28 q 30,5 q 33 q 35,5 q 38	
		Profundidad: q 31 q 34 q 37	
		Altura de respaldo: q 30 q 32,5 q 35 q 37,5	
		Altura delantera del asiento (ADA) en cm (margen de ajuste: 40 - 49 cm)	
		Altura trasera del asiento (ATA) en cm (margen de ajuste: 37 - 49 cm)	
		Longitud Pantorrilla (LP) en cm (margen de ajuste: 27 - 47 cm)	
MA55	q	Antivuelco derecho	18,-
MA56	q	Antivuelco izquierdo	18,-
MA57	q	Soporte bastón derecha	23,-
MA58	q	Soporte bastón izquierda	23,-
MA61	q	Antivuelco pendular a la dcha	38,-
MA62	q	Antivuelco pendular a la izda	38,-

Código		COLORES CHASIS	Precio
017	q	Amarillo tráfico	m
018	q	Rojo señal	m

Código		HORQUILLA RUEDAS GUÍA	Precio
MF80	q	Largas (165 mm)	w
MF81	q	Cortas (125 mm)	m

Código		RUEDAS GUÍA	Precio
MF03	q	5" macizas (125x32 mm)	m
MF06	q	6" macizas (150x33 mm)	w

Código		TAMAÑO RUEDAS ACCIONAMIENTO	Precio
MG04	q	20"	m
MG01	q	22"	m
MG02	q	24"	w
	Info	Freno de tambor no es posible en rueda de 20"	

Código		LLANTAS RUEDA ACCIONAMIENTO (ARO DE ALUMINIO)	Precio
MG05	q	Estándar	w
MG80	q	Rueda de accionamiento con frenos de tambor / acompañante	306,-
MG90	q	Protector de radios, transparente	118,-
MG95	q	Protector de radios, Dekor	189,-
	Info	Protector de radios "Dekor" no es posible en ruedas de 20"	
		Protector de radios transparente no permite accionamientos adicionales	

Código		NEUMÁTICOS	Precio
MG30	q	Neumáticos con franja lateral blanca ( 1"3/8 )	w
MG35	q	PU macizas ( 1 3/8")	m

Código		AROS DE AGARRE	Precio
MG52	q	Alumino anodizado plata, altos	w
MG56	q	Acero inoxidable pulido, altos	45,-

Código		FRENOS	Precio
MH01	q	Frenos de palanca standard	w
MH06	q	Frenos de palanca para usuarios y acompañante	195,-
MH10	q	Prolongación de palanca de freno, desmontable (2uds.)	23,-
	Info	Freno de palanca para usuario y acompañante no es posible en rueda con freno de tambor	

Código		RESPALDO	Precio
MD01	q	Respaldo standard	w
MD04	q	Tapizado respaldo standard (solo para altura de respaldo fija- no modificable)	w
MD05	q	Tapizado respaldo ajustable en tensión	72,-
MD10	q	Respaldo abatible 30 ° regulable en altura	187,-
MD11	q	Respaldo partido	72,-
MD23	q	Placas torácicas laterales incluido juego de montaje, a la derecha	67,-
MD24	q	Placas torácicas laterales incluido juego de montaje, a la izquierda	67,-
	Info	Placas torácicas sólo se pueden pedir con tapizado respaldo ajustable.	
		Respaldo partido sólo es posible con altura respaldo de 37,5 así como tapizado estándar	
		Respaldo abatible 30° sólo permite una altura de respaldo de 37,5cm	

Código		MANILLARES	Precio
MD51	q	Estándar largos	w
MD54	q	Regulables en altura, abatibles	94,-

Código		PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS	Precio
ME01	q	Piezas laterales, reposabrazos de 300 mm, corto o largo a elegir	w
ME05	q	Pieza lateral regulable en altura, con reposabrazos de 300 mm	106,-
	Info	Pieza lateral estándar/escalonada no es combinable con rueda 24" y altura trasera asiento 41-47cm .	
		Pieza lateral estándar/escalonada no es combinable con mesa de terapia ni rueda 24" y altura delantera asiento 44-48cm	
		Mesa de terapia con reposabrazos estándar no combinable con unidad de giro para reposabrazos corto.	
		Pieza lateral extraíble no combinable con altura trasera asiento 38-42cm y rueda de 24"	

Código		ASIENTO	Precio
S/R	q	ORTESIS DE ASIENTO Y RESPALDO A MEDIDA, FRESADA Y FORRADA (no incluye toma medidas, valoraciones... ). Estructura a elegir [ ] PVC [ ] Aluminio	2.995,-
476C01=DS 14-18	q	Base rígida regulable para ortesis de asiento o cojines (AA silla entre 40-50 cm)	301,-
MZ50	q	Cinturón de asiento con cierre de plástico	27,-
MC01	q	Cojín del asiento standard 3 cm [ ] 5 cm [ ]	84,-
MC02	q	Cojín de asiento Cubic Foam, grosor 5 cm	99,-
MC03	q	Cojín de asiento Combi Foam, grosor 5 cm	102,-
MC05	q	Cojín del asiento Evolight (grosor 6 cm)	213,-

Código		REPOSAPIÉS	Precio
MB10	q	En dos piezas, regulable en ángulo, placas de apoyo de plástico	w
MB15	q	Reposapiés elevable hacia arriba, placas de apoyo de plástico (par)	198,-
MB16	q	Reposapiés derecho elevable (más un reposapiés standard izquierdo)	99,-
MB17	q	Reposapiés izquierdo elevable (más un reposapiés standard derecho)	99,-
MB20	q	Reposapiés continuo para longitudes de pantorrilla cortas	169,-
MB26	q	Reposapiés en dos piezas para longitudes de pantorrilla cortas	60,-
MB72	q	Cinchas para talón para reposapiés de dos piezas	12,-
	Info	La máxima longitud de pantorrilla depende de la altura de asiento.	
		Las cinchas para talón se permiten a partir de una longitud de pantorrilla $\geq$ 36cm. No se pueden montar en reposapiés en dos piezas para pantorrilla corta	
		Reposapiés elevable sólo se permite a partir de una AA de 33cm	

Código		REPOSACABEZAS	Precio
MZ53	q	Reposacabezas	94,-
MZ54	q	Juego de montaje clínico para reposacabezas	96,-
MZ55	q	Juego de montaje para reposacabezas, multiaxial, acodado	84,-
	Info	Al pedir un reposacabezas, se debe pedir también el juego de montaje clínico (MZ54) así como el juego de montaje multiaxial acodado (MZ55). Sólo se permite a partir de una AA de 33cm.	

Código		ACCESORIOS	Precio
ME60	q	Mesa de terapia	150,-
MZ52	q	Juego de herramientas	48,-
MZ70	q	Juego de transporte para vehículos (puntos de anclaje)	285,-
MG87	q	Bomba alta presión	89,-
MG88	q	Bomba Airman	72,-
	Info	La carga máxima permitida en el kit de transporte en vehículo es de 60kg.	
		Juego de transporte en vehículo no es posible con respaldo partido ni regulación ángulo respaldo 30°. Sólo se permite a partir de una altura de respaldo de 35cm.	

## Indicaciones

Tabla informativa de altura delantera de asiento

Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

Altura delantera de asiento		
Horquilla corta		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	5"	40-44
	6"	43-45
Horquilla larga		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	5"	44-47
	6"	45-49

Altura trasera de asiento		Rango de ajuste
Tamaño rueda accionamiento	20"	37-43
	22"	38-45
	24"	41-49

Los datos abajo indicados son teóricos, se permite una desviación máxima de 1cm. La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía así como de la horquilla. Tener en cuenta tabla de altura de asiento

Máxima inclinación asiento: 3,5 cm



MA55 antivuelco escamoteable



MA 62 Antivuelco pendular




MD11 Reposapiés elevables



MD10 Respaldo partido




MD10 Ajuste ángulo respaldo a 30°



MZ53 Reposacabezas



MD23 Placas torácicas




MD54 Manillar regulable



MZ55 Juego montaje multiaxial



MG95 Cubrerredios decorado



ME05 Pieza lateral regulable en altura