

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Sensa Line



Información de producto



Sensa Line con Tecnología SKINGUARD®



Tecnología SKINGUARD®



Esta tecnología está desarrollada por Otto Bock en colaboración con North Sea Plastics, consiguiendo materiales más duraderos y reduciendo los problemas higiénicos asociados al uso continuado de órtesis blandas en actividades deportivas o cotidianas. Utiliza como agente antibacteriano los iones de plata, técnica que se conoce como Sanitized®.

¿Qué es y qué hace?


Este material protege la piel y el producto. Los iones de plata son introducidos en partículas cerámicas asociadas a la fibra del tejido, "Glass ceramic holders".

Estas partículas garantizan el efecto duradero de la protección antibacteriana y mantienen los iones de plata repartidos uniformemente por el tejido incluso después de lavado a máquina (30°).

En contacto con el sudor realiza su acción inhibitoria liberando los iones de plata.

Estudios de inhibición bacteriana

SKINGUARD® reduce en un 95% el crecimiento de bacterias como la *S. Aureus*, en superficies polímeras.



Examinado conforme a la norma
JIS Z 2801 en Staphylococcus aureus



Sensa Line Tejido Tridimensional de punto plano



Buscando el confort

Las órtesis blandas activas deben mejorar las funciones sensoriales y proporcionar estabilidad a los músculos. Con el tejido tridimensional de punto plano con secciones abiertas aseguramos una compresión cómoda y sin arrugas.

Características del tejido tridimensional de punto plano:

- Transpirable.
- Suave y agradable.
- Facilita el paso de la humedad.



¿Por qué decidirme por Sensa Line SKINGUARD®?

- Tecnología dermatológicamente probada.
- No altera las características de los materiales.
- Aumenta el confort del usuario:
 - Reduce el riesgo de infecciones.
 - Disminuye los olores.
 - Reduce la sudoración.
 - Facilita la higiene.
- Cuida la piel.
- Lavable a máquina a 30°.



Malleo Sensa

50S5 Órtesis de tobillo



Lavable a máquina 30°

Indicaciones:

- Sensación de inestabilidad del tobillo.
- Dolores post-traumáticos, post-quirúrgicos o crónicos.
- Derrames o inflamaciones en la articulación (Ej.: osteoartritis o artritis).
- Tendomiopatías.
- Laxitud del ligamento.

Efectos:

- Apoya las funciones sensomotoras del tobillo y por tanto se estabiliza la musculatura.
- Proporciona una compresión selectiva para la reabsorción de edemas, hematomas y derrames.
- Alivia el dolor gracias a las almohadillas situadas en la parte medial y lateral.
- Mejora la funcionalidad de la articulación del tobillo.

50S5 Malleo Sensa

Lado	Talla	Circunferencia sobre el tobillo en cm	Esquema
der / izq	XS	17-19	
der / izq	S	19-21	
der / izq	M	21-23	
der / izq	L	23-25	
der / izq	XL	25-27	
der / izq	XXL	27-29	

Colores: 0=beige; 1=gris

Notas:

Genu Sensa

50K15 Órtesis de rodilla



Lavable a máquina 30°

Indicaciones:

- Sensación de inestabilidad en la rodilla.
- Dolores post-traumáticos, post-quirúrgicos o crónicos.
- Derrames o inflamaciones en la articulación (Ej.: osteoartritis o artritis).
- Principio de gonartrosis en la rodilla.
- Dolor en la rodilla por tensión (tendomiopatías, inserciones ligamentosas).

Efectos:

- Apoya las funciones sensomotoras de la rodilla y por tanto se estabiliza la musculatura, aliviando el dolor.
- La compresión intermitente favorece la reabsorción de edemas, hematomas y derrames.
- Descarga y posiciona la rótula gracias a la almohadilla interior.
- Mejora funcional de la articulación.

50K15 Genu Sensa

Talla	Circunferencia en D (cm)	Circunferencia en F (cm)	Circunferencia en F (cm) para V-MAX*	Esquema
XXS	25-28	35-38	-	
XS	28-31	38-41	-	
S	31-34	41-44	-	
M	34-37	44-47	47-50	
L	37-40	47-50	50-53	
XL	40-43	50-53	53-56	
XXL	43-46	53-56	56-59	

Colores: 0=beige; 1=gris

La órtesis activa 50K15 puede usarse en ambos lados.

* V-MAX = Modelo con anillo superior de mayor tamaño

Notas:

Epi Sensa

50A7 Órtesis de codo - Ambos lados

Compresión cómoda,
sin presión

Huecos en las
almohadillas para
aliviar la presión sobre
los epicóndilos

Almohadillas de
silicona en la parte
medial y lateral

Tejido fino en el interior del
codo para evitar arrugas y
molestias

Lavable a máquina 30°


Indicaciones:

- Epicondilitis (codo de tenista).
- Epitrocleititis (codo de golfista).
- Dolores post-traumáticos, post-quirúrgicos o crónicos.
- Inflamaciones o derrames de la articulación (Ej.: osteoartritis o artritis).
- Tendomiopatías, lesiones y otras enfermedades de los tejidos blandos (Ej.: bursitis crónica).

Efectos:

- Proporciona una compresión específica en la zona del codo favoreciendo la reabsorción de edemas, hematomas y derrames.
- Las almohadillas integradas tienen un efecto de micromasaje sobre los tejidos blandos alrededor de la articulación.
- Alivia el dolor y aumenta la estabilidad de la articulación.

50A7 Epi Sensa

Talla	Circunferencia del antebrazo en cm	Esquema
XXS	17-19	
XS	19-21	
S	21-23	
M	23-25	
L	25-27	
XL	27-29	
XXL	29-31	

Colores: 0=beige; 1=gris

La ortesis activa 50A7 puede usarse en ambos lados.

Notas:

Manu Sensa

50P13 Órtesis de muñeca



Indicaciones:

- Dolor agudo o crónico (Ej.: tendovaginitis, tendomiopatías, derrames menores en la articulación y artralgias).
- Dolores post-traumáticos y post-quirúrgicos.
- Distorsiones en la muñeca.
- Artritis reumatoide.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Procesos degenerativos en la muñeca (Ej.: osteoartritis).
- Sensación de inestabilidad (Ej.: cúbito descolocado).

Efectos:

- Comprime la muñeca y aumenta la estabilidad de la musculatura.
- Alivia el dolor y ayuda a mejorar la funcionalidad de la muñeca.
- La férula de plástico asegura una posición correcta de la mano y limita el movimiento de la muñeca en dirección palmar.

50P13 Manu Sensa

Lado	Talla	Circunferencia de la muñeca en cm	Esquema
der / izq	XS	14-15	
der / izq	S	15-16	
der / izq	M	16-17	
der / izq	L	17-18	
der / izq	XL	18-19	
der / izq	XXL	19-20	

Colores: 0=beige; 1=gris

Notas:

Lumbo Sensa

50R10/50R11 Faja para hombre y mujer

La forma de la órtesis y las pletinas dan mayor comodidad

Tejido transpirable

Bolsillos para una aplicación fácil

Almohadillas anatómicas

Lavable a máquina 30°


Indicaciones:

- Dolor en la zona lumbar.
- Lumboisquialgia pseudoradicular.
- Problemas musculares en la zona lumbar.
- Cambios degenerativos en la zona lumbar (Ej.: osteocondrosis, espondilartrosis, síndrome facetario).
- Dolores en la articulación sacroilíaca.

Efectos:

- Aumenta el control sensomotor y estabiliza la musculatura de la zona lumbar.
- Ayuda a mantener una postura anatómicamente correcta.
- Alivia el dolor y descarga la espalda.
- La almohadilla aumenta la propiocepción, aumenta el flujo sanguíneo y estimula la actividad muscular.

50R10 Lumbo Sensa / 50R11 Lumbo Sensa, para mujer

Talla	Circunferencia del cuerpo en cm (aprox. 2 cm sobre la cresta ilíaca)	Esquema
XS	70-80	
S	80-90	
M	90-100	
L	100-110	
XL	110-120	
XXL	120-130	

Colores: 0=beige; 1=gris

50R10 Lumbo Sensa (recta)

50R11 Lumbo Sensa, para mujer (curva)

Notas:

Epi Forsa Plus

50A3 Codera de Epicondilitis - Ambos lados

Compresión selectiva

Forma anatómica para descargar los epicóndilos

Almohadilla de silicona sobre los epicóndilos

Núcleo interior de plástico flexible

Banda flexible regulable

Lavable a máquina 30°

Indicaciones:

- Epicondilitis (codo de tenista).
- Epitrocleititis (codo de golfista).

Efectos:

- Compresión selectiva y controlada de la musculatura proximal del antebrazo.
- Reduce la carga sobre las inserciones tendinosas.



50A3 Epi Forsa Plus - Sin tecnología SkinGuard®

Lado	Talla
der / izq	Única

Notas:



Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

Otto Bock Ibérica S.A.

C/Majada, 1 · 28760 Tres Cantos · Madrid · Teléfonos 902 877 600 · 91 806 30 00 · Fax 900 314 253 · info@ottobock.es · www.ottobock.es