

Start M1 Intro

Características

Silla autopropulsable ligera, modelo Intro
 Chasis de aluminio con doble cruceta
 Lacado del chasis en plata metalizada
 Modificación profundidad asiento "en un clic"
 Ayuda inclinación integrada en el chasis
 Altura del respaldo fija 42,5 cm
 Ruedas guía de 8" macizas
 Ruedas de accionamiento de 24" macizas con ejes desmontables
 Estructura sencilla y robusta
 Plegado reducido, con fijación para evitar la apertura de la silla
 Peso máximo del usuario: 125kg



Opciones incluidas

Tapizado del asiento y respaldo de nylon negro
 Pieza lateral con reposabrazos y ajuste de altura
 Reposapiés de dos piezas con ángulo ajustable y placa de apoyo de plástico

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

| | | |
|---------------------|---------------|----------|
| Fecha : | q Presupuesto | q Pedido |
| Nombre Cliente: | | |
| Dirección de envío: | | |

w Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

| Referencia | | VERSION 1 | Precio |
|--------------|---|-------------------------------------|--------|
| | | Respaldo estándar, Freno de palanca | |
| 480F53=10101 | q | Ancho de asiento 40,5 cm | 525,- |
| 480F53=10102 | q | Ancho de asiento 43 cm | 525,- |
| 480F53=10103 | q | Ancho de asiento 45,5 cm | 525,- |
| 480F53=10104 | q | Ancho de asiento 48 cm | 525,- |
| 480F53=10105 | q | Ancho de asiento 50,5 cm | 525,- |

| Referencia | | VERSION 2 | Precio |
|--------------|---|------------------------------------|--------|
| | | Respaldo estándar, Freno de tambor | |
| 480F53=10201 | q | Ancho de asiento 40,5 cm | 805,- |
| 480F53=10202 | q | Ancho de asiento 43 cm | 805,- |
| 480F53=10203 | q | Ancho de asiento 45,5 cm | 805,- |
| 480F53=10204 | q | Ancho de asiento 48 cm | 805,- |
| 480F53=10205 | q | Ancho de asiento 50,5 cm | 805,- |

| Referencia | | VERSION 3 | Precio |
|--------------|---|--|--------|
| | | Respaldo regulable en ángulo 30°, Freno de palanca | |
| 480F53=10301 | q | Ancho de asiento 40,5 cm | 746,- |
| 480F53=10302 | q | Ancho de asiento 43 cm | 746,- |
| 480F53=10303 | q | Ancho de asiento 45,5 cm | 746,- |
| 480F53=10304 | q | Ancho de asiento 48 cm | 746,- |
| 480F53=10305 | q | Ancho de asiento 50,5 cm | 746,- |

| Referencia | | VERSION 4 | Precio |
|--------------|---|---|--------|
| | | Respaldo regulable en ángulo 30°, Freno de tambor | |
| 480F53=10401 | q | Ancho de asiento 40,5 cm | 892,- |
| 480F53=10402 | q | Ancho de asiento 43 cm | 892,- |
| 480F53=10403 | q | Ancho de asiento 45,5 cm | 892,- |
| 480F53=10404 | q | Ancho de asiento 48 cm | 892,- |
| 480F53=10405 | q | Ancho de asiento 50,5 cm | 892,- |

| Referencia | | ACCESORIOS (NO INSTALADOS DE FABRICA) | Precio |
|--------------|---|---|--------|
| 481A53=SK013 | q | Ruedas de tránsito (par) | 39,- |
| 481A53=SK170 | q | Antivuelco (unidad) | 20,- |
| 481A53=SK065 | q | SopORTE bastón | 23,- |
| 481F53=PK019 | q | Ruedas guía de 8" PU (200x30) | 89,- |
| 481H53=SK012 | q | Prolongación palanca de freno | 23,- |
| 481E53=PK003 | q | Piezas laterales regulables en altura | 165,- |
| 481E53=PK100 | q | Piezas laterales con mesa, regulables en altura | 96,- |
| 481E53=ST051 | q | Mesa de terapia para ancho de asiento 40,5 cm | 153,- |
| 481E53=ST052 | q | Mesa de terapia para ancho de asiento 43 cm | 153,- |
| 481E53=ST053 | q | Mesa de terapia para ancho de asiento 45,5 cm | 153,- |
| 481E53=ST054 | q | Mesa de terapia para ancho de asiento 48 cm | 153,- |
| 481E53=ST055 | q | Mesa de terapia para ancho de asiento 50,5 cm | 153,- |
| 481C53=SM155 | q | Cojín asiento estándar, grosor de 5cm, 40,5x43 cm | 24,- |
| 481C53=SM160 | q | Cojín asiento estándar, grosor de 5cm, 43x43 cm | 24,- |
| 481C53=SM165 | q | Cojín asiento estándar, grosor de 5cm, 45,5x43 cm | 24,- |
| 481C53=SM175 | q | Cojín asiento estándar, grosor de 5cm, 48x43 cm | 24,- |
| 481C53=SM180 | q | Cojín asiento estándar, grosor de 5cm, 50,5x43 cm | 24,- |
| 481B53=PK135 | q | Reposapiés abatible hacia arriba para ancho de asiento 40,5 / 43 cm | 243,- |
| 481B53=PK140 | q | Reposapiés abatible hacia arriba para ancho de asiento 45,5 / 48 cm | 243,- |
| 481B53=PK145 | q | Reposapiés abatible hacia arriba para ancho de asiento 50,5 cm | 243,- |
| 446B1=2-7 | q | Cinturón pélvico para ancho de asiento 40,5 / 43 cm | 34,- |
| 481C08=SK079 | q | Cinturón pélvico para ancho de asiento 45,5 / 48 / 50,5 cm | 35,- |
| 481G00=SK702 | q | Cubreradios transparente 24" (freno estándar-par) | 147,- |
| 481G53=SK116 | q | Cubreradios transparente (freno de tambor-par) | 147,- |
| 481S00=SK030 | q | Kit para transporte en vehículo | 285,- |

El antivuelco no es combinable con las ruedas de tránsito siempre que la silla lleve freno de tambor

Puede encontrar una amplia selección de reposacabezas, placas, sistemas de asiento y de respaldo así como otros accesorios en nuestro catálogo de accesorios para sillas de ruedas

Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

La distancia de la paleta del reposapiés al suelo es de 4cm.