

## Start M2 Effect

### Características

Silla autopropulsable ligera, modelo Effect  
 Chasis de aluminio con doble cruceta  
 Posibilidad de personalizar la silla con variedad de opciones  
 Modificación profundidad asiento "en un clic"  
 Ayuda inclinación integrada en el chasis  
 Altura del respaldo fija 42,5 cm  
 Ruedas de accionamiento con ejes desmontables  
 Estructura sencilla y robusta  
 Plegado reducido, con fijación para evitar la apertura de la silla  
 Peso máximo del usuario: 125kg



### Opciones incluidas

Tapizado del asiento y respaldo de nylon negro  
 Pieza lateral con reposabrazos y ajuste de altura  
 Freno de palanca  
 Reposapiés de dos piezas con ángulo ajustable y placa de apoyo de plástico

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

w Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Código		LA SILLA	Precio
480F53=20000	x	Start M2 Effect con respaldo fijo	630,-

Código		AJUSTES Y OPCIONES DEL CHASIS	Precio
		Ancho Asiento: q 38 q 40,5 q 43 q 45,5 q 48 q 50,5	
		Profundidad: q 40 q 43 q 46	
		Altura del respaldo: q 42,5 q 47,5	
		Altura delantera del asiento (ADA) en cm (margen de ajuste: 42 - 51 cm)	
		Altura trasera del asiento (ATA) en cm (margen de ajuste: 38 - 51 cm)	
		Longitud Pantorrilla (LP) en cm (margen de ajuste: 27 - 47 cm)	
MA50	q	Ruedas de tránsito (1 par)	39,-
MA55	q	Antivuelco derecho	18,-
MA56	q	Antivuelco izquierdo	18,-
MA57	q	Soporte bastón derecha	23,-
MA58	q	Soporte bastón izquierda	23,-
MA61	q	Antivuelco pendular a la dcha	38,-
MA62	q	Antivuelco pendular a la izda	38,-
	Info	No es posible combinar ruedas de tránsito con antivuelco estándar y freno de tambor.	

Código		COLORES CHASIS	Precio
004	q	Azul hielo	m
016	q	Plata metalizada	m

Código		HORQUILLA RUEDAS GUÍA	Precio
MF80	q	Largas (165 mm)	w
MF81	q	Cortas (125 mm)	m

Código		RUEDAS GUÍA	Precio
MF03	q	5" macizas (125x32 mm)	m
MF04	q	5,5" blandas (140x40 mm)	m
MF06	q	6" macizas (150x33 mm)	w
MF07	q	7" neumáticas (180x45 mm)	m
MF12	q	7" maciza (180x45 mm)	m
MF09	q	8" neumática (200x50 mm)	m
MF10	q	8" maciza (200x50mm)	m

Código		TAMAÑO RUEDAS ACCIONAMIENTO	Precio
MG01	q	22"	m
MG02	q	24"	w

Código		LLANTAS RUEDA ACCIONAMIENTO (ARO DE ALUMINIO)	Precio
MG05	q	Estandar	w
MG80	q	Rueda de accionamiento con frenos de tambor / acompañante	306,-
MG90	q	Protector de radios, transparente	118,-
MG95	q	Protector de radios, Dekor	189,-

Código		NEUMÁTICOS	Precio
MG30	q	Neumáticos con franja lateral blanca ( 1"3/8 )	w
MG35	q	PU macizas ( 1 3/8")	m

Código		FRENOS	Precio
MH01	q	Frenos de palanca standard	w
MH06	q	Frenos de palanca para usuarios y acompañante	198,-
MH10	q	Prolongación de palanca de freno, desmontable (2uds.)	23,-
	Info	Freno de palanca para usuario y acompañante no es posible con regulación ángulo respaldo 30° y pieza lateral extraíble	

Código		RESPALDO	Precio
MD01	q	Respaldo standard	w
MD04	q	Tapizado respaldo standard (solo para altura de respaldo fija- no modificable)	w
MD05	q	Tapizado respaldo ajustable en tensión	73,-
MD10	q	Respaldo abatible 30 ° regulable en altura (solo para altura respaldo 47,5 cm)	190,-
MD11	q	Respaldo partido	73,-
MD23	q	Placas torácicas laterales incluido juego de montaje, a la derecha	67,-
MD24	q	Placas torácicas laterales incluido juego de montaje, a la izquierda	67,-
MD25	q	Barra estabilizadora para manillares	37,-
	Info	Placas torácicas sólo se pueden pedir con tapizado respaldo ajustable.	
		Montaje de barra estabilizadora no es combinable con reposacabezas y sus juegos de montaje, y viceversa.	
		Respaldo partido sólo es posible con altura respaldo de 47,5 así como tapizado estándar	

Código		MANILLARES	Precio
MD51	q	Estándar largos	w
MD52	q	Telescópico, cortos ( no para respaldo abatible)	163,-

Código		PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS	Precio
ME01	q	Piezas laterales, reposabrazos de 300 mm, corto o largo a elegir	w
ME03	q	Pieza lateral, extraíble	m
ME05	q	Pieza lateral regulable en altura, con reposabrazos de 300 mm	106,-
ME10	q	Pieza lateral escalonada, para facilitar la transferencia	m
	Info	Pieza lateral estándar/escalonada no es combinable con rueda 24" y altura trasera asiento 41-47cm .	
		Pieza lateral estándar/escalonada no es combinable con mesa de terapia ni rueda 24" y altura delantera asiento 44-48cm	
		Mesa de terapia con reposabrazos estándar no combinable con unidad de giro para reposabrazos corto.	
		Pieza lateral extraíble no combinable con altura trasera asiento 38-42cm y rueda de 24"	

Código		ASIENTO	Precio
S/R	q	ORTESIS DE ASIENTO Y RESPALDO A MEDIDA, FRESADA Y FORRADA (no incluye toma medidas, valoraciones... ). Estructura a elegir [ ] PVC [ ] Aluminio	2.995,-
476C01=DS 14-18	q	Base rígida regulable para ortesis de asiento o cojines (AA silla entre 40-50 cm)	301,-
MZ50	q	Cinturón de asiento con cierre de plástico	34,-
MC01	q	Cojin del asiento standard 3 cm [ ] 5 cm [ ]	86,-
MC02	q	Cojin de asiento Cubic Foam, grosor 5 cm	100,-
MC03	q	Cojin de asiento Combi Foam, grosor 5 cm	103,-
MC05	q	Cojin del asiento Evolight (grosor 6 cm)	216,-

Código		REPOSAPIÉS	Precio
MB10	q	En dos piezas, regulable en ángulo, placas de apoyo de plástico	w
MB15	q	Reposapiés elevable hacia arriba, placas de apoyo de plástico (par)	198,-
MB16	q	Reposapiés derecho elevable (más un reposapiés standard izquierdo)	99,-
MB17	q	Reposapiés izquierdo elevable (más un reposapiés standard derecho)	99,-
MB21	q	Apoyo de muñón para amputado, a la derecha (reposapiés standard para lado izquierdo)	99,-
MB22	q	Apoyo de muñón para amputado, a la izquierda (reposapiés standard para lado derecho)	99,-
MB72	q	Cinchas para talón para reposapiés de dos piezas	25,-
	Info	La máxima longitud de pantorrilla depende de la altura de asiento.	
		Las cinchas para talón se permiten a partir de una longitud de pantorrilla >= 36cm.	

Código		REPOSACABEZAS	Precio
MZ53	q	Reposacabezas	68,-
MZ54	q	Juego de montaje clínico para reposacabezas	96,-
MZ55	q	Juego de montaje para reposacabezas, multiaxial, acodado	84,-

	<i>Info</i>	Al pedir un reposacabezas, se debe pedir también el juego de montaje clínico (MZ54) así como el juego de montaje multiaxial acodado (MZ55)	
--	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Código		ACCESORIOS	Precio
ME60	q	Mesa de terapia	153,-
MZ52	q	Juego de herramientas	49,-
MZ70	q	Juego de transporte para vehículos (puntos de anclaje)	285,-
MG87	q	Bomba alta presión	91,-
MG88	q	Bomba Airman	74,-
	Info	La carga máxima permitida en el kit de transporte en vehículo es de 100kg.	
		Juego de transporte en vehículo no es posible con respaldo partido, regulación ángulo respaldo 30° ni pieza lateral introducible	

### Indicaciones

Tabla informativa de altura delantera de asiento


Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

Altura delant. asiento		
Horquilla corta		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	5,5"	42-44
	6"	43-45
	7"	45-47
Horquilla larga		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	5,5"	44-48
	6"	45-49
	7"	47-50
	8"	48-51

Los datos abajo indicados son teóricos, se permite una desviación máxima de 1cm.  
 La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía así como de la horquilla.  
 Tener en cuenta tabla de altura de asiento  
 Indicaciones sin cojín asiento para inclinación =0  
 Máxima inclinación asiento: 3,5 cm

Altura trasera asiento		Rango de ajuste
Tamaño rueda accionamiento	22"	38-45
	24"	41-49





MA55 Antivuelco escamoteable



MA 62 Antivuelco pendular



MD11 Reposapiés elevables



MD10 Respaldo partido



MD10 Ajuste ángulo respaldo a 30°



MZ53 Reposacabezas



MB21 Apoyo de muñón para amputados



MD52 Manillar telescópico



MZ55 Juego montaje multiaxial



MG95 Cubrerradios decorado



ME03 Pieza lateral desmontable