

## Start M4 XXL

### Características

Silla autopropulsable ligera y reforzada, modelo XXL  
 Ruedas de accionamiento con radios reforzados  
 Chasis de aluminio con doble cruceta  
 Modificación profundidad asiento "en un clic"  
 Diseño modular  
 Ayuda inclinación integrada en el chasis  
 Altura del respaldo fija 42,5 cm  
 Ruedas de accionamiento con ejes desmontables  
 Estructura sencilla y robusta  
 Plegado reducido, con fijación para evitar la apertura de la silla  
 Tapizado del asiento y respaldo de nylon negro  
 Peso máximo del usuario: 160 kg



### Opciones incluidas

Tapizado del asiento y respaldo de nylon negro  
 Pieza lateral con reposabrazos y ajuste de altura  
 Freno de palanca  
 Reposapiés dos piezas, ángulo ajustable y placa de apoyo de plástico  
 Soporte del reposapiés abatible

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

w Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Código		LA SILLA	Precio
480F53=40000	x	Start M4 XXL	892,-


Código		AJUSTES Y OPCIONES DEL CHASIS	Precio
		Ancho Asiento: q 43 q 45,5 q 48 q 53 q 55,5 q 58	
		Profundidad: q 43 q 46 q 49	
		Altura respaldo: q 40 q 42,5 q 45 q 47,5	
		Altura delantera del asiento (ADA) en cm..... (margen de ajuste: 40 - 51 cm)	
		Altura trasera del asiento (ATA) en cm..... (margen de ajuste: 38 - 50 cm)	
		Longitud Pantorrilla (LP) en cm. .... (margen de ajuste: 27 - 47 cm)	
MA50	q	Ruedas de tránsito (1 par)*	38,-
MA57	q	Soporte bastón derecha	23,-
MA58	q	Soporte bastón izquierda	23,-
MA61	q	Antivuelco pendular a la dcha	38,-
MA62	q	Antivuelco pendular a la izda	38,-
	Info	El antivuelco y el portabastón son incompatibles con las ruedas de tránsito	
		No es posible combinar ruedas de tránsito con antivuelco estándar y freno de tambor.	

Código		COLORES CHASIS	Precio
004	q	Azul hielo	m
016	q	Plata metalizada	m

Código		HORQUILLA RUEDAS GUÍA	Precio
MF80	q	Largas (165 mm)	w
MF81	q	Cortas (125 mm)	m

Código		RUEDAS GUÍA	Precio
MF03	q	5" macizas (125x32 mm)	m
MF04	q	5,5" blandas (140x40 mm)	m
MF06	q	6" macizas (150x33 mm)	w
MF07	q	7" neumáticas (180x45 mm)	m
MF12	q	7" maciza (180x45 mm)	m
MF09	q	8" neumática (200x50 mm)	m
MF10	q	8" maciza (200x50mm)	m

Código		TAMAÑO RUEDAS ACCIONAMIENTO	Precio
MG01	q	22"	m
MG02	q	24"	w



Código		LLANTAS RUEDA ACCIONAMIENTO	Precio
MG05	q	Estandar	w
MG80	q	Rueda de accionamiento con frenos de tambor / acompañante	306,-
MG90	q	Protector de radios, transparente	118,-
MG95	q	Protector de radios, Dekor	189,-

Código		NEUMÁTICOS	Precio
MG30	q	Neumáticos con franja lateral blanca ( 1"3/8 )	w
MG35	q	PU macizas ( 1 3/8")	m

Código		AROS DE AGARRE	Precio
MG52	q	Aluminio anodizado, alto	w
MG56	q	Acero Inox pulido, alto	45,-
MG84	q	Revestimiento de silicona para aros en alu anodizado, 24" únicamente	91,-

Código		FRENOS	Precio
MH01	q	Frenos de palanca standard	w
MH06	q	Frenos de palanca para usuarios y acompañante	198,-
MH10	q	Prolongación de palanca de freno, desmontable	23,-
	Info	Freno de palanca para usuario y acompañante no es posible con freno de tambor.	

Código		RESPALDO	Precio
MD04	q	Tapizado respaldo standard (solo para altura de respaldo fija- no modificable)	w
MD05	q	Tapizado respaldo ajustable en tensión	73,-
MD25	q	Barra estabilizadora para manillares	37,-
	Info	Montaje de barra estabilizadora no es combinable con reposacabezas y sus juegos de montaje, y viceversa.	

Código		MANILLARES	Precio
MD51	q	Estándar largos	w
MD52	q	Telescópico, cortos ( no para respaldo abatible)	163,-

Código		PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS	Precio
ME01	q	Piezas laterales, reposabrazos de 300 mm, corto o largo a elegir	w
ME03	q	Pieza lateral, extraíble	m
ME05	q	Pieza lateral regulable en altura, con reposabrazos de 300 mm	106,-
ME10	q	Pieza lateral escalonada, para facilitar la transferencia	m
	Info	Pieza lateral estándar/escalonada no es combinable con rueda 24" y altura trasera asiento 41-47cm ni con rueda 22"	
		Pieza lateral estándar/escalonada no es combinable con mesa de terapia ni rueda 24" y altura trasera asiento 44-48cm	
		Pieza lateral extraíble no combinable con altura trasera asiento 38-42cm y rueda 24"	
		Mesa de terapia con reposabrazos estándar no combinable con unidad de giro para reposabrazos corto.	

Código		ASIENTO	Precio
S/R	q	ORTESIS DE ASIENTO Y RESPALDO A MEDIDA, FRESADA Y FORRADA (no incluye toma medidas, valoraciones... ). Estructura a elegir [ ] PVC [ ] Aluminio	2.995,-
476C01-DS 14-18	q	Base rígida regulable para ortesis de asiento o cojines (AA silla entre 40-50 cm)	301,-
MC01	q	Cojín del asiento standard 3 cm [ ] 5 cm [ ] 8 cm [ ]	86,-
MC02	q	Cojín de asiento Cubic Foam, grosor 5 cm	100,-
MC03	q	Cojín de asiento Combi Foam, grosor 5 cm	103,-
MC05	q	Cojín del asiento Evolight (grosor 6 cm)	216,-
MC30	q	Asiento rígido regulable "the seat" (ver catálogo de posicionamiento)	301,-
MZ51	q	Cinturón de asiento con cierre metálico	30,-

Código		REPOSAPIÉS	Precio
MB03	q	En una pieza, regulable en ángulo, en aluminio	23,-
MB10	q	En dos piezas, regulable en ángulo, en plástico, profundidad 16cm	w
MB15	q	Reposapiés elevable hacia arriba, placas de apoyo de plástico (par)	198,-
MB16	q	Reposapiés derecho elevable (más un reposapiés standard izquierdo)	99,-
MB17	q	Reposapiés izquierdo elevable (más un reposapiés standard derecho)	99,-
MB21	q	Apoyo de muñón para amputado, a la derecha (reposapiés standard para lado izquierdo)	99,-
MB22	q	Apoyo de muñón para amputado, a la izquierda (reposapiés standard para lado derecho)	99,-
MB72	q	Cinchas para talón para reposapiés de dos piezas	25,-
	Info	La máxima longitud de pantorrilla depende de la altura de asiento.	
		Las cinchas para talón se permiten a partir de una longitud de pantorrilla >= 36cm.	
		El reposapiés elevable permite una carga máxima de 125 kg.	

Código		REPOSACABEZAS	Precio
MZ53	q	Reposacabezas	68,-
MZ54	q	Juego de montaje clínico para reposacabezas	96,-
MZ55	q	Juego de montaje para reposacabezas, multiaxial, acodado	84,-
	Info	Al pedir un reposacabezas, se debe pedir también el juego de montaje clínico (MZ54) así como el juego de montaje multiaxial acodado (MZ55)	

Código		ACCESORIOS	Precio
ME60	q	Mesa de terapia	153,-

MZ52	q	Juego de herramientas	49,-
MG87	q	Bomba alta presión	91,-
MG88	q	Bomba Airman	74,-

## Indicaciones

Tabla informativa de altura delantera de asiento

Los datos abajo indicados son teóricos, se permite una desviación máxima de 1cm.

La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía, de la horquilla y de la posición de montaje.

Tener en cuenta tabla de altura de asiento

Indicaciones sin cojín asiento para inclinación =0°

Máxima inclinación asiento: 3,5 cm

Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

Altura delantera asiento		
Horquilla corta		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	5"	40-44
	5,5"	42-44
	6"	43-45
	7"	45-47
Horquilla larga		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	5"	44-47
	5,5"	44-48
	6"	45-49
	7"	47-50
	8"	48-51


Altura trasera asiento		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	22"	38-45
	24"	41-49



MA50 Ruedas de tránsito



MD25 Barra estabilizadora



ME05 Pieza lateral regulable en altura



MD10 Ajuste ángulo respaldo a 30°




MA 62 Antivuelco pendular




MD11 Reposapiés elevables



MB21 Apoyo de muñón para amputados



MD52 Manillar telescópico



MB03 Reposapiés continuo



MG95 Cubrerradios decorado



MZ54 Juego de montaje de reposacabezas



MZ53 Reposacabezas

