

## Teeny Plus

### Características

Silla de ruedas activa infantil, modelo Teeny Plus  
 Peso de la silla (completa) : a partir de 11 kg  
 Chasis de aluminio ajustable con cruceta telescópica  
 Respaldo abatible, regulable en ángulo y altura  
 Tapizado del respaldo ajustable en tensión  
 Acompaña al crecimiento, regulación ancho y profundidad asiento  
 Ruedas de accionamiento con ejes desmontables  
 Peso máximo del usuario: 50 kg



### Opciones incluidas

Piezas laterales de aluminio  
 Freno de palanca  
 Reposapiés de aluminio en una o dos piezas, a elegir

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha : q Presupuesto q Pedido

Nombre del Cliente:

Dirección de envío:

w Opciones incluidas en configuración estándar    m Opciones sin incremento de precio

Código		LA SILLA	Precio
480F17=00000	x	Teeny Plus	2.273,-

Código		AJUSTES Y OPCIONES DEL CHASIS	Precio
		Ancho: q 23 q 26 q 28,5 q 31 q 33,5	
		Profundidad q 24 q 26,5 q 29 q 31,5 q 34 q 36,5	
		Altura Respaldo: q 25 q 27 q 29 q 31 q 33 q 35	
		Longitud Pantorrilla (LP), sin cojín de asiento (margen de ajuste: 15 - 45 cm)	
		Altura delantera del asiento (ADA) en cm (margen de ajuste: 40 - 49 cm)	
		Altura trasera del asiento (ATA) en cm (margen de ajuste: 33 - 49 cm)	
MA50	q	Ruedas de tránsito (1 par)*	46,-
MA55	q	Antivuelco	140,-
MA51	q	Ayuda inclinación a la derecha	10,-
MA52	q	Ayuda inclinación a la izquierda	10,-
	<i>Info</i>	Sólo se permite un accesorio por cada lado	
		No es posible combinar las ruedas de tránsito con el antivuelco	
		Antivuelco combinado con ruedas de 20" sólo es posible para una altura trasera de asiento a partir de 38cm.	

Código		COLORES CHASIS	Precio
001	q	Plata brillante	m
002	q	Antracita metalizado	m
003	q	Negro	m
004	q	Azul hielo	m
005	q	Naranja claro brillante	m
006	q	Verde azul jaspeado	m
007	q	Jaspeado en plata	m
008	q	Rojo serpiente claro	m
009	q	Vino suave brillante	m
010	q	Azul marino suave	m
011	q	Verde manzana brillante	m

012	q	Azul cielo suave	m
013	q	Negro Mate	m
014	q	Rojo golosina	m
015	q	Brillo reptil claro	m

Referencia		COLORES TAPIZADO	Precio
901	q	Negro	w
902	q	Azul	m

Código		HORQUILLA RUEDAS GUÍA	Precio
MF80	q	Largas (165 mm)	w
MF81	q	Cortas (125 mm)	26,-
MF90	q	Horquillas con eje fijo, estándar	m
MF91	q	Horquillas con eje desmontable	93,-
MF92	q	Receptor rueda guía y horquilla negra, estándar	69,-

Código		RUEDAS GUÍA	Precio
MF02	q	4" macizas (100x32 mm)	m
MF30	q	4" Design (100x32 mm)	98,-
MF21	q	4" con luz (100x32 mm)	52,-
MF31	q	5" Design (125x32 mm)	103,-
MF03	q	5" macizas (125x32 mm)	w
MF04	q	5,5" blandas (140x40 mm)	m
MF05	q	6" neumáticas (150x33 mm)	m
MF06	q	6" macizas (150x33 mm)	m
	Info:	Ruedas de 4" sólo son aptas para uso en interiores	





Código		TAMAÑO RUEDAS ACCIONAMIENTO	Precio
MG04	q	20"	w
MG01	q	22"	m

Código		INCLINACIÓN DE LA RUEDA ACCIONAMIENTO	Precio
MG 41	q	3°	m
MG42	q	6°	m
MG43	q	9°	m

Código		POSICIÓN RUEDA DE ACCIONAMIENTO	Precio
		[ ] A [ ] B [ ] C	

Código		LLANTAS	Precio
MG05	q	Estándar	w
MG80	q	Rueda de accionamiento con frenos de tambor / acompañante	396,-
MG81	q	Rueda accionamiento con freno tambor usuario y acompañante	546,-

Código		PROTECTOR DE RADIOS	Precio
MG90	q	Protector de radios, transparente	121,-
MG91	q	Protector de radios, diseño Eye Catcher	155,-
MG92	q	Protector de radios, diseño Flower Power	155,-
MG93	q	Protector de radios, diseño Clown	155,-
MG94	q	Protector de radios, diseño Fire	155,-
MG96	q	Protector de radios, diseño Gecko	155,-



Código		NEUMÁTICOS	Precio
MG30	q	Neumáticos con franja lateral blanca ( 1"3/8 )	w
MG31	q	Schwalbe RightRun perfil fino 1" (neumáticas)	m
MG39	q	Schwalbe RightRun perfil fino 1" franja roja (neumáticas)	m
MG39	q	Schwalbe RightRun perfil fino 1" franja azul (neumáticas)	m
MG32	q	Schwalbe HS 288 perfil grueso 1" (neumáticas)	m
MG35	q	PU macizas ( 1 3/8")	m

Código		AROS DE AGARRE	Precio
MG50	q	Aluminio lacado en negro, alto	m
MG52	q	Aluminio anodizado, alto	w
MG53	q	Aluminio anodizado, bajo	m
MG54	q	Aluminio engomado, alto	145,-

MG56	q	Acero Inox pulido, alto	46,-
MG57	q	Acero Inox pulido, bajo	46,-
MG60	q	Top Grip, alto	145,-

Código		MONTAJE	Precio
MG70	q	Estrecho - espacio de 2,2 cm entre la llanta y el aro de agarre	w
MG71	q	Ancho - espacio de 3 cm entre la llanta y el aro de agarre	m

Código		ACCESORIOS RUEDAS DE ACCIONAMIENTO	Precio
MG86	q	Prolongación distancia entre ejes	101,-
MG87	q	Bomba alta presión	93,-
MG88	q	Bomba Airman	76,-

Código		FRENOS	Precio
MH01	q	Frenos de palanca standard	w
MH06	q	Frenos de palanca para usuarios y acompañante	246,-
MH07	q	Freno de palanca articulada con palanca de control regulable	67,-
MH10	q	Prolongación de palanca de freno, desmontable	31,-
	Info	Prolongación de la palanca de freno no es combinable con el freno con palanca regulable	

Código		MANILLARES	Precio
MD52	q	Telescópico, cortos ( no para respaldo abatible)	w
MD53	q	Telescópico, largos (no para respaldo abatible)	43,-
MD54	q	Manillar regulable en altura acodado [ ] 14 cm [ ] 24 cm	143,-
MD55	q	Manillar regulable en altura recto [ ] 14 cm [ ] 24 cm	135,-

Código		PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS	Precio
ME01	q	Piezas laterales de aluminio, regulables con protección para el frío, respaldo standard	w
ME03	q	Protector para ropa, de plástico, extraíble	78,-
ME05	q	Pieza lateral con reposabrazos corto, regulables, de TechnoGel	149,-
ME08	q	Protector de ropa con cubierta extra, extraíble	94,-

Código		ASIENTO	Precio
MC01	q	Cojín del asiento standard 3 cm [ ] 5 cm [ ] 8 cm [ ]	89,-
MC02	q	Cojín de asiento Cubic Foam, grosor 5 cm	103,-
MC03	q	Cojín de asiento Combi Foam, grosor 5 cm	106,-
MZ50	q	Cinturón de asiento con cierre de plástico	28,-
MZ51	q	Cinturón de asiento con cierre metálico	65,-

Código		REPOSAPIÉS	Precio
MB10	q	En dos piezas, regulable en ángulo, profundidad 16cm	98,-
MB01	q	En una pieza, regulable en ángulo, profundidad 16cm	w
MB20	q	En una pieza, para longitudes de pantorrilla cortas (de 16 a 31cm)	m
MB 21	q	En dos piezas, para longitudes de pantorrilla cortas (de 16 a 31cm)	m
MB71	q	Bloqueo lateral reposapiés	29,-
	Info	EL bloqueo lateral de reposapiés no es combinable con reposapiés para pantorrilla corta	

Código		ACCESORIOS	Precio
MZ52	q	Juego de herramientas	26,-
ME60	q	Mesa de terapia	197,-
MZ93	q	Mochila	41,-
MZ90	q	Tire-A-Light, rojo, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	19,-
MZ91	q	Tire-A-Light, azul, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	19,-

### Indicaciones

Tabla informativa de altura delantera de asiento

Los datos abajo indicados son teóricos, se permite una desviación máxima de 1cm.

La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía, de la horquilla y de la posición de montaje.

Tener en cuenta tabla de altura de asiento

Indicaciones sin cojín asiento para inclinación =0°

Máxima inclinación asiento: 3,5 cm

Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

Altura delantera asiento		
Horquilla corta		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	4"	40-43
	5"	40-44
	5,5"	42-45
	6"	42-45
Horquilla larga		
Posición		Rango de ajuste
Diámetro rueda guía	4"	44-47
	5"	44-48
	5,5"	44-49
	6"	45-49

Altura trasera asiento		Rango de ajuste
Tamaño rueda accionamiento	20"	34-44 / 33-43
	22"	36-46 / 39-46 / 35-45


<b>Combinaciones ruedas</b>	20"	22"
Llanta estándar	X	X
Ruedas franja blanca 1x3/8"	X	X
Standard 1 3/8"	X	X
Schwalbe HS 228		X
Ruedas PU 1 3/8"	X	X
Schwalbe Marathon		X
Aros agarre negro alto	X	X
Aros agarre aluminio alto	X	X
Aros agarre aluminio bajo		X
Aros agarre engomados alto	X	X
Aros agarre acero pulido alto	X	X
Aros agarre acero pulido bajo		X
Aros agarre Top Grip alto	X	X



MD50 Manillar corto



MD55 Manillar regulable en altura



MB03 Reposapiés continuo



MB10 Reposapiés en dos piezas



MB74 Bloqueo lateral