

## Voyager- Voyager light Edition

### Voyager - Opciones incluidas

Silla de ruedas activa con eje rígido  
 Reposapiés regulable en ángulo y altura  
 Ángulo del respaldo ajustable de -15° a +27°  
 Chasis de aluminio de alta resistencia - rígido  
 Piezas laterales de aluminio  
 Llantas reforzadas y neumáticos de alta presión  
 Inclinación de la rueda en pasos de 3°  
 Freno de palanca articulada  
 Respaldo abatible con autoencaje



### Voyager light Edition - Opciones incluidas

Reposapiés de aluminio, ligero y rígido  
 Tapizado ajustable en tensión, (favorece la transpiración)  
 Horquilla y cabezal de la rueda guía ligeras  
 Ruedas de accionamiento ultraligeras "Infinity"  
 Tornillos de aluminio

Peso máximo del usuario: 120 kg

Todos los precios en €, válidos 2009. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha :	q Presupuesto	q Pedido
Nombre Cliente:		
Dirección de envío:		

W Opciones incluidas en configuración estándar

m Opciones sin incremento de precio

Código		LA SILLA	Precio
480A27=00000_K	x	Voyager	2.625,-
MA99	q	Voyager light Edition	303,-

Código		AJUSTES Y OPCIONES DEL CHASIS	Precio
		Ancho del asiento: q 32 q 34 q 36 q 38 q 40 q 42 q 44 q 46	
		Profundidad del asiento: q 36 q 38 q 40 q 42 q 44 q 46 q 48	
		Altura Respaldo: q 25 q 30 q 35 q 40 q 45	
		Longitud Pantorrilla (LP), sin cojín de asiento (margen de ajuste: 17 - 52 cm)	
		Altura delantera del asiento (ADA) en cm (margen de ajuste: 44-54 cm)	
		Altura trasera del asiento (ATA) en cm (margen de ajuste: 40-54cm)	
MA50	q	Ruedas de tránsito (1 par)	123,-
MA51	q	Ayuda inclinación a la derecha	54,-
MA52	q	Ayuda inclinación a la izquierda	54,-
MA55	q	Antivuelco derecho*	97,-
MA56	q	Antivuelco izquierdo*	97,-
MA57	q	Soporte bastón derecha	71,-
MA58	q	Soporte bastón izquierda	71,-
MA60	q	Acolchado chasis	46,-
		Sólo se permite un accesorio por cada lado	
	Info	No es posible combinar las ruedas de tránsito con el antivuelco	

Código		TIPO CHASIS DELANTERO	Precio
MA20	q	Ángulo 75°	w
MA21	q	Ángulo 85°	m
MA22	q	Ángulo 85° prolongado	m
MA14	q	0 cm, acodado	m
MA15	q	2 cm, acodado	m
MA16	q	4 cm, acodado	m

Código		COLORES CHASIS	Precio
001	q	Plata brillante	m
002	q	Antracita metalizado	m
007	q	Jaspeado en plata	m
003	q	Negro	m
004	q	Azul hielo	m
012	q	Azul cielo suave	m
010	q	Azul marino suave	m
005	q	Naranja claro brillante	m
014	q	Rojo golosina	m
009	q	Vino suave brillante	m
013	q	Negro mate	m
011	q	Verde manzana brillante	m
006	q	Verde azul jaspeado	m
008	q	Rojo serpiente claro	m
015	q	Brillo reptil claro	m
099	q	Pulido	m

Código		COLORES TAPIZADO	Precio
901	q	Negro	w
902	q	Azul	m

Código		HORQUILLA RUEDAS GUÍA	Precio
MF80	q	Largas (165 mm)	w
MF81	q	Cortas (125 mm)	25,-
MF90	q	Horquillas con eje fijo, estándar	m
MF91	q	Horquillas con eje desmontable	92,-

Código		RUEDAS GUÍA	Precio
MF01	q	3" Skate (70x25 mm)	m
MF11	q	3" con luz (100x32 mm)	51,-
MF02	q	4" macizas (100x32 mm)	m
MF21	q	4" con luz (100x32 mm)	51,-
MF30	q	4" Design (100x32 mm)	99,-
MF03	q	5" macizas (125x32 mm)	m
MF31	q	5" Design (125x32 mm)	108,-
MF04	q	5,5" blandas (140x40 mm)	w
MF06	q	6" macizas (150x33 mm)	m
MF05	q	6" neumáticas (150x33 mm)	m
		Info: Las ruedas de 3" y de 4" solo son aptas para usar en interiores	

Código		TAMAÑO RUEDAS ACCIONAMIENTO	Precio
MG02	q	24"	w
MG03	q	26"	m

Código		EJE CON INCLINACIÓN	Precio
MG40	q	0°	w
MG41	q	3°	m
MG42	q	6°	m
MG43	q	9°	m

Código		RECEPTOR PARA RUEDA DE ACCIONAMIENTO	Precio
MG75	q	Corto ( altura trasera de asiento max. 44 cm)	m
MG76	q	Medio (altura trasera de asiento max. 48 cm)	m
MG77	q	Largo (altura trasera de asiento max. 54 cm)	m

Código		LLANTAS	Precio
MG06	q	Llanta reforzada (recomendada a partir de carga 90 kg)	w
MG15	q	Infinity Ultralight (solo modelo Voyager Light)	m
MG10	q	Tipo Spox (Spinergy)	718,-

Código		PROTECTOR DE RADIOS	Precio
MG90	q	Protector de radios, transparente	119,-
MG91	q	Protector de radios, diseño Eye Catcher	153,-
MG92	q	Protector de radios, diseño Flower Power	153,-
MG93	q	Protector de radios, diseño Clown	153,-
MG94	q	Protector de radios, diseño Fire	153,-
	Info	No se pueden pedir con ruedas "Infinity Ultralight"	

Código		NEUMÁTICOS	Precio
MG31	q	Schwalbe RightRun perfil fino 1" (neumáticas)	w
MG32	q	Schwalbe HS 288 perfil grueso 1" (neumáticas)	m
MG33	q	Schwalbe "Downtown" , perfil asimétrico, 1"	m
MG37	q	Marathon plus Evolution 24"x1" de Schwalbe	25,-

Código		AROS DE AGARRE	Precio
MG52	q	Aluminio anodizado, alto	w
MG53	q	Aluminio anodizado, bajo	m
MG50	q	Aluminio lacado en negro, alto	m
MG56	q	Acero Inox pulido, alto	46,-
MG57	q	Acero Inox pulido, bajo	46,-
MG58	q	Titanio pulido, alto	344,-
MG54	q	Aluminio engomado, alto	143,-
MG60	q	Top Grip, alto	143,-

Código		MONTAJE	Precio
MG70	q	Estrecho - espacio entre la llanta y el aro de agarre	w
MG71	q	Ancho - espacio entre la llanta y el aro de agarre	m

Código		ACCESORIOS RUEDAS DE ACCIONAMIENTO	Precio
MG88	q	Bomba Airman	75,-
MG87	q	Bomba alta presión	92,-

Código		ABSORCIÓN DE CHOQUE	Precio
MG97	q	Grado de dureza 1: - 40 a 65kg (peso del usuario)	403,-
MG98	q	Grado de dureza 2: - 66 a 90kg (peso del usuario)	403,-
MG99	q	Grado de dureza 3: - 91 a 120 kg (peso del usuario)	403,-

Código		FRENOS	Precio
MH02	q	Frenos de palanca estándar, cortos	28,-
MH01	q	Frenos de palanca standard	w
MH03	q	Frenos de palanca abatibles hacia los lados	292,-
MH10	q	Prolongación de palanca de freno, desmontable	31,-

Código		RESPALDO	Precio
MD05	q	Tapizado respaldo ajustable en tensión, con almohadillado	w
MD25	q	Regulable en altura, ajustable en tensión, incl. Manillares largos	189,-
MD26	q	Regulable en altura, ajustable en tensión, incl. Manillares cortos	198,-
MD06	q	Sin tapizado de respaldo	m

Código		MANILLARES	Precio
MD50	q	Cortos	34,-
MD51	q	Largos	34,-
MD53	q	Telescópico, cortos ( no para respaldo abatible)	141,-
MD52	q	Telescópico, largos (no para respaldo abatible)	141,-
MD59	q	sin manillares	m

Código		PIEZAS LATERALES/REPOSABRAZOS	Precio
ME01	q	Piezas laterales de aluminio, regulables con protección para el frío, respaldo standard	w
ME03	q	Protector para ropa, de plástico	80,-
ME04	q	Protector de carbono para la ropa	496,-
ME05	q	Pieza lateral estándar, en aluminio con reposabrazos	133,-

Código		ASIENTO	Precio
S/R	q	ORTESIS DE ASIENTO Y RESPALDO A MEDIDA, FRESADA Y FORRADA (no incluye toma medidas, valoraciones... ). Estructura a elegir [ ] PVC [ ] Aluminio	2.995,-
MC13	q	Tapizado estándar	w
MC06	q	Sin tapizado	m
MC01	q	Cojín del asiento standard 3 cm [ ] 5 cm [ ]	87,-
MC05	q	Cojín del asiento Evolight (grosor 6 cm)	218,-
MZ50	q	Cinturón de asiento con cierre de plástico	35,-
MZ51	q	Cinturón de asiento con cierre metálico	79,-

Código		REPOSAPIÉS	Precio
MB10	q	En dos piezas	131,-
MB03	q	En una pieza, regulable en ángulo	w
MB20	q	En una pieza, para longitudes de pantorrilla cortas (de 17 a 39cm)	189,-
MB71	q	Bloqueo para reposapiés en una pieza	75,-
	Info:	Los reposapiés MB03 y MB10 son para longitudes de pierna de 39-50cms	
		El reposapiés MB20 es para longitudes de pierna de 17-38cm	

Código		ACCESORIOS	Precio
MZ52	q	Juego de herramientas	25,-
MZ93	q	Mochila	40,-
MZ90	q	Tire-A-Light, rojo, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	9,-
MZ91	q	Tire-A-Light, azul, destellos luminosos para ruedas de accionamiento	9,-

## INFORMACIÓN

Tabla informativa de altura de asiento

Los datos abajo indicados son teóricos, se permite una desviación máxima de 1cm.

La altura delantera de asiento depende del tamaño de la rueda guía, de la horquilla y de la posición de montaje.

Tener en cuenta tabla de altura de asiento

Indicaciones sin cojín asiento para inclinación =0°

Tenga en cuenta nuestra gama de cojines de asiento para sillas.

Altura delantera asiento			
Horquilla		Corta	Larga
Diámetro rueda guía	3"	44-46	48-50
	4"	44-48	48-51
	5"	45-49	48-51
	5,5"	47-50	49-53
	6"	48-50	49-54

Altura trasera asiento				
Receptor		Corto	Medio	Largo
Tamaño rueda accionamiento	24"	40-44	40-48	40-53
	26"	42-47	42-51	42-54

Combinaciones rueda guía	24"	26"
Llanta reforzada	X	X
Spinergy SPOX	X	
Infinity Ultralight	X	
Hurricane	X	
Schwalbe RightRun	X	X
Schwalbe HS 228	X	
Schwalbe DownTown	X	
Ruedas PU	X	
Schwalbe Marathon	X	
Aro agarre aluminio negro alto	X	X
Aro agarre aluminio plata alto	X	
Aro agarre aluminio plata bajo	X	
Aro agarre engomado alto	X	X
Aro agarre acero pulido alto	X	X
Aro agarre acero pulido bajo	X	X
Aro agarre titanio pulido alto	X	
Aro agarre Top Grip alto	X	



MA20 Chasis a 75°



MA21 Chasis a 85°



MA22 Chasis a 100°



MA16 Acodado de 4cm



MG10 Llanta Spinergy Spox




MG15 Llanta Infinity



H03 Freno abatible



MD55 Manillar ajustable en altura




ME05 Pieza lateral con reposabrazos




MB03 Reposapiés de una pieza



MB10 Reposapiés de dos piezas




MB20 Reposapiés para longitudes cortas de pierna



MG91 Diseño "Ilamativo"



MG93 Diseño "Payaso"



MG94 Diseño "Fuego"