

Otto Bock®

CALIDAD DE VIDA



C1000 – Diseño y alta tecnología para más calidad de vida.

La C 1000 establece nuevos estándares. El arte de la adaptación, con módulos inteligentes, gestionado a través de un moderno sistema BUS y un novedoso sistema Servotronic patentado. Con una gran autonomía y una velocidad de 6, 10 ó 14 km/h, incluso bajo condiciones extremas, dado que cuenta con una gran estabilidad antivuelco y capacidad de superar desniveles.

C 1000: Diseño de alta tecnología y caracter innovador.



Otto Bock Ibérica S.A.

c/Majada, 1 · 28760 Tres Cantos · Teléfono 91 806 30 00 · Fax 91 806 04 15 · www.ottobock.es · ottobock@spain.ottobock.de



Silla eléctrica C 1000



Opciones C1000

- Velocidad 10 y 14 km/h G
- Baterías de Gel
- Asientos con forma anatómica con posibilidades de ajuste individual
- Receptores para chasis
- Reposabrazos prolongados
- Ajuste eléctrico del asiento, reposapiés, basculación, regulación ángulo respaldo o asiento elevador

Datos técnicos

Datos técnicos

Largo con reposapiés	108 cm
Largo sin reposapiés	84 cm
Ancho total	64 cm
Radio	70/140 cm
Ancho asiento	36-42 ó 42-58 cm
Profundidad asiento	38-46 ó 42-50 cm
Altura asiento	45/50/55/60 cm
Altura reposabrazos	24-36 cm
Angulo respaldo	-9° hasta 30°
Angulo placa asiento	0°/3°/6°
Largo pantorrilla	25-54 cm
Peso vacío	105 kg
Carga permitida	160 kg
Alcance	aprox. 35 km
Velocidad	6 / 10 / 14 km/h
Capacidad inclinación	22 %
Altura superar obstáculos	10 cm
Capacidad batería	60 Ah Celula húmeda 50 Ah Gel
Colores chasis	plata metálica, azul metálico, verde jaspeado, naranja jaspedaso, rojo jaspeado
Medida transporte	L85 / A70 / a75 cm



OAO Bock®

CALIDAD DE VIDA