

ottobock.

Quality for life



ADI
A Stealth Product

Gama Baxx

Confort, estabilidad, diseño y manejo sencillo

Una carcasa de respaldo ergonómica y ligera para una gran estabilidad y confort en sedestación en cualquier situación

Características

- Respaldo ligero de aluminio en 5 alturas y 3 profundidades de contorno diferentes
- Diseño optimizado: carcasa de aluminio disponible en un amplio rango de colores
- Tapizado con excelentes propiedades de transpiración
- Fijación de extracción rápida testada según la normativa ISO 16840-4
- Accesorios opcionales como protector contra el aire o soportes laterales

Peso ligero y manejo simplificado sientan nuevos precedentes

Beneficios

- Carcasa rígida de aluminio con forma ergonómica para una alta estabilidad
- Amplios recortes para un menor peso y un manejo sencillo
- Respaldo tapizado para una sedestación confortable en actividades diarias
- Varias alturas y contornos de respaldo permiten la adaptación individual a las necesidades de cada usuario
- Disponible en varios colores para combinar con los chasis de sillas de ruedas Ottobock

Opciones

- Posibilidad de cuatro tipos de fijación diferentes Extraíbles (extracción básica / extracción rápida*) Fijos (2 puntos Pro / 4 puntos Pro)
- Posibilidad de soportes laterales fijos y abatibles así como una selección de tamaños en las almohadillas laterales (S, M, L, XL)
- Protección contra el aire con cremallera, se fija entre la parte inferior del respaldo y el asiento de la silla de ruedas



Los respaldos están disponibles en un amplio rango de colores



Opcional: dos soportes laterales diferentes disponibles



Opcional: Protección contra el aire mediante cremallera entre la parte inferior del respaldo y el asiento de la silla de ruedas

Fijaciones



	1 Extracción básica	2 Extracción rápida*	3 2 puntos Pro	4 4 puntos Pro
	extraíbles		fijas	
Rango de ajuste				
Ángulo	+/- 15°	+/- 10°	+/- 10°	+/- 15°
Profundidad	57 mm	32 mm	32 mm	57 mm
Anchura	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Diámetro de tubo	19–25 mm	15–25 mm	15–25 mm	19–25 mm

*testado contra choques

Respaldo de aluminio en 5 alturas y 3 contornos con tapizado transpirable

Anchura silla de ruedas	Contorno	Con recorte escapular			Sin recorte escapular	
		Altura carcasa respaldo			Altura carcasa respaldo	
		bajo 250 mm	medio 330 mm	estándar 410 mm	alto 460 mm	extra alto 510 mm
250 mm	activo: 64 mm	•				
	profundo: 100 mm	•				
280 mm	activo: 64 mm	•				
	profundo: 100 mm	•				
300 mm	activo: 64 mm	•	•			
	profundo: 100 mm	•	•			
330 mm	activo: 64 mm	•	•			
	profundo: 100 mm	•	•			
360 mm	activo: 64 mm	•	•	•		
	profundo: 100 mm	•	•	•		
380 mm	activo: 64 mm	•	•	•		
	profundo: 100 mm	•	•	•		
410 mm	activo: 64 mm	•	•	•	•	•
	profundo: 100 mm	•	•	•	•	•
	muy prof.: 150 mm			•	•	•
430 mm	activo: 64 mm	•	•	•	•	•
	profundo: 100 mm	•	•	•	•	•
	muy prof.: 150 mm			•	•	•
460 mm	activo: 64 mm	•	•	•	•	•
	profundo: 100 mm	•	•	•	•	•
	muy prof.: 150 mm			•	•	•
480 mm	activo: 64 mm	•	•	•	•	•
	profundo: 100 mm	•	•	•	•	•
	muy prof.: 150 mm			•	•	•
510 mm	activo: 64 mm	•	•	•	•	•
	profundo: 100 mm	•	•	•	•	•
	muy prof.: 150 mm			•	•	•



Activo – con recorte escapular



Semi activo – sin recorte escapular



Contorno: activo (64 mm)



Contorno: profundo (100 mm)



Contorno: muy profundo (150 mm)

